

M0391 | MD-210

GB	Digital Multimeter
CZ	Digitální multimetr
SK	Digitálny multimeter
PL	Multimetr cyfrowy
HU	Digitális multiméter
SI	Digitalni multimeter
RS HR BA ME	Digitalni multimeter
DE	Digitales Multimeter
UA	Цифровий мультиметр
RO MD	Multimetru digital
LT	Skaitmeninis multimetras
LV	Digitālais multimetrs
EE	Digitaalne multimeeter
BG	Цифров мултиметър



www.emos.eu



GB | Digital Multimeter

Before you begin using multimeter MD-210, read this instruction manual thoroughly. It contains particularly important passages concerning occupational safety principles when using the device. Such passages are highlighted. Reading the manual will prevent potential injury by electric current or damage to the device.

The multimeter was designed in accordance with the IEC-61010 standard regarding electronic measuring devices in the category (CAT III 300 V), for 2nd pollution degree.

Category CAT III is designed for measuring circuits powered by a fixed output power supply, such as relays, sockets, switchboards, power supplies, short branching circuits and lighting systems in large buildings.

alternating current (AC)

direct current (DC)

direct and alternating current (AC/DC)

earthing

double insulation

low battery

diode

fuse

warning

risk of injury by electric current

product complies with applicable EU standards

This symbol means: warning, risk of danger. Read the manual in all cases where this symbol is used!

This symbol indicates risk of injury by electric current.

ATTENTION

Comply with the following instructions in particular:

- Make sure the device is not damaged before you begin using the multimeter. If you find obvious signs of damage on the body of the device, do not make any measurements! Check that the surface of the multimeter does not have scratches and that the side joints are not coming apart.
- Do not measure voltage higher than 300 V, or current higher than 10 A!
- The COM terminal must always be connected to reference ground.
- Also check the measuring tips. Insulation on the measuring probes should have no visible signs of damage. Damaged insulation may result in injury by electric current. Therefore, do not use damaged measuring probes.
- If you find that the multimeter is making abnormal measurements, stop using it. These may be caused by a disrupted fuse. If you are

unsure of the cause of the defect, contact a service centre.

- Do not use or store the multimeter in environments with high temperature, dust or humidity. It is also not recommended to use the device in environments with potentially strong magnetic fields or risk of explosion or fire.
- Do not measure voltages and currents higher than indicated on the front panel of the multimeter. Risk of injury by electric current or damage to the multimeter!
- Check that the multimeter is working properly before use. Test on a circuit with known electrical values.
- Before you connect the multimeter to a circuit you intend to measure, turn off the power to the circuit.
- If you need to replace a component of the multimeter (e.g. battery, fuse), always use spare parts of the same type and specifications. Change parts only when the multimeter is disconnected and turned off.
- Do not alter or otherwise interfere with the internal circuitry of the multimeter!
- Be extra careful when measuring voltages higher than 30 V AC rms, 42 V peak or 60 V DC. Risk of injury by electric current!
- When using measuring tips, make sure you are holding them behind the finger barriers.
- Disconnect the measuring tips from the tested circuit before opening the casing of the multimeter.
- Do not perform measurements if the multimeter's casing is removed or loose.
- Change the battery once the low battery warning indicator  appears on the screen. Otherwise, subsequent measurements may be inaccurate. Incorrect measurements may then result in injuries by electric current!

ATTENTION

Use multimeter MD-210 only in the manner specified below. Otherwise, the device could get damaged or the user may suffer injury. Comply with the following instructions:

Before measuring resistance, diodes or current, disconnect the circuits from the power supply and discharge the high-voltage capacitors.

Before measuring, make sure the circular switch for measuring range is in the correct position. Under no circumstances should you make any changes to the measuring range (by moving the circular switch for measuring programs) while measuring. Doing so could damage the device.

If you intend to measure current, check the multimeter's fuse and turn off the power supply to the circuit before you connect the multimeter.

When you are measuring, first connect the black conductor (probe) and then the red conductor (probe). When disconnecting the testing conductors, disconnect the red one first.

Maintenance Instructions

Attention

Do not attempt to repair or modify the multimeter in any way if you are not qualified for the task or do not have access to the necessary calibration equipment. To prevent injury by electric current, make sure that water does not enter the inside of the multimeter!

- Disconnect the measuring tips from the tested circuit before opening the casing of the multimeter.
- Regularly clean the body of the multimeter with a moist cloth and a mild detergent. Perform cleaning only when the multimeter is disconnected and turned off.
- Do not use solvents or abrasive agents for cleaning!
- If you are not using the multimeter for an extended period of time, turn it off and remove the batteries.
- Do not store the multimeter in places with high humidity and temperature or in places with a strong magnetic field!

Device Description

Multimeter MD-210 is a compact device with a 3.5 digit display. It is designed for measuring direct and alternating voltage, direct and alternating current, resistance, temperature, test diodes and perform audio testing of conductivity and of circuits. The multimeter provides protection against overload and informs the user when the battery is low. It is ideal for use in e.g. workshops, laboratories and households.

Front View of the Multimeter

- 1 – Screen – displays 3.5 digits i.e. a maximum value of 1999
- 2 – Function and range switch – allows selecting functions and the desired range as well as turning the multimeter on or off. If you are not using the multimeter, turn it off. The battery will then last you longer.
- 3 – 10 A socket – used for connecting the plug of the red (positive) tipped measuring conductor to measure currents in 10 A DC current range.
- 4 – $\Omega \leftrightarrow VmA$ socket – used for connecting the plug of the red (positive) tipped measuring conductor to measure voltage, resistance or current to up to 200 mA.
- 5 – COM socket – used for connecting the plug of the red (positive) tipped measuring conductor.

Specifications

Screen: LCD, 1999 (3.5 digits) with automatic polarity indication
 Measuring method: dual-slope integration via an A/D converter
 Reading frequency: 2–3× per second
 Operating temperature and humidity: 0 °C to 40 °C,
 <75 %
 Storage temperature and humidity: -10 °C to 50 °C, relative humidity <85 %
 Power supply: 1x 9 V (6F22) battery
 Fuses: F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm, F 10 A/300 V,
 Ø 5×20 mm
 Low battery: indication via a battery symbol on the screen
 Indication of exceeded range: shows „OL“ on the LCD
 Measuring category: CAT III (300 V)
 Enclosure: IP20
 Dimensions 28 × 138 × 70 mm
 Weight: 141 g (battery included)

Accuracy

The stated accuracy is for a period of one year since calibration of the device at 18 °C to 28 °C and relative humidity of up to 75 %.
 Measurement accuracy is stated as: $\pm [(\% \text{ of reading}) + (\text{lowest valid digits})]$.

DC Voltage

Range	Resolution	Accuracy
200 mV	100 µV	$\pm[0.5 \% + 5]$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm[0.8 \% + 5]$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm[1 \% + 5]$

Input impedance: 1 MΩ

⚠ Maximum input voltage: 300 V DC

AC Voltage

Range	Resolution	Accuracy
200 V	100 mV	$\pm(1.2 \% + 10)$
300 V	1 V	

Frequency range: 40 Hz to 400 Hz

⚠ Maximum input voltage: 300 V AC

Note: The value is an average corresponding to the calibrated effective sine wave.

Direct current (DC)

Range	Resolution	Accuracy
20 µA	0.01 µA	$\pm[1.2 \% + 5]$
200 µA	0.1 µA	
2 000 µA	1 µA	$\pm[1 \% + 5]$
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	$\pm[1.2 \% + 5]$
10 A	10 mA	$\pm[2 \% + 5]$

Overload protection:

µA and mA range: F 250 mA/300 V fuse

10 A range: F 10 A/300 V fuse

Maximum input current:

VmA socket: max. 200 mA
 Q↔ socket: max. 10 A

When measuring currents larger than 2 A: measurement duration must be max. 10 seconds and measurement may only be repeated again after 15 minutes!

Resistance

Range	Resolution	Accuracy
200 Ω	0.1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	$\pm(1.2 \% + 5)$
2 MΩ	1 kΩ	

Voltage of an open circuit: max. 1 V

Diode and Circuit Continuity Test

Range	Description	Note
→	The approximate voltage of the diode in the direction of the current flow will appear on the screen.	Voltage without load: 2.2 V
•))	Built-in buzzer indicates that resistance in the circuit is lower than 20 Ω. If resistance is between 20 Ω and 150 Ω the buzzer may or may not sound. If resistance is higher than 150 Ω, the buzzer will not sound.	Voltage without load: 2.2 V

Measuring Direct Voltage

1. Connect the plug of the red measuring conductor into the VmA socket and the black conductor into the COM socket.
2. Turn the circular switch to function marked V⎓. Choose a measuring range and place the measuring tips the spot or circuit where you wish to measure DC voltage.

⚠ If you do not know the voltage range beforehand, set the highest possible range and gradually decrease it as you measure.

3. Turn on the device you want to measure. The screen will display the voltage value and polarity relative to the red measuring tip.

⚠ If you exceed the range of 300 V, immediately stop measuring. Otherwise, you risk damaging the multimeter and suffering injury by electric current.

Measuring Alternating Voltage

1. Connect the plug of the red measuring conductor into the VmA socket and the black conductor into the COM socket.
2. Turn the circular switch to function marked V~. Choose a measuring range and place the

measuring tips the spot or circuit where you wish to measure AC voltage.

⚠ If you do not know the voltage range beforehand, set the largest possible range and gradually decrease it as you measure.

3. Turn on the device you want to measure. The screen will display the voltage value and polarity relative to the red measuring tip.

⚠ If you exceed the range of 300 V, immediately stop measuring. Otherwise, you risk damaging the multimeter and suffering injury by electric current.

Measuring Direct Current

1. Connect the plug of the red measuring conductor into the VmA socket and the black conductor into the COM socket. If the measured voltage is between 200 mA and 10 A, connect the plug of the red measuring conductor into the 10 A socket.

2. Turn the circular switch to function marked $\text{A}\text{---}$.

3. Connect the multimeter serially to the circuit you wish to measure and turn on the power supply to the measured device.

4. The screen will display the measured current and polarity relative to the red measuring tip.

⚠ Never use the device to measure current in places where the idle voltage in an open circuit exceeds 300 V.

Measuring current at higher idle voltage could result in damage to the device (fuse burnout, electric discharge) or injury by electric current!

Measuring Resistance

1. Connect the plug of the red measuring conductor into the VmA socket and the black conductor into the COM socket.

2. Turn the circular switch to function marked Ω . Select measuring range. Turn off the power supply to the circuit and discharge all high-voltage capacitors before measuring resistance in the circuit. Doing so prevents potential damaging of the multimeter.

3. Connect the measuring tips to the device or circuit where you wish to measure resistance.

4. The screen will show the measured resistance value.

Note:

1. When measuring resistances higher than $1\text{ M}\Omega$, it is necessary to wait a few seconds before the measured value stabilizes.

2. If the circuit is open, the "OL" symbol will appear, same as when the measuring range is exceeded. Before measuring resistance, make sure that the measured object is disconnected from power supply and all its capacitors are fully discharged.

Diode Test

1. Connect the plug of the red measuring conductor into the VmA socket and the black conductor into the COM socket.

2. Turn the circular switch to function marked $\text{D}\text{--}$.

3. Place the red measuring tip onto the diode's anode and then the black measuring tip onto the diode's cathode.

4. The screen will show voltage in mV for the direction of current flow. „OL“ will appear on the screen if the polarity has been reversed.

Circuit Continuity Test

1. Connect the plug of the red measuring conductor into the VmA socket and the black conductor into the COM socket.

2. Turn the circular switch to function marked $\bullet\text{--}$.

3. Connect the measuring tips to the tested circuit or device. If resistance is lower than 20 Ω, you will hear a buzzer.

Note: Before making measurements, make sure that the measured circuit is disconnected from power supply and all its capacitors are fully discharged.

Changing Batteries

If the display shows the $\text{E}+$ symbol, the battery needs replacing. Use a suitable screwdriver to change the battery.

Before changing the battery, disconnect the measuring tips from the measured circuit or device and turn the switch to the OFF position.

Unscrew the rear cover.

Replace the 9 V type 6F22 battery with a new one. Use alkaline batteries only. Do not use rechargeable batteries.

Make sure to observe the correct polarity. After changing the battery, replace the cover and screw it back on.

Replacing the Fuse

If the fuse burns out, it is most likely caused by improper handling. The multimeter uses fuses with these parameters:

F 250 mA/300 V, $\varnothing 5 \times 20$ mm, F 10 A/300 V, $\varnothing 5 \times 20$ mm.

The fuse is located under the battery cover. Always replace the fuse with a fuse of the same type and parameters. Replace the battery cover and close it shut.

To replace the F 10 A L 300 V fuse, contact a service centre.

Before changing a fuse, disconnect the measuring tips from the measured circuit or device and turn the switch to the OFF position.

⚠

This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and knowledge prevents safe use, unless they are supervised or

instructed regarding use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must always be supervised and must never play with the device.

-  Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste.
Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

You can request technical assistance from the supplier:
EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

CZ | Digitální multimetr

 Dříve, než začnete multimeter MD-210 používat, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Jsou v něm zvýrazněny důležité pasáže, které pojednávají o zásadách bezpečnosti práce s tímto přístrojem. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

Multimeter byl navržen v souladu s normou IEC-61010 vztahující se na elektronické měřicí přístroje spadající do kategorie (CAT III 300 V), pro úroveň znečištění 2.

Kategorie CAT III je určena k měření obvodů z vybavení napájeného pevnou instalací, jako relé, zásuvky, rozvodné panely, napájecí a krátké větvící obvody a osvětlovací systémy ve velkých budovách.

-  střídavý proud (AC)
-  stojnosměrný proud (DC)
-  stojnosměrný a střídavý proud (AC/DC)
-  uzemnění
-  dvojitá izolace
-  vybitá baterie
-  dioda
-  pojistka
-  upozornění
-  nebezpečí úrazu elektrickým proudem
-  výrobek splňuje příslušné normy EU

 Tento symbol znamená: výstraha, riziko nebezpečí. Prostudujte tento návod ve všech případech, kde je tato značka použita!

 Tento symbol značí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Dbejte zejména následujících instrukcí:

- Předtím, než začnete multimeter používat, pozorně zkонтrolujte, zda není přístroj poškozen. Pokud naleznete na těle přístroje zjevné poškození, neprovádějte žádná měření! Zkon-

trolujte, není-li povrch multimetru poškrábaný a nejsou-li boční spoje rozklizené.

- Neměřte napětí vyšší jak 300 V nebo proud, který je vyšší jak 10 A!
- Svorka „COM“ musí být vždy připojena na vztazníou měřicí zem.
- Zkontrolujte také měřicí hroty. Izolace na měřicích sondách by neměla být zjevně poškozena. Při poškození izolace hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte poškozené měřicí sondy.
- Nepoužívejte multimeter, zjistěte-li abnormální výsledky měření. Ty totiž mohou být způsobeny přerušením pojistiky. Pokud si nejste jisti přičinou závady, kontaktujte servisní středisko.
- Nepoužívejte a neskladujte multimeter v prostředích s vysokou teplotou, průšťností a vlhkostí. Nedoporučujeme také používat přístroj v prostředí, kde se může vyskytovat silné magnetické pole nebo kde hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- Neměřte multimetrem vyšší napětí (a proudy), než jaké jsou vyznačeny na předním panelu multimetru. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození multimetru!
- Před používáním si ověřte, zda multimeter správně pracuje. Otestujte obvod, u kterého znáte jeho elektrické veličiny.
- Předtím, než multimeter připojíte k obvodu, u kterého se chystáte měřit proud, vypněte napájení daného obvodu.
- Budete-li vyměňovat součásti multimetru (např. baterii, pojistku), vždy použijte náhradní díly stejného typu a specifikací. Výměnu provádějte při odpojeném a vypnutém multimetru.
- Nepozměňujte nebo nijak neupravujte vnitřní obvody multimetru!
- Dbejte zvýšené opatrnosti při měřeních napětí vyšších jak 30 V AC rms, 42 V špičkových nebo 60 V DC. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Když používáte měřicí hroty, ujistěte se, že je svíráte rukou až za zábranou prstů.
- Odpojte měřicí hroty od testovaného obvodu předtím, než otevřete kryt multimetru.
- Neprovádějte měření, je-li kryt multimetru odstraněn nebo je-li uvolněný.
- Vyměňte baterii, jakmile se na displeji objeví varovný indikátor vybití baterie „“. V opačném případě může dojít k situaci, kdy následně provedená měření budou nepřesná. To může vést ke zkresleným či falešným výsledkům měření a k následnému úrazu elektrickým proudem!

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Používejte multimeter MD-210 pouze tak, jak je specifikováno níže. V opačném případě může dojít k

poškození samotného přístroje nebo Vašeho zdraví.
Dbejte následujících instrukcí:

Dříve, než provedete měření odporu, diod nebo proudu, odpojte obvody od zdrojů energie a vybjite vysokonapěťové kondenzátory.

Před měřením se přesvědčte, že máte kruhový přepínač rozsahu měření nastaven ve správné poloze. V žádném případě neprovádějte v průběhu měření žádné změny v měřicím rozsahu (pootočením kruhového přepínače programů měření). Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Budete-li měřit proud, zkонтrolujte pojistku multimetru a vypněte napájení obvodu předtím, než k němu multimetru připojíte.

Když provádíte měření, připojte nejdříve černý vodič (sondu), potom červený vodič (sondu). Když testovaný vodič odpojujete, odpojte nejdříve červený vodič.

Pokyny k údržbě multimetru

⚠️ Upozornění

Nekopoušejte se multitemr opravovat nebo jakkoliv upravovat, nejste-li kvalifikováni takovouto činnost provádět a nemáte-li k dispozici potřebné kalibrační přístroje.

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, dbejte, aby do vnitřní části multitemtru nevnikla voda!

- Odpojte měřicí hroty od testovaného obvodu předtím, než otevřete kryt multitemtru.
- Pravidelně čistěte tělo multitemtru vlnkým hadříkem a jemným myčím prostředkem (sapónátem). Čištění provádějte pouze při odpojeném a vypnutém multitemtru.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla nebo brusné prostředky!
- Nepoužíváte-li multitemr delší dobu, vypněte jej a vyměňte baterie.
- Multitemr neuchovávejte na místě, kde je vysoká vlnkost a teplota nebo v prostředí, kde je silné magnetické pole!

Popis přístroje

Multitemr MD-210 je kompaktní přístroj, s 3,5 číslicovým displejem. Je určen pro měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného proudu, odporu, testování diod a zvukové zkoušky vodivosti a obvodů. Multitemr poskytuje ochranu před přetížením a informuje o nízkém stavu baterie. Ideální použití multitemtru je např. v dílnách, laboratořích a domácích stotech.

Čelní pohled na multitemr

1 – Displej – zobrazuje 3,5 číslice a maximum zobrazení je 1999

2 – Přepínač funkcí a rozsahů – slouží k volbě funkce požadovaného rozsahu nebo zapnutí a vypnutí multitemtru. Pokud multitemr nepoužíváte, vypněte jej (poloha OFF). Baterie se nebude vybit a vydrží déle.

3 – Zdířka „10 A“ – zapojte do zdířky koncovku červeného (kladného) měřicího vodiče s hrotem k měření proudu na průvodém rozsahu 10 A DC.

4 – Zdířka $\frac{VmA}{\Omega}$ – zapojte do zdířky koncovku červeného (kladného) měřicího vodiče s hrotem k měření napětí, odporu nebo proudu do 200 mA.

5 – Zdířka „COM“ – zapojte do zdířky koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotem.

Technické parametry

Displej: LCD, 1999 (3,5 číslice) s automatickou indikací polarity

Metoda měření: dvojitá sestupná integrace A/D převodníkem

Rychlosť čtení: 2–3x za sekundu

Pracovní teplota a vlhkost: 0 °C až 40 °C, <75 %

Teplota a vlhkost skladování: -10 °C až 50 °C, relativní vlhkost <85 %

Napájení: 1x 9 V (6F22) baterie

Pojistky: F 250 mA/300 V, ø 5x20 mm,

F 10 A/300 V, ø 5x20 mm

Slabá baterie: indikace pomocí symbolu baterie na displeji

Indikace překročení rozsahu: zobrazení čísla „OL“ na LCD

Kategorie měření: CAT III (300 V)

Stupeň krytí: IP20

Rozměry 28 x 138 x 70 mm

Hmotnost: 141 g (přiložena baterie)

Přesnost

Přesnost je daná po dobu jednoho roku od kalibrace přístroje při 18 °C až 28 °C při relativní vlhkosti do 75 %.

Přesnost měření je dána ve tvaru: $\pm [(\%) \text{ z rozsahu} + (\text{nejnižší platné číslice})]$.

Stejnosměrné napětí (DC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 mV	100 µV	$\pm(0,5 \% + 5)$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Vstupní impedance: 1 MΩ

⚠️ Maximální vstupní napětí: 300 V DC

Střídavé napětí (AC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1,2 \% + 10)$

Frekvenční rozsah: 40 Hz až 400 Hz

⚠️ Maximální vstupní napětí: 300 V AC

Poznámka: Jde o průměrnou hodnotu, odpovídající kalibrovanému efektivnímu sinusovému průběhu.

Stejnosměrny proud (DC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
20 μ A	0,01 μ A	$\pm(1,2\%+5)$
200 μ A	0,1 μ A	
2 000 μ A	1 μ A	$\pm(1\%+5)$
20 mA	10 μ A	
200 mA	100 μ A	$\pm(1,2\%+5)$
10 A	10 mA	$\pm(2\%+5)$

Ochrana při přetížení:

Rozsah μ A a mA pojistka F 250 mA/300 V

Rozsah 10 A pojistka F 10 A/300 V

Maximální vstupní proud:

Zdírka $\frac{\text{VmA}}{\Omega}$ max. 200 mA

Zdírka 10 A max. 10 A

Při měření proudu větším jako 2 A; délka měření musí být maximálně 10 sekund a další měření opakovat až po 15 minutách!

Odpor

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 Ω	0,1 Ω	
2 k Ω	1 Ω	
20 k Ω	10 Ω	
200 k Ω	100 Ω	
2 M Ω	1 k Ω	

Napětí otevřeného obvodu: max 1 V

Test diod a spojitosti obvodů

Rozsah	Popis	Poznámka
\rightarrow	Na displeji se objeví přibližné napětí diody v propustném směru.	Napětí bez zátěže: 2,2 V
$\bullet\bullet\bullet$	Vestavný bzučák signalizuje, že odporník v obvodu je menší než 20 Ω . Pokud je odporník mezi 20 Ω až 150 Ω , bzučák může, ale nemusí zaznít. Pokud je odporník větší než 150 Ω , bzučák nezazní.	Napětí bez zátěže: 2,2 V

Měření stejnosměrného napětí

- Připojte koncovku červeného měřicího vodiče do zdírky označené „VmA“ a černý vodič do zdírky označené „COM“.
- Kruhovým přepínačem přepněte na funkci označenou $V_{\text{--}}$. Zvolte měřicí rozsah a připojte měřicí hrotu na místo nebo obvod, kde budete měřit stejnosměrné napětí.

- Δ Neznáte-li napěťový rozsah předem, nastavte nejvyšší rozsah a postupně ho při měření snižujte.
- Zapněte napájení do zařízení, které budete měřit. Na displeji se zobrazí hodnota napětí a polarita vztázená k červenému měřicímu hrotu.

Δ Při překročení rozsahu 300 V okamžitě ukončete měření. V opačném případě hrozí poškození multimetu a úraz elektrickým proudem.

Měření střídavého napětí

- Připojte koncovku červeného měřicího vodiče do zdírky označené „ $\frac{\text{VmA}}{\Omega}$ “ a černý vodič do zdírky označené „COM“.
- Kruhovým přepínačem přepněte na funkci označenou $V_{\text{--}}$. Zvolte měřicí rozsah a připojte měřicí hrotu na místo nebo obvod, kde budete měřit střídavé napětí.

Δ Neznáte-li napěťový rozsah předem, nastavte nejvyšší rozsah a postupně ho při měření snižujte.

- Zapněte napájení do zařízení, které budete měřit. Na displeji se zobrazí hodnota napětí a polarita vztázená k červenému měřicímu hrotu.

Δ Při překročení rozsahu 300 V okamžitě ukončete měření. V opačném případě hrozí poškození multimetu a úraz elektrickým proudem.

Měření stejnosměrného proudu

- Připojte koncovku červeného měřicího vodiče do zdírky označené „ $\frac{\text{VmA}}{\Omega}$ “ a černý vodič do zdírky označené „COM“. Je-li měřený proud v rozmezí 200 mA až 10 A zapojte koncovku červeného měřicího hrotu do zdírky označené „10 A“.

- Kruhovým přepínačem přepněte na funkci označenou $A_{\text{--}}$.

- Připojte multimetr do série obvodu, kde chcete měřit proud, zapněte napájení měřeného zařízení.

- Na displeji se objeví hodnota naměřeného proudu a polarita vztázená k červenému měřicímu hrotu.

Δ Nikdy neměřte přístrojem proud tam, kde je napětí naprázdno v otevřeném obvodu vyšší než 300 V. Měření proudu při vyšším napětí naprázdno by mohlo vést k poškození přístroje (shoření pojistiky, elektrickému výboji) případně k úrazu elektrickým proudem!

Měření odporu

- Připojte koncovku červeného měřicího vodiče do zdírky označené „ $\frac{\text{VmA}}{\Omega}$ “ a černý vodič do zdírky označené „COM“.

- Kruhovým přepínačem přepněte na funkci označenou Ω . Zvolte měřicí rozsah. Vypněte zdroj napájení připojený k obvodu a vybije všechny vysokonapěťové kondenzátory před tím, než provedete měření odporu v obvodu. Předejdete tím možnému poškození multimetu.

- Připojte měřicí hrotu na zařízení nebo obvod, kde budete měřit odpór.

- Na displeji se objeví hodnota naměřeného odporu.

Poznámka:

- Při měření odporu s hodnotou vyšší jak 1 M Ω je nutné počkat několik sekund, než se měřená hodnota stabilizuje.

2. Při neuzavřeném obvodu se objeví symbol „OL“ jako při překročení rozsahu. Před měřením odporu se přesvědčte, zda je měřený objekt odpojen od napájení a všechny kondenzátory jsou plně vybité.

Test diod

- Připojte koncovku červeného měřicího vodiče do zdírky označené „VmA“, a černý vodič do zdírky označené „COM“.
- Kruhovým přepínačem přepněte na funkci označenou .
- Přiložte červený měřicí hrot na anodu diody a potom černý měřicí hrot přiložte na katodu diody.
- Na displeji se objeví napětí v mV pro propustný směr diody. Při prohození polarity se na displeji se zobrazí „OL“.

Test spojitosti obvodů

- Připojte koncovku červeného měřicího vodiče do zdírky označené „VmA“, a černý vodič do zdírky označené „COM“.
- Kruhovým přepínačem přepněte na funkci označenou).
- Připojte měřicí hroty ke zkoušenému obvodu nebo zařízení. Je-li odpor nižší než 20 Ω, rozezná se buzák.

Poznámka: Před měřením se přesvědčte, zda je měřený obvod odpojen od napájení a všechny kondenzátory jsou plně vybité.

Výměna baterií

Obejmí-li se na displeji symbol , je nutné vyměnit baterii. Pro výměnu baterie použijte vhodný šroubováč.

Před výměnou baterie musí být odpojeny měřicí hroty od měřeného obvodu nebo zařízení a kruhový přepínač v poloze OFF.

Odšroubujte zadní kryt.

Vyměňte baterii za novou 1x 9 V typ 6F22. Použijte pouze alkalické baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie.

Dodržujte polaritu vkládaných baterií. Po výměně baterií nasaďte zpět kryt a zašroubujte ho.

Výměna pojistky

Pokud dojde k přetavení pojistiky, je to většinou způsobeno chybou obsluhou. Multimetr používá pojistky s těmito parametry:

F 250 mA/300 V, Ø 5x20 mm, F 10 A/300 V, Ø 5x20 mm.

Pojistka se nachází pod krytem baterií. Výměnu pojistiky proveďte vždy za stejný typ a parametry. Nasadte kryt baterií a pečlivě uzavřete.

Pro výměnu pojistiky F 10 A L 300 V kontaktujte servisní středisko.

Před výměnou pojistiky musí být odpojeny měřicí hroty od měřeného obvodu nebo zařízení a kruhový přepínač v poloze OFF.



Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebudou dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zadovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa

třídněného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Technickou pomoc lze získat u dodavatele:

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, 750 02 Přerov

SK | Digitálny multimeter

Skôr, ako začnete multimeter MD-210 používať, starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu. Sú v ňom zvýraznené dôležité pasáže, ktoré pojednávajú o zásadách bezpečnosti práce s týmto prístrojom. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu prístroja.

Multimeter bol navrhnutý v súlade s normou IEC-61010 vztahujúcou sa na elektronické meracie prístroje spadajúce do kategórie (CAT III 300 V), pre úroveň znečistenia 2.

Kategória CAT III je určená na meranie obvodov z výbavou napájaného pevnou inštaláciou; ako relé, zásuvky, rozvodné panely, napájacie a krátke vetviace obvody a osvetľovacie systémy vo veľkých budovách.

striedavý prúd (AC)

jednosmerný prúd (DC)

jednosmerný a striedavý prúd (AC/CD)

uzemnenie

dvojité izolácia

vybitá batéria

dióda

pojistka

upozornenie

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

CE výrobok splňa príslušné normy EU

Tento symbol znamená: výstraha, riziko nebezpečenstva. Preštudujte si tento návod vo všetkých prípadoch, kde je táto značka použitá!

Tento symbol značí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

⚠ UPOZORNENIE

Dbajte najmä nasledujúcich inštrukcií:

- Skôr ako začnete multimeter používať, pozorne skontrolujte, či nie je prístroj poškodený. Ak nájdete na prístroji zjavné poškodenia, nevykonávajte žiadne merania! Skontrolujte, či nie je povrch multimetra poškriabaný a či nie sú bočné spoje rozglejené.
- Nemerajte napätie vyššie ako 300 V alebo prúd, ktorý je vyšší ako 10 A!
- Sverka „COM“ musí byť vždy pripojená na vztážnu zem.
- Skontrolujte tiež meracie hroty. Izolácia na meracích sondách by nemala byť zjavné poškodená. Pri poškodení izolácie hrozi nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Preto nepoužívajte poškodené meracie sondy.
- Nepoužívajte multimeter, ak zistíte abnormálne výsledky meraní. Tie totiž môžu byť spôsobené prerušením poistky. Ak si nisť ste istí pričinou poruchy, kontaktujte servisné stredisko.
- Nepoužívajte a neskladujte multimeter v prostrediah s vysokou teplotou, prasnosťou a vlhkosťou. Neodporúčame tiež používať prístroj v prostredí, kde sa môže vyskytovať silné magnetické pole alebo kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- Nemerajte multimeterom vyššie napätie (a prúdy), než aké sú vyznačené na prednom paneli multimetu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenie multimetru!
- Pred používaním si overte, či multimeter správne pracuje. Otestujte obvod, pri ktorom poznáte jeho elektrické veličiny.
- Predtým, ako multimeter pripojite k obvodu, pri ktorom sa chystámerať prúd, vypnite napájanie daného obvodu.
- Ak budete vymieňať súčasti multimetra (napr. batériu, poistku), vždy použite náhradné diely rovnakého typu a špecifikácií. Výmenu vykonávajte pri odpojenom a vypnutom multimetri.
- Nepozmeňujte ani nijako neupravujte vnútorné obvody multimetra!
- Dbajte na zvýšenú opatrosť pri meraniach napäť vyšších ako 30 V AC rms, 42 V špičkových alebo 60 V DC. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Keď používate meracie hroty, uistite sa, že ich zvierate rukou až za zábranou prstov.
- Odpojte meracie hroty od testovaného obvodu predtým, ako otvoríte kryt multimetra.
- Nevykonávajte merania, ak je kryt multimetra odstránený alebo ak je uvoľnený.
- Vymeňte batériu, akonáhle sa na displeji objaví varovný indikátor výbete batérie . V opačnom prípade môže dôjsť k situácii, keď následne vykonané merania budú nepresné.

To môže viest' ku skresleným či falošným výsledkom merania a k následnému úrazu elektrickým prúdom!

⚠ UPOZORNENIE

Používajte multimeter MD-210 iba tak, ako je špecifikované nižšie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu samotného prístroja alebo Vášho zdravia. Dbajte nasledujúcich inštrukcií:

Skôr, ako vykonáte meranie odporu, diód alebo prúdu, odpojte obvody od zdrojov energie a vypnite vysokonapäťové kondenzátory. Pred meraním sa presvedčte, že máte kruhový prepínač rozsahu merania nastavený v správnej polohe. V žiadnom prípade nevykonávajte v priebehu merania žiadne zmeny v meracom rozsahu (pootáčaním kruhového prepínacia programov merania). Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.

Ak budete merať prúd, skontrolujte poistku multimetera a vypnite napájanie obvodu predtým, ako k nemu multimeter pripojíte.

Keď vykonávate meranie, pripojte najskôr čierny vodič (sondu), potom červený vodič (sondu). Keď testovacie vodiče odpájate, odpojte najprv červený vodič.

Pokyny k údržbe multimetra

⚠ Upozornenie

Nepoukájajte sa multimeter opravovať alebo akočvek upravovať, ak nie ste kvalifikovaný takúto činnosť vykonávať a nemáte k dispozícii požadované kalibráčne prístroje.

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, dbajte, aby do vnútornej časti multimetra nevnikla voda!

- Odpojte meracie hroty od testovaného obvodu predtým, ako otvoríte kryt multimetra.
- Pravidelne čistite telo multimetra vlhkou handričkou a jemným čistiaciom prostriedkom (saponátom). Čistenie vykonávajte len pri odpojenom a vypnutom multimetri.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá alebo brúsne prostriedky!
- Ak nepoužívate multimeter dlhšiu dobu, vypnite ho a vyberte batérie.
- Multimeter neuchovávajte na mieste, kde je vysoká vlhkosť a teplota alebo v prostredí, kde je silné magnetické pole!

Popis prístroja

Multimeter MD-210 je kompaktný prístroj, s 3,5 číslivcovým displejom. Je určený pre meranie jednosmerného a striedavého napäťia, jednosmerného prúdu, odporu, testovanie diód a zvukové skúšky vodivosti a obvodov. Multimeter poskytuje ochranu pred pretážením a informuje o nízkom stave batérie. Ideálne použitie multimetra je napr. v dielňach, laboratóriách a domácnostíach.

Čelný pohľad na multimeter

- 1 – Displej – zobrazuje 3,5 číslice a maximum zobrazenia je 1999
- 2 – Prepínač funkcií a rozsahov – slúži na voľbu funkcie požadovaného rozsahu alebo zapnutie a vypnutie multimetra. Pokiaľ multimeter nepoužívate, vypnite ho (poloha OFF). Batéria sa nebude vybijať a vydrží dlhšie.
- 3 – Zdierka „10 A“ – zapojte do zdierky koncovku červeného (kladného) meracieho vodiča s hrotom na meranie prúdu na prúdovom rozsahu 10 A DC.
- 4 – Zdierka „ $\frac{VmA}{\Omega}$ “ – zapojte do zdierky koncovku červeného (kladného) meracieho vodiča s hrotom na meranie napäťia, odporu alebo prúdu do 200 mA.
- 5 – Zdierka „COM“ – zapojte do zdierky koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom.

Technické parametre

Displej: LCD, 1999 (3,5 číslica) s automatickou indikáciou polarity

Metóda merania: dvojité zostupné integrácia A/D prevedníkom

Rýchlosť čítania: 2–3× za sekundu

Pracovná teplota a vlhkosť: 0 °C až 40 °C, <75 %

Teplota a vlhkosť skladovania: -10 °C až 50 °C, relatívna vlhkosť <85 %

Napájanie: 1x 9 V (6F22) batéria

Poistky: F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm,

F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm

Slabá batéria: indikácia pomocou symbolu batérie na displeji

Indikácia prekročenia rozsahu: zobrazenie čísla „OL“ na LCD

Kategória merania: CAT III (300 V)

Stupeň krytia: IP20

Rozmery 28 × 138 × 70 mm

Hmotnosť: 141 g (priložená batéria)

Presnosť

Presnosť je daná po dobu jedného roka od kalibrácie prístroja pri 18 °C až 28 °C pri relatívnej vlhkosti do 75 %.

Presnosť merania je daná v tvare: $\pm [(\% \text{ zo rozsahu}) + (\text{najnižšie platné číslice})]$.

Jednosmerné napätie (DC)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 mV	100 μ V	$\pm(0,5 \% + 5)$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Vstupná impedancia: 1 M Ω

Maximálne vstupné napätie: 300 V DC

Striedavé napätie (AC)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 V	100 mV	$\pm(1,2 \% + 10)$
300 V	1 V	

Frekvenčný rozsah: 40 Hz až 400 Hz

Maximálne vstupné napätie: 300 V AC

Poznámka: Ide o priemernú hodnotu, zodpovedajúcu kalibrovanému efektívному sinusovému priebehu.

Jednosmerný prúd (DC)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
20 μ A	0,01 μ A	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 μ A	0,1 μ A	
2 000 μ A	1 μ A	$\pm(1 \% + 5)$
20 mA	10 μ A	
200 mA	100 μ A	$\pm(1,2 \% + 5)$
10 A	10 mA	$\pm(2 \% + 5)$

Ochrana pri preťažení:

Rozsah μ A a mA poistka F 250 mA/300 V

Rozsah 10 A poistka F 10 A/300 V

Maximálny vstupný prúd:

Zdierka $\frac{VmA}{\Omega}$ max. 200 mA

Zdierka 10 A max. 10 A

Pri meraní prúdu väčšom ako 2 A; dĺžka merania musí byť maximálne 10 sekúnd a ďalšie merania opakovať až po 15 minútach!

Odpor

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 Ω	0,1 Ω	
2 k Ω	1 Ω	
20 k Ω	10 Ω	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 k Ω	100 Ω	
2 M Ω	1 k Ω	

Napätie otvoreného obvodu: max 1 V

Test diód a spojitosť obvodov

Rozsah	Popis	Poznámka
→	Na displeji sa objavi približné napätie diódy v prieplustnom smere.	Napätie bez záťaže: 2,2 V
•	Vstavaný bzučiak signalizuje, že odpor v obvode je menší ako 20 Ω . Ak je odpor medzi 20 Ω až 150 Ω , bzučiak môže, ale nemusí zaznieť. Ak je odpor väčší ako 150 Ω , bzučiak nezaznie.	Napätie bez záťaže: 2,2 V

Meranie jednosmerného napäťia

1. Pripojte koncovku červeného meracieho vodiča do zdierky označenej „ $\frac{VmA}{\Omega}$ “ a čierny vodič do zdierky označenej „COM“.

2. Kruhovým prepínačom prepnite na funkciu označenú $V_{\text{--}}$. Zvolte meraci rozsah a pripojte

meracie hroty na miesto alebo obvod, kde budete merat' jednosmerné napätie.

⚠ Ak nepoznáte napäťový rozsah vopred, nastavte najvyšší rozsah a postupne ho pri meraní znižujte.

3. Zapnite napájanie do zariadenia, ktoré budete merat'. Na displeji sa zobrazí hodnota napäťia a polarita vztiahnutá k červenému meraciemu hrotu.

⚠ Pri prekročení rozsahu 300 V okamžite ukončite meranie. V opačnom prípade hrozí poškodenie multimetra a úraz elektrickým prúdom.

Meranie striedavého napäťia

1. Pripojte koncovku červeného meracieho vodiča do zdierky označenej „“ a čierny vodič do zdierky označenej „COM“.

2. Kruhovým prepínačom prepnite na funkciu označenú . Zvolte merací rozsah a pripojte meracie hroty na miesto alebo obvod, kde budete merat' striedavé napätie.

⚠ Ak nepoznáte napäťový rozsah vopred, nastavte najvyšší rozsah a postupne ho pri meraní znižujte.

3. Zapnite napájanie do zariadenia, ktoré budete merat'. Na displeji sa zobrazí hodnota napäťia a polarita vztiahnutá k červenému meraciemu hrotu.

⚠ Pri prekročení rozsahu 300 V okamžite ukončite meranie. V opačnom prípade hrozí poškodenie multimetra a úraz elektrickým prúdom.

Meranie jednosmerného prúdu

1. Pripojte koncovku červeného meracieho vodiča do zdierky označenej „“ a čierny vodič do zdierky označenej „COM“. Ak je meraný prúd v rozmedzii 200 mA až 10 A zapojte koncovku červeného meracieho hrotu do zdierky označenej „10 A“.

2. Kruhovým prepínačom prepnite na funkciu označenú .

3. Pripojte multimeter do súrny obvodu kde chcete merat' prúd, zapnite napájanie meraného zariadenia.

4. Na displeji sa objaví hodnota nameraného prúdu a polarita vztiahnutá k červenému meraciemu hrotu.

⚠ Nikdy nemerajte prístrojom prúd tam, kde je napätie naprázdno v otvorenom obvode vyšše ako 300 V.

Meranie prúdu pri vyššom napäti naprázdno by mohlo viest k poškodeniu prístroja (zhoreniu poistky, elektrickému výboju) prípadne k úrazu elektrickým prúdom!

Meranie odporu

1. Pripojte koncovku červeného meracieho vodiča do zdierky označenej „“ a čierny vodič do zdierky označenej „COM“.

2. Kruhovým prepínačom prepnite na funkciu označenú . Zvolte merací rozsah. Vyplňte zdroj

napájania pripojený k obvodu a vybrite všetky vysokonapäťové kondenzátory pred tým, ako vykonáte meranie odporu v obvode. Predídite tým možnému poškodeniu multimetra.

3. Pripojte meracie hroty na zariadenie alebo obvod, kde budete merat' odpor.

4. Na displeji sa objaví hodnota nameraného odporu.

Poznámka:

1. Pri meraní odporu s hodnotou vyššou ako $1 \text{ M}\Omega$ je nutné počkať niekoľko sekúnd, než sa meraná hodnota stabilizuje.

2. Pri neužatorenom obvode sa objaví symbol „OL“ ako pri prekročení rozsahu. Pred meraním odporu sa presvedčte, či je meraný objekt odpojený od napájania a všetky kondenzátory sú plne vybité.

Test diód

1. Pripojte koncovku červeného meracieho vodiča do zdierky označenej „“ a čierny vodič do zdierky označenej „COM“.

2. Kruhovým prepínačom prepnite na funkciu označenú .

3. Priložte červený merací hrot na anódu diódy a potom čierny merací hrot priložte na katódu diódy.

4. Na displeji sa objaví napätie v mV pre prieplustný smer diódy. Pri prehodení polarity sa na displeji zobrazí „OL“.

Test spojitosťi obvodov

1. Pripojte koncovku červeného meracieho vodiča do zdierky označenej „“ a čierny vodič do zdierky označenej „COM“.

2. Kruhovým prepínačom prepnite na funkciu označenú .

3. Pripojte meracie hroty ku skúšanému obvodu alebo zariadeniu. Ak je odpor nižší ako 20Ω , rozoznie sa bzučiak.

Poznámka: Pred meraním sa presvedčte, či je meraný obvod odpojený od napájania a všetky kondenzátory sú plne vybité.

Výmena batérií

Ak sa objaví na displeji symbol , je nutné vymeniť batériu. Pre výmenu batérie použite vhodný skrutkováč.

Pred výmenou batérie musia byť odpojené meracie hroty od meraného obvodu alebo zariadenia a kruhový prepínač v polohе OFF.

Odskrutkujte zadný kryt.

Vymenite batériu za novú $1 \times 9 \text{ V}$ typ 6F22. Používajte len alkalické batérie. Nepoužívajte nabíjacie batérie. Dopržujte polaritu vkladanej batérie. Po výmene batérie nasaďte späť kryt a zaskrutkujte ho.

Výmena poistky

Pokiaľ dôjde k pretaveniu poistky, je to väčšinou spôsobené chybrou obsluhou. Multimeter používa poistky s týmito parametrami:
F 250 mA/300 V, Ø 5x20 mm, F 10 A/300 V,
Ø 5x20 mm.

Poistka sa nachádza pod krytom batérie. Výmenu poistky vykonajte vždy za rovnaký typ a parametre. Nasadte kryt batérie a starostlivo uzavrite.

Pre výmenu poistky F 10 A L 300 V kontaktujte servisného stredisko.

Pred výmenou poistky musia byť odpojené meracie hroty od meraného obvodu alebo zariadenia a kruhový prepínač v polohe OFF.



Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruuované ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohad nad detmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hráť.



Nevyhľadujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadov, nebezpečné látky môžu preškakováť do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodovať vašu zdravie.

Technický pomoc možno získať u dodávateľa:

EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

PL | Multimetr cyfrowy

Przed użyciem multimetru MD-210, prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Są w niej zawarte szczegółowo ważne informacje, które mówią o zasadach bezpiecznej pracy z tym przyrządem. W ten sposób zapobiegamy możliwemu porażeniu prądem elektrycznym albo uszkodzeniu przyrządu. Multimetr był zaprojektowany zgodnie z normą IEC-61010 odnoszącą się do elektronicznych przyrządów pomiarowych zaliczanych do kategorii (CAT III 300 V), poziom zakłóczeń 2. Kategoria CAT III dotyczy pomiaru w obwodach z wyposażeniem zasilanym z instalacji ulóżonej na stałe takim, jak przekaźniki, gniazda wtyczkowe, panele rozdzielcze, obwody zasilające i ich krótkie odgałęzienia oraz systemy oświetlenia w dużych budynkach.

prąd przemienny (AC)

prąd stał (DC)

prąd przemienny albo stał (AC/DC)

uziemienie

izolacja podwójna

rozładowana bateria

dioda

bezpiecznik topikowy

uwaga

niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

CE wyrób spełnia wymagania właściwej normy WE

Ten symbol oznacza: ostrzeżenie, zagrożenie, niebezpieczeństwo. Prosimy przeczytać wszystkie punkty tej instrukcji, w których jest użyty ten symbol!

Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

⚠ UWAGA

Przestrzegamy przed wszystkim następujących instrukcji:

- Zanim zaczniemy korzystać z multimetru, uważnie sprawdzamy, czy przyrząd nie jest uszkodzony. Jeżeli w obudowie przyrządu znajdziemy widoczne uszkodzenia, to nie wykorzystujemy żadnych pomiarów! Sprawdzamy, czy powierzchnia multimetru nie jest popękana, a boczne połączenia nie są poluzowane.
- Nie mierzymy napięcia przekraczającego 300 V albo prądu, którego natężenie przekracza 10 A!
- Zacisk „COM” musi być zawsze podłączony do właściwej ziemi odniesienia (wspólnego, zerowego punktu mierzonego układu).
- Sprawdzamy także izolację na sondach pomiarowych. Izolacja sond pomiarowych nie może mieć widocznych uszkodzeń. Przy uszkodzeniu izolacji grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Dlatego nie korzystamy z uszkodzonych sond pomiarowych.
- Jeżeli stwierdzimy nienormalne wyniki pomiarów, przestajemy korzystać z multimetru. Może w nim być przepalone bezpiecznik. Jeżeli nie ma pewności, co do przyczyny usterki, prosimy o kontakt z ośrodkiem serwisowym.
- Nie korzystamy z multimetru i nie przechowujemy go w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, zapylaniu i wilgotności. Nie zalecamy również korzystania z przyrządu w środowisku, w którym może występować silne pole magnetyczne albo, gdzie jest niebezpieczeństwo wybuchu albo pożaru.
- Nie mierzymy większego napięcia (i natężenia prądu) od tego, które jest oznaczone na przednim panelu multimetru. Grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia multimetru!

- Przed użyciem sprawdzamy, czy multimeter poprawnie pracuje. Testujemy go w obwodzie, którego parametry elektryczne są nam znane.
- Przed podłączeniem multimetru do obwodu, w którym chcemy zmierzyć prąd, wyłączamy zasilanie danego obwodu.
- Przy wymianie części multimetru (na przykład baterii, bezpiecznika), zawsze stosujemy części zamienne tego samego typu o zgodnej specyfikacji. Wymianę wykonujemy przy odłączonym i wyłączonym multimetrem.
- Nie zmieniamy albo nie przerabiamy w żaden sposób wewnętrznych obwodów multimetru!
- Zachowujemy zwiększoną ostrożność przy mierzeniu napięć przekraczających 30 V AC rms, 42 V impulsowo albo 60 V DC. Grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Kiedy korzystamy z grotów pomiarowych, zwracamy uwagę, żeby trzymać je palcami za ogranicznikiem na uchwycie.
- Przed otwarciem obudowy multimetru, odłączamy końcówki pomiarowe od testowanego obwodu.
- Nie wykonujemy pomiarów, jeżeli multimeter nie ma części obudowy albo jest ona poluzowana.
- Baterię wymieniamy, jak tylko na wyświetlaczu pojawi się ikona rozładowanej baterii „“. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której wyniki pomiarów będą niedokładne albo błędne. To może prowadzić do nie dokładnych albo błędnych wyników pomiarów i w konsekwencji do porażenia prądem elektrycznym!

OSTRZEŻENIE

Z multimetrem MD-210 korzystamy tylko tak, jak jest to niżej wyspecyfikowane. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przyrządu albo zagrożenia dla Waszego zdrowia. Przestrzegamy następujących instrukcji:

Przed rozpoczęciem pomiaru rezystancji, diod albo prądu, odłączamy obwody od źródeł energii i rozładowujemy wysokonapięciowe kondensatory. Przed pomiarem sprawdzamy, czy przełącznik obrotowy zakresu pomiarowego jest ustawiony we właściwym położeniu. W trakcie pomiaru nie dokonujemy żadnej zmiany zakresu pomiarowego (zmiany położenia przełącznika obrotowego zakresu pomiarów). Może to spowodować uszkodzenie przyrządu.

Jeżeli chcemy mierzyć natężenie prądu, sprawdzamy bezpiecznik multimetru i przed podłączeniem multimetru wyłączamy zasilanie mierzonego obwodu.

Kiedy wykonujemy pomiary, podłączamy najpierw czarny przewód (sondę), a potem przewód czerwony (sondę). Kiedy odłączamy przewody pomiarowe, to zaczynamy od czerwonego przewodu.

Zasady konserwacji multimetru

Uwaga

Nie próbujemy naprawiać, ani przerabiać multimetru w jakikolwiek sposób, jeżeli nie mamy wymaganych kwalifikacji do takich prac oraz nie mamy do dyspozycji niezbędnych przyrządów do kalibracji. Zwracamy uwagę, aby do środka multimetru nie przedostała się woda – zapobiegamy w ten sposób porażeniu prądem elektrycznym!

- Przed otwarciem obudowy multimetru, odłączamy końcówki pomiarowe od testowanego obwodu.
- Obudowę multimetru czyścimy okresowo wilgotną ściereczką z delikatnym płynem do mycia. Czyszczenie wykonujemy tylko przy odłączonym i wyłączonym multimetrem.
- Do czyszczenia nie używamy rozpuszczalników i środków o działaniu szkodliwym!
- Jeżeli nie korzystamy z multimetru przez dłuższy czas, wyłączamy go i wyjąujemy baterie.
- Multimeter nie przechowujemy w miejscach o wysokiej wilgotności i temperaturze albo w środowisku z silnym polem magnetycznym!

Opis przyrządu

jest kompaktowym przyrządem pomiarowym z 3,5 cyfrowym wyświetlaczem, przeznaczonym do pomiaru napięcia prądu stałego i przemiennego, natężenia prądu stałego, rezystancji, pojemności, temperatury, testowania diod oraz do akustycznego sygnalizowania ciągłości obwodów. Multimeter zapewnia ochronę przed przeciążeniem i informuje o rozładowaniu baterii. Idealnie nadaje się do użytku w warsztatach, laboratoriach i gospodarstwach domowych.

Widok multimetru od przodu

- 1 – Wyświetlacz – Wyświetla 3,5 cyfry, a maksymalna wyświetlna wartość wynosi 1999
- 2 – Przełącznik funkcji i zakresów pomiarów – służy do wyboru wymaganej funkcji i zakresu pomiarowego albo włączenia i wyłączenia multimetru. Jeżeli nie korzystamy z multimetrem, wyłączamy go (położenie OFF). Baterie nie będą się rozładowywać a dłużej będą sprawne.
- 3 – Gniazdko „10 A“ – do gniazdka podłączamy końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego z grotem do pomiaru natężenia prądu na zakresie 10 A DC.
- 4 – Gniazdko „“ – do gniazdka podłączamy końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego z grotem do pomiaru napięcia, rezystancji albo natężenia prądu do 200 mA.
- 5 – Gniazdko „COM“ – do gniazdka podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem.

Parametry techniczne

Wyświetlacz: LCD, 1999 (3,5 cyfry) z automatycznym wskazaniem polaryzacji

Metoda pomiaru: malejące całkowanie podwójne za pomocą przetwornika A/D

Szybkość odczytu: 2–3 pomiarów na sekundę

Temperatura pracy i wilgotność: 0 °C do 40 °C, <75 %

Temperatura i wilgotność przechowywania: -10 °C do 50 °C, wilgotność względna <85 %

Zasilanie: bateria 1x 9 V (6F22)

Bezpieczniki: F 250 mA/300 V, Ø 5x20 mm, 10 A/300 V, Ø 5x20 mm

Rozładowana bateria: wskazanie za pomocą symbolu baterii na wyświetlaczu

Wskaźnik przekroczenia zakresu: wyświetlenie komunikatu „OL” na LCD

Kategoria pomiarów: CAT III (300 V)

Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 28 × 138 × 70 mm

Ciążar: 141 g (z baterią)

Dokładność

Dokładność jest wyspecyfikowana na czas jednego roku po kalibracji i przy temperaturach 18 °C do 28 °C oraz wilgotności względnej powietrza do 75 %. Specyfikacja dokładności jest dana w formacie: \pm [% (z zakresu) + (najniższa cyfra znacząca)].

Napięcie prądu stałego (DC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 mV	100 µV	$\pm(0,5\% + 5)$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8\% + 5)$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1\% + 5)$

Impedancja wejściowa: 1 MΩ

⚠ Maksymalne napięcie wejściowe: 300 V DC

Napięcie prądu przemiennego (AC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 V	100 mV	$\pm(1,2\% + 10)$
300 V	1 V	

Zakres częstotliwości: 40 Hz do 400 Hz

⚠ Maksymalne napięcie wejściowe: 300 V AC

Uwaga: Chodzi o wartość średnią odpowiadającą kalibrowanemu skutecznemu przebiegowi sinusoidalnemu.

Natężenie prądu stałego (DC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
20 µA	0,01 µA	$\pm(1,2\% + 5)$
200 µA	0,1 µA	
2 000 µA	1 µA	$\pm(1\% + 5)$
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	$\pm(1,2\% + 5)$
10 A	10 mA	$\pm(2\% + 5)$

Ochrona przed przeciążeniem:

Zakres pomiarowy µA i mA: bezpiecznik F 250 mA/300 V

Zakres 10 A: bezpiecznik F 10 A/300 V

Maksymalny prąd wejściowy:

Gniazdko maks. 200 mA

Gniazdko 10 A maks. 10 A

Przy pomiarze prądu większego niż 2 A; czas pomiaru może być maksymalnie 10 sekund, a następny pomiar może być wykonany dopiero po 15 minutach!

Rezystancja

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 Ω	0,1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	$\pm(1,2\% + 5)$
2 MΩ	1 kΩ	

Napięcie obwodu otwartego: maks. 1 V

Test diod i ciągłości obwodu

Zakres	Opis	Uwaga
200 mV	Na wyświetlaczu pojawia się w przybliżeniu spadek napięcia na diodzie w kierunku przewodzenia.	Napięcie bez obciążenia: 2,2 V
200 mV	Wbudowany brzęczek sygnalizuje, że rezystancja w obwodzie jest mniejsza niż 20 Ω. Jeżeli rezystancja jest pomiędzy 20 Ω do 150 Ω, brzęczek może, ale nie musi się włączyć. Jeżeli rezystancja jest większa od 150 Ω brzęczek nie włączy się.	Napięcie bez obciążenia: 2,2 V

Pomiar napięcia prądu stałego

1. Końcówkę czerwonego przewodu pomiarowego włączamy do gniazdko oznaczonego „”, a czarny przewód do gniazdko oznaczonego „COM”.

2. Przelicznik obrotowy ustawiamy na funkcję oznaczoną . Wybieramy zakres pomiarowy i podłączamy groty pomiarowe w miejscu albo do obwodu, w którym będziemy mierzyć napięcie prądu stałego.

⚠ Jeżeli nie znamy wcześniej zakresu napięcia, to ustawiamy najwyższy zakres i zmniejszamy go kolejno w czasie pomiaru.

3. Włączamy zasilanie urządzenia, w którym będziemy mierzyć. Na wyświetlaczu pojawi

się wartość mierzonego napięcia i polaryzacja w stosunku do czerwonego grotu pomiarowego.

⚠ Przy przekroczeniu zakresu 300 V natychmiast kończymy pomiary. W przeciwnym razie grozi uszkodzenie multimetru i porażenie prądem elektrycznym.

Pomiar napięcia prądu przemiennego

1. Końcówkę czerwonego przewodu pomiarowegołączamy do gniazdka oznaczonego „ $\text{VmA} \rightarrow$ ”, a czarny przewód do gniazdka oznaczonego „COM”.
2. Przelicznik obrotowy ustawiamy na funkcję oznaczoną $V\sim$. Wybieramy zakres pomiarowy i podłączamy groty pomiarowe w miejsce albo do obwodu, w którym będziemy mierzyć napięcie prądu przemiennego.

⚠ Jeżeli nie znamy wcześniej zakresu napięcia, to ustawiamy najwyższy zakres i zmniejszamy go kolejno w czasie pomiaru.

3. Włączamy zasilanie urządzenia, w którym będziemy mierzyć. Na wyświetlaczu pojawi się wartość mierzonego napięcia prądu przemiennego.

⚠ Przy przekroczeniu zakresu 300 V natychmiast kończymy pomiary. W przeciwnym razie grozi uszkodzenie multimetru i porażenie prądem elektrycznym.

Pomiar natężenia prądu stałego

1. Końcówkę czerwonego przewodu pomiarowegołączamy do gniazdka oznaczonego „ $\text{VmA} \rightarrow$ ”, a czarny przewód do gniazdka oznaczonego „COM”. Jeżeli mierzony prąd jest w zakresie 200 mA do 10 A, to końcówkę czerwonego przewodu pomiarowegołączamy do gniazdka oznaczonego „10 A”.
2. Przelicznik obrotowy ustawiamy na funkcję oznaczoną $A\text{---}$.
3. Multimetrłączamy szeregowo do obwodu, w którym chcemy mierzyć prąd, i włączamy zasilanie urządzenia, w którym będą mierzyć.
4. Na wyświetlaczu pojawi się wartość mierzonego prądu i polaryzacja w stosunku do czerwonego grotu pomiarowego.

⚠ Nigdy nie mierzmy tym przyrządem prądu tam, gdzie bez obciążenia napięcie w obwodzie otwartym przekracza 300 V.

Pomiar prądu przy wyższym napięciu bez obciążenia może doprowadzić do uszkodzenia przyrządu (przepełnia bezpiecznika, wyladowania elektrycznego), ewentualnie do porażenia prądem elektrycznym!

Pomiar rezystancji

1. Końcówkę czerwonego przewodu pomiarowegołączamy do gniazdka oznaczonego „ $\text{VmA} \rightarrow$ ”, a czarny przewód do gniazdka oznaczonego „COM”.

2. Przelicznik obrotowy ustawiamy na funkcję oznaczoną Ω . Wybieramy zakres pomiarowy. Przed rozpoczęciem pomiaru rezystancji w obwodzie włączamy źródło zasilania podłączone do obwodu i rozładowujemy wszystkie kondensatory wysokonapięciowe. W ten sposób zapobiegamy uszkodzeniu multimetru.

3. Groty pomiarowe podłączamy do mierzonego obiektu albo obwodu, w którym będziemy mierzyć rezystancję.
4. Na wyświetlaczu pojawi się wartość mierzonej rezystancji.

Uwaga:

1. Przy pomiarze rezystancji o wartości przekraczającej 1 MΩ trzeba odczekać kilka sekund, aż mierzona wartość się ustabilizuje.
2. Przy otwartym obwodzie pojawi się symbol „OL”, jak przy przekroczeniu zakresu. Przed pomiarzem rezystancji sprawdzamy, czy mierzony obiekt jest odłączony od zasilania, a wszystkie kondensatory są całkowicie rozładowane.

Test diod

1. Końcówkę czerwonego przewodu pomiarowegołączamy do gniazdka oznaczonego „ $\text{VmA} \rightarrow$ ”, a czarny przewód do gniazdka oznaczonego „COM”.
2. Przelicznik obrotowy ustawiamy na funkcję oznaczoną \blacktriangleright .
3. Czerwony grot pomiarowy dotykamy do anody diody, a potem czarny grot pomiarowy dotykamy do katody diody.
4. Na wyświetlaczu pojawi się napięcie w mV w kierunku przewodzenia diody. Przy zmianie polaryzacji na wyświetlaczu pojawi się „OL”.

Test ciągłości obwodu

1. Końcówkę czerwonego przewodu pomiarowegołączamy do gniazdka oznaczonego „ $\text{VmA} \rightarrow$ ”, a czarny przewód do gniazdka oznaczonego „COM”.
2. Przelicznik obrotowy ustawiamy na funkcję oznaczoną $\bullet||\bullet$.
3. Groty pomiarowe podłączamy do mierzonego obiektu albo obwodu. Jeżeli rezystancja jest mniejsza od 20 Ω, włączy się brzęczyk.

Uwaga: Przed pomiarzem rezystancji sprawdzamy, czy mierzony obwód jest odłączony od zasilania, a wszystkie kondensatory są całkowicie rozładowane.

Wymiana baterii

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol $\square\text{+}\square$, to konieczna jest wymiana baterii. Do wymiany baterii korzystamy z wkretaka.

Przed wymianą baterii groty pomiarowe muszą być odłączone od mierzonego obwodu albo urządzenia, a przełącznik obrotowy musi być w położeniu OFF. Odkręcamy tylną osłonę.

Zużytą baterię wymieniamy na nową, 1x 9 V typ 6F22. Stosujemy tylko baterie alkaliczne. Nie korzystamy z baterii do ładowania.

Zachowujemy polaryzację wkladanych baterii. Po wymianie baterii zakładamy pokrywę pojemnika i przykrycemy ją.

Wymiana bezpiecznika

Jeżeli dojdzie do przepalenia bezpiecznika, to najczęściej jest to spowodowane błędem obsługi. Multimetr jest wyposażony we wkładki topikowe o następujących parametrach:

F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm, F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm.

Bezpiecznik znajduje się pod pokrywką pojemnika na baterie. Stosujemy zawsze nową wkładkę topikową tego samego typu i o tych samych parametrach. Zakładamy i starannie przymocowujemy pokrywkę pojemnika na baterie.

Aby wymienić bezpiecznik F 10 A L 300 V należy skontaktować się z ośrodkiem serwisowym.

Przed wymianą bezpiecznika końcówki pomiarowe muszą być odłączone od mierzonego obwodu albo urządzenia, a przełącznik obrotowy musi być w położeniu OFF.



To urządzenie nie jest przeznaczona do użytkowania przez osoby i dzieci, którym niedolność fizyczna, umysłowa albo mentalna, ewentualnie brak wiedzy albo doświadczenia, uniemożliwia bezpieczne korzystanie z tego urządzenia, o ile nie jest nad nim sprawowany nadzór przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Urządzenie musi się znajdować poza zasięgiem dzieci. Należy zapewnić, żeby dzieci nie mogły bać się tym urządzeniem.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczenie łącznicy z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Pomoc techniczną można uzyskać u dostawcy:
EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

HU | Digitális multiméter

Az MD-210 multiméter használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Különösen fontos munkabiztonsági utasításokat tartalmaz a műszer használataval kapcsolatban. Az ilyen jellegű utasításokat külön kiemeltük. Az útmutató ismertető feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy a fel-

használó elkerülje az elektromos áramütést vagy a készülék károsodását.

A multimétert a CAT III 300 V kategóriájú, 2-es környezetszennyezési szintű elektromos mérőkészülékekre vonatkozó IEC-61010 számú szabványnak megfelelően tervezték.

A CAT III kategória fix kiemeneti teljesítményű tápellátásról táplált áramkörök mérésére szolgál, mint például relék, aljzatok, kapcsolótáblák, tápellátások, uralkodó áramkörök és világítási rendszerek nagy épületeken.

- ~~~ váltakozó áram (AC)
- == egyenáram (DC)
- ~~ egyen- és váltakozó áram (AC/DC)
- └ földelés
- dupla szigetelés
- +/- alacsony elemtöltöttség
- dióda
- ─ biztosíték
- △ figyelmezhetőség
- △ sérülésveszély, elektromos áramütés kockázata
- € a termék megfelel a vonatkozó EU szabványoknak

E jelzés jelentése: vigyázat, veszély kockázata. Olvassa el az útmutatót minden esetben, ha ezzel a jelzéssel találkozik!

Ez a jelzés elektromos áramütés miatti sérülés-veszély kockázatát jelzi

FIGYELEM

Különös figyelemmel tartsa be az alábbi utasításokat:

- A multiméter használata előtt győződjön meg a készülék épségéről. Ha a készülék külsején nyilvánvaló rongálódást talál, ne használja a készüléket! Ellenőrizze, hogy a készülék burkolata nem karcolódott-e meg, vagy hogy az oldalos illesztékek nem lazultak-e ki.
- Ne mérjen a műszerrel 300 V-nál nagyobb feszültséget és 10 A-nál nagyobb áramerősséget!
- A COM kapcsnak mindenkor referenciaföldhöz kell csatlakoznia.
- Ellenőrizze a mérőcsúcsokat is. A mérőcsúcsok szigetelésén nem lehet látható sérülés. A sérült szigetelés elektromos áramütést okozhat. Ezért ne használjon sérült mérőcsúcsokat.
- Ha úgy találja, hogy a multiméter helytelen adatokat ad, ne használja tovább. Ezeket egy megszakadt biztosíték okozhatja. Ha nem biztos benne, hogy mi okozza a hibát, hívja a szervizközpontot.
- A multimétert ne használja és ne tárolja olyan környezetben, ahol magas a hőmérséklet, a levegőben sok a por, vagy magas a páratartalom. Ugyanígy nem javasoljuk, hogy a készüléket

potenciálisan erős mágneses mező közelében vagy robbanás-, illetve tűzveszélyes környezetben használja.

- Soha ne mérjen a multiméter előlapján feltüntetett értékeknél magasabb feszültségeket és áramerősségeket. Ez elektromos áramütéshez vagy a készülék megrongálódásához vezethet!
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék helyesen működik-e. Tesztelje olyan áramkörön, amelynek ismeri az elektromos értékét.
- Mielőtt a multimétert a mérőendő áramkörhöz csatlakoztatná, az áramkört válassza le az elektromos áramforrásról.
- Ha a multiméter egy alkatrészét (például elem, biztosíték) cserélni kell, minden azonos típusú és specifikációjú tartalék alkatrészt használjon. A készülék részeinek cseréje előtt minden csatlakoztassa le és kapcsolja ki a multimétert.
- A multiméter belső áramköréit semmilyen módon ne alakítsa át, illetve ne módosítsa!
- Rendkívül körültekintettel járjon el, amikor 30 V AC rms-nél, 42 V csúcspulzusnál vagy 60 V DC-nél magasabb feszültségeket mér. Sérülésveszély és elektromos áramütés kockázata áll fenn!
- A mérőcsúcsok használatakor ügyeljen rá, hogy azokat az ujjakat védő perek mögött fogja meg.
- Mielőtt kinyitja a készülék burkolatát, csatlakoztassa le a mérőcsúcsokat a mérőendő áramkörrel.
- Ne használja a multimétert, ha annak burkolata hiányzik vagy lötyög.
- Cseréljen elemet, amikor az alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés megjelent a kijelzőn. Ellenkező esetben az azt követő mérési eredmények pontatlannak lesznek. A pontatlannak mérési eredmények elektromos áramütés kockázatát jelenthetik!

⚠ FIGYELEM

Az MD-210 multimétert kizárálag az alábbiaknak megfelelő módon használja. Ellenkező esetben kárt okozhat a műszerben, vagy sérüléseket szennedhet. Tartsa be az alábbi utasításokat:

Mielőtt ellenállást, diódát vagy áramerősséget mérne, válassza le az áramkört a tápellátásról, és sússe ki a nagyfeszültségű kondenzátorokat.

Mérés előtt minden gyöződjön meg arról, hogy a méréstartomány forgókapcsolója a megfelelő helyzetben van. A mérés során semmilyen körlármények között ne végezzen semmilyen módosítást a mérési tartományon (a forgókapcsoló mérési programok közötti elmozdításával). Ez a készülék károsodását okozhatja.

Ha az áramerősséget szeretné mérni, ellenőrizze a multiméter biztosítékát, és kapcsolja ki az áramkör tápellátását a multiméter csatlakoztatása előtt.

Méréskor először csatlakoztassa a fekete mérőpálcát (szondát), majd a piros mérőpálcát (szondát). Mérés után minden minden mérőpálcát húzza ki először a multiméterből, és csak azután a feketét.

Karbantartási utasítások

⚠ Figyelem

Ha nem ért hozzá, vagy nincs megfelelő kalibráló műszere, ne próbálja a multimétert semmilyen módon megjavítani vagy átalakítani.

Az elektromos áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a multiméter belséjébe ne jusson be víz!

- Mielőtt kinyitja a készülék burkolatát, csatlakoztassa le a mérőcsúcsokat a mérőendő áramkörrel.
- A készülék rendszereiben tisztítás benedvesített rongyval és enyhe mosószerrel. Tisztítás előtt minden csatlakoztassa le és kapcsolja ki a készüléket.
- Ne használjon oldószereket vagy sürolószereket a tisztításhoz!
- Ha a multimétert hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és vegye ki az elemeket.
- A multimétert ne tárolja olyan környezetben, ahol magas a hőmérséklet vagy a páratartalom, vagy ahol erős mágneses mező van a közelben!

A készülék bemutatása

Az MD-210 multiméter egy kompakt műszer 3,5 számjegyes kijelzővel. Egyen- és váltakozó feszültség, egyen- és váltakozó áram, ellenállás és hőmérséklet mérésére, diódák ellenőrzésére, valamint a folytonosság és az áramkörök hangszeres ellenőrzésére lett kialakítva. A multiméter védelmet biztosít a túlerhelés ellen, és tájékoztatja a felhasználót, ha az elem töltöttsége alacsony. A multiméter ideálisan használható például műhelyekben, laboratóriumban és háztartásokban.

A multiméter előirányzata

- Kijelző – 3,5 számjegy megjelenítése, a maximális érték 1999
- Funkciós- és méréstartomány-kapcsoló – lehetőséget biztosít a kívánt funkció és méréstartomány kiválasztására, valamint a multiméter be- és kikapcsolására. Kapcsolja ki a multimétert, amikor az nincs használatban. Így az elem hosszabb ideig tart.
- 10 A aljzat – a piros (pozitív) mérővezeték dugaszának csatlakoztatására szolgál 10 A egyenáram méréséhez.
- aljzat – a piros (pozitív) mérővezeték dugaszának csatlakoztatására szolgál feszültség, ellenállás vagy legfeljebb 200 mA áram méréséhez.
- COM aljzat – a fekete (negatív) mérővezeték dugaszának csatlakoztatására szolgál.

Jellemzők

Kijelző: LCD, 1999 (3,5 számjegy) automata polaritáskijelzéssel
 Mérési módszer: kettős meredekségű integrálás egy A/D-átalakító segítségével
 Mérési gyakoriság: 2-3 másodpercenként
 Működési hőmérséklet és páratartalom: 0 °C és 40 °C között, <75 %
 Tárolási hőmérséklet és páratartalom: -10 °C és 50 °C között, relatív páratartalom <85 %
 Tápellátás: 1x 9 V (6F22) elem
 Biztosítékok: F 250 mA/300 V, ø 5x20 mm,
 F 10 A/300 V, ø 5x20 mm
 Alacsony elemtöltöttség: jelzés az elemszimbólummal a kijelzőn
 Tartomány meghaladásának jelzése: "OL" felirat az LCD kijelzőn
 Mérési kategória: CAT III (300 V)
 Burkolat: IP20
 Méretek: 28 x 138 x 70 mm
 Súly: 141 g (elemmel együtt)

Pontosság

A pontosság a készülék kalibrálásától származtott egyéves időszakra van definiálva, 18 °C és 28 °C közötti hőmérsékleten, legfeljebb 75 %-os relatív páratartalom mellett.
 A mérés pontosság a következőkent van megadva:
 $\pm [(a \text{ mérés százalékában}) + (b \text{ legalacsonyabb értelméhető számjegyek})]$.

DC feszültség

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200 mV	100 µV	$\pm(0,5 \% + 5)$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Bemeneti ellenállás: 1 MΩ

△ Maximális bemeneti feszültség: 300 V DC

AC feszültség

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200 V	100 mV	$\pm(1,2 \% + 10)$
300 V	1 V	

Frekvenciatartomány: 40 Hz és 400 Hz között

△ Maximális bemeneti feszültség: 300 V AC

Megjegyzés: Atlagos érték, a szinuszhullám kalibrált effektív értékeknek megfelelően.

Egyenáram (DC)

Tartomány	Felbontás	Pontosság
20 µA	0,01 µA	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 µA	0,1 µA	
2 000 µA	1 µA	$\pm(1 \% + 5)$
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	$\pm(1,2 \% + 5)$
10 A	10 mA	$\pm(2 \% + 5)$

Túlterhelés-védelem:

µA és mA tartomány: F 250 mA/300 V biztosíték

10 A-es tartomány: F 10 A/300 V biztosíték

Maximum bemeneti áram:

VmA → aljzat: max. 200 mA

10 A aljzat: max. 10 A

2 A-nél nagyobb áramerősséggel mérésekor: a mérés időtartama legfeljebb 10 másodperc lehet, és a mérést csak 15 perc elteltével szabad megismételni!

Ellenállás

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200 Ω	0,1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	$\pm(1,2 \% + 5)$
2 MΩ	1 kΩ	

Nyitott áramkör feszültsége: max. 1 V

Diódavizsgálat és áramkör folytonossági ellenőrzése

Tartomány	Leírás	Megjegyzés
→	A kijelzőn megjelenik a dióda hozzáférhetőleges nyitóirányú feszültségeértéke.	Feszültség terhelés nélkül: 2,2 V
•))	Hangjelzés állható, ha az áramkör ellenállása kisebb, mint 20 Ω. 20 Ω és 150 Ω közötti ellenállás esetén egyszerű előfordulhat, hogy a hangjelzés megszűlő vagy nem szólal meg. Ha az ellenállás nagyobb, mint 150 Ω, a hangjelzés nem szólal meg.	Feszültség terhelés nélkül: 2,2 V

Egyenfeszültség mérése

1. Csatlakoztassa a piros mérővezeték dugaszát a VmA → aljzatba, a fekete mérővezeték pedig a COM aljzatba.

2. Állítsa a forgókapcsolót a V--- jelzésű funkcióra. Válassza ki a mérési tartományt, majd érintse a mérőcsúcskat ahhoz a ponthoz vagy áramkörhöz, ahol az egyenfeszültséget méri ki kívántja.

△ Ha nem ismeri előzetesen a feszültségtartományt, állítsa be a lehető legnagyobb tartományt, és fokozatosan csökkense azt.

3. Kapcsolja be a mérni kívánt készüléket. A kijelzőn megjelenik a feszültségeérték és a polaritás a piros mérőcsúcshoz viszonyítva.

△ Ha meghaladja a 300 V-os tartományt, azonnal függessze fel a mérést. Ellenkező esetben a készülék megrongálódását okozhatja, vagy áramütés érheti.

Váltakozó feszültség mérése

1. Csatlakoztassa a piros mérővezeték dugaszát a $\frac{VmA}{Q\leftrightarrow}$ aljzatba, a fekete mérővezetékét pedig a COM aljzatba.

2. Állítsa a forgókapcsolót a V~ jelzésű funkcióra. Válassza ki a mérési tartományt, majd érintse a mérőcsúcsokat ahoz a ponthoz vagy áramkörhöz, ahol a váltakozó feszültséget mérni kívánja.

⚠ Ha nem ismeri előzetesen a feszültségtartományt, állítsa be a lehető legnagyobb tartományt, és fokozatosan csökkentse azt.

3. Kapcsolja be a mérni kívánt készüléket. A kijelzőn megjelenik a feszültségekérték és a polaritás a piros mérőcsúcshoz viszonyítva.

⚠ Ha meghaladja a 300 V-os tartományt, azonnal függessze fel a mérést. Ellenkező esetben a készülék megrongálódását okozhatja, vagy áramütést érheti.

Egyenáramú áramerősség mérése

1. Csatlakoztassa a piros mérővezeték dugaszát a $\frac{VmA}{Q\leftrightarrow}$ aljzatba, a fekete mérővezetékét pedig a COM aljzatba. Ha a mért áramerősség 200 mA és 10 A közötti, csatlakoztassa a piros mérővezeték dugaszát a 10 A aljzatba.

2. Állítsa a forgókapcsolót az A~ jelzésű funkcióra.

3. Csatlakoztassa a multimétert sorban a mérni kívánt áramkörrel, és kapcsolja be a mért készülék tápellátását.

4. A kijelzőn megjelenik az áramerősséggé-érték és a polaritás a piros mérőcsúcshoz viszonyítva.

⚠ A készüléket soha ne használja olyan áramkörök áramerősségének mérésére, amelyekben a nyitott áramkör üresjáratú feszültsége nagyobb, mint 300 V. Az áram mérése nagyobb üresjáratú feszültségen kártozhat a műszerben (biztosíték kiégése, elektromos kisülés), vagy áramütést szenvedhet!

Ellenállás mérése

1. Csatlakoztassa a piros mérővezeték dugaszát a $\frac{VmA}{Q\leftrightarrow}$ aljzatba, a fekete mérővezetékét pedig a COM aljzatba.

2. Állítsa a forgókapcsolót az Ω jelzésű funkcióra. Válassza ki a méréstartományt. Kapcsolja ki az áramkör tápellátását, és sússe ki az összes nagyfeszültségű kondenzátorot, mielőtt ellenállást mérne az áramkörben. Ezzel megelőzheti a multiméter megrongálódását.

3. Csatlakoztassa a mérőcsúcsokat arra a készülékre vagy áramkörre, amelynek ellenállását szeretné megmérni.

4. A kijelzőn megjelenik a mért ellenállásérték.

Megjegyzés:

1. $1 M\Omega$ -nál nagyobb ellenállás mérésekor néhány másodperct várnia kell, amíg a mért érték stabilizálódik.

2. Megszakadt áramköri áramköz esetén megjelenik az „OL” szimbólum (mint a tartomány túllépésekor). Ellenállás mérése előtt győződjön meg arról, hogy a mérni kívánt készülék le van választva a tápellátásról, és minden kondenzátor teljesen ki van tüntve.

Diódavezsgálat

1. Csatlakoztassa a piros mérővezeték dugaszát a $\frac{VmA}{Q\leftrightarrow}$ aljzatba, a fekete mérővezetékét pedig a COM aljzatba.

2. Állítsa a forgókapcsolót a \rightarrow jelzésű funkcióra.

3. Csatlakoztassa a piros mérőcsúcsot a dióda anódjára, a fekete mérőcsúcsot pedig a dióda katódjára.

4. A kijelzőn megjelenik a nyitóirányú feszültségekkel mV-ban. Felcserélje polaritás esetén a kijelzőn az „OL” felirat látható.

Áramköri folytonosság ellenőrzése

1. Csatlakoztassa a piros mérővezeték dugaszát a $\frac{VmA}{Q\leftrightarrow}$ aljzatba, a fekete mérővezetékét pedig a COM aljzatba.

2. Állítsa a forgókapcsolót a $\star\star\star$) jelzésű funkcióra.

3. Csatlakoztassa a mérőcsúcsokat a mérni kívánt készülékezhez vagy áramkörhöz. Amennyiben az ellenállás kisebb, mint 20 Ω, hangjelzés hallható.

Megjegyzés: A mérés előtt győződjön meg arról, hogy a mérni kívánt készülék le van választva a tápellátásról, és minden kondenzátor teljesen ki lett tüntve.

A elemek cseréje

Ha a kijelzőn megjelenik az $\square\square$ jelzés, az elemet ki kell cserélni. Az elem cseréjéhez egy megfelelő csavarhúzó szükséges.

Mielőtt elemet cserélnie, csatlakoztassa le a mérőcsúcsokat a mért áramkörrel vagy készülékről, és állítsa a forgókapcsolót OFF (kikapcsolt) helyzetbe. Csavarozza le a hárító fedeleit.

Cseréje ki a 9 V, 6F22 típusú elemet egy újra. Kizárolag alkálielemeket használjon. Ne használjon úratölthető elemeket.

Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Az elem cseréje után helyezze vissza és csavarozza vissza a fedeleit.

A biztosíték cseréje

Ha a biztosíték kiég, azt általában a nem megfelelő használat okozza. A multiméter a következő paramétereinek megfelelő biztosítékokat használja: F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm, F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm.

A biztosíték az elemfedél alatt található. A biztosítékokat mindenkorános típusú és paramétereikkel rendelkező biztosítékra cserélje. Helyezze vissza és zárja le az elemtártó rekesz fedelét.

Az F 10 A/300 V biztosíték cseréjéhez lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Mielőtt biztosítékot cserélne, csatlakoztassa le a mérőcsúcsokat a mért áramkörről vagy készülékről, és állítsa a forgókapcsolót OFF (kikapcsolt) helyzetbe.



A készüléket testi, érzékszerű vagy szellemi fogyatékkal élők (beleértve a gyermekeket), illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem érő személyek kizárolag a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy használatra vonatkozó útmutatásai mellett használhatják. A gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében, és nem használhatják azt játékszerként.



Az elektromos készüléket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladékterületek kerülnek, veszélyes anyagok szívárogatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táglá-lelkánca és veszélyeztetik az Ön egészségét és kényelmét.

Műszaki támogatást a forgalmazótól igényelhet:
EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

SI | Digitalni multimeter

Preden začnete multimeter MD-210 používat, uporabljati, natančno preberite navodila za uporabo. Označeni so tudi drugi pomembnejši napotki, ki opisujejo načela varnosti pri delu, ob uporabi te naprave. S tem boste prepričili morebitne poškodbe z električnim tokom ali poškodbe naprave.

Multimeter je bil izdelan v skladu s standardom IEC-61010 za elektronske merilne naprave, ki sodijo v kategorijo (CAT III 300 V), za stopnjo one-snažnosti 2.

Kategorija CAT III je namenjena za merjenje tokokrogov iz opreme, napajane s fiksno inštalacijo, kot so releji, vtičnice, razdelilne ploče, napajalniki in kratki razvijani tokokrogi in sistemi razsvetljave v velikih stavbah.

izmenični tok (AC)

enosmerni tok (DC)

Izmenični in enosmerni tok (AC/CD)

ozemljitev

dvojna izolacija

izpraznjena baterija

dioda

varovalka

opozorilo

nevarnost električnega udara

Izdelek je v skladu z ustreznimi standardi EU

Ta simbol pomeni: opozorilo, tveganje, nevarnost. Navodila preučite v vseh primerih, kjer se oznaka uporablja!

Ta simbol pomeni nevarnost električnega udara.

△ OPOZORILO

Upoštevajte predvsem sledeča navodila:

- Pred uporabo natančno preverite, da multimeter ni poškodovan. Če na ohišju odkrijete vidne poškodbe, naprave ne uporabljajte! Preverite, če površina multimetra ni opraskana in, da niso stranski spoji odlepjeni.
- Ne merite napetosti, ki presega 300 V, ali toka, ki presega 10 A!
- Prikluček „COM“ mora biti vedno priključen tako, da bo ozemljen.
- Preverite tudi merilne konice. Izolacija na merilnih konicah ne sme biti očitno poškodovana. Pri poškodbi izolacije obstaja nevarnost poškodb z električnim udarom. Poškodovanih merilnih konic ne uporabljajte.
- Multimetra ne uporabljajte, če ugotovite abnormalne rezultate merjenja. Varovalka je lahko prekinjena. Če ne poznate vzroka ovare, pokličite servisni center.
- Multimetra ne uporabljajte in ne hranite v okolju z visoko temperaturo, prašnostjo in vlago. Hkrati ne priporočamo uporabljati naprave v okolju, kjer se lahko pojavi magnetno polje ali kjer obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Z multimetrom ne merite višje napetosti (in tokove), kot je označeno na sprednjem panelu multimetra! Obstaja nevarnost poškodb z električnim udarom in poškodbe multimetra!
- Pred uporabo preverite, ali multimeter deluje pravilno. Izmerite tokokrog, katerega električne vrednosti poznate.
- Preden multimeter priključite na tokokrog, na katerem želite izmeriti tok, prekinite napajanje predmetnega tokokroga
- Pri zamenjavi delov multimetra (npr. baterije, varovalke), uporabite vedno rezervne dele istega tipa in specifikacije. Zamenjajte le, kadar je multimeter izklopjen in izključen.
- Ne spremirjajte in ne prilagajajte notranjega tokokroga multimetra!
- Pri merjenju napetosti višje kot 30 V AC rms, 42 V v konici oziroma 60 V DC, ravnajte posebej previdno. Obstaja nevarnost poškodb zaradi električnega udara!
- Če uporabljate merilni konice, pazite, da ju uporabljate šele za čitnikom za prste.
- Preden odprete pokrov multimetra, izklopite merilne konice iz testiranega tokokroga.
- Merjenja ne izvajajte, če je pokrov multimetra odstranjen ali popuščen.

- Baterijo zamenjajte, ko se na zaslolu prikaže opozorilna ikona izpraznjene baterije „“. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo nadaljnje merjenje z napravo nenatančno. Zaradi tega bi lahko bili rezultati merjenja nepravilni, posledično obstaja posredna nevarnost električnega udara!

OPOZORILO

Multimeter MD-210 uporabljalite le v skladu z navodili, ki so v nadaljevanju. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb naprave same, ali do nevarnosti za zdravje. Upoštevajte sledeča navodila:

Še pred začetkom merjenja upora, diod ali toka prekinemo tokokrog električne energije in izpraznimo naprave in visokonapetostne kondenzatorje.

Pred merjenjem preverite, ali je že je vrtljivo stikalo obsega merjenja v pravilnem položaju. Sprememb v merilnem obsegu (vrtenje s vrtljivimi stikaloma programov merjenja) nikakor ne izvajajte med merjenjem! Lahko bi prišlo do poškodb aparata. Če boste merili tok, preverite varovalko multimetera in izklipite napajanje tokokroga, preden nanj multimeter priključite.

Če izvajate merjenje, priključite najprej črni vodnik (sono), nato rdeči vodnik (sono). Ko testne vodnike izključujete, izključite najprej rdeč vodnik.

Navodila za vzdrževanje multimetera

Opozorilo

Multimeta ne poskušajte popravljati ali na kakršenkoli način pritejeti, če niste usposobljeni za takšno dejavnost in če nimate na voljo naprav, potrebnih za umerjanje.

Da bi preprečili poškodbe z električnim tokom, pazite, da ne bi v notranjost multimetera prodrla voda!

- Merilne konice izključite iz testiranega tokokroga preden boste odprli pokrov multimetera.
- Ohišje multimetera redno čistite z vlažno krpo in finim čistilnim sredstvom (detergentom). Čiščenje izvajajte le pri izključenem in izklopjelenem multimeteru.
- Za čiščenje ne uporabljajte raztopil ali brusilnih sredstev!
- Če multimeter dlje časa ne uporabljate, ga izklipite in baterijo odstranite.
- Multimeter ne hranite na mestu, kjer je visoka vlažnost in temperaturo ali v okolju, kjer je močno magnetno polje!

Opis naprave

Multimeter MD-210 je kompaktna naprava, s 3,5 številčnim zaslonom. Namenjen je za merjenje enosmerne in izmenične napetosti, enosmernega toka, upora, testiranje diod in zvočne prevodnosti ter tokokrogov. Multimeter nudi zaščito pred preobremenitvijo in obvešča o nizkem stanju baterije. Idealna uporaba multimetera je npr. v delavnicah, laboratorijskih in gospodinjstvih.

Pogled na multimeter od spredaj

- Zaslons – prikazuje 3,5 številčni z max. podatkom merjena 1999
- Stikalo za preklop funkcij in obsegov – služi za izbiro funkcije želenega obsega alio vklop in izklop multimetera. Če multimetera ne uporabljate, ga izklipite (polozaj OFF). Baterija se ne bo praznila in zdrži dlje.
- Prikluček „10 A“ – v priključek priključite rdeč (pozitiven) merilni vodnik s konico za merjenje toka v tokovnem obsegu 10 A DC.
- Prikluček „“ – v priključek priključite rdeč (pozitiven) merilni vodnik s konico za merjenje napetosti, upora ali toka do 200 mA.
- Prikluček „COM“ – v priključek priključite črn (negativen) merilni vodnik s konico.

Technični parametri

Zaslons: LCD, 1999 (3,5 številke) z avtomatsko zaznavo polarnosti

Metoda merjenja: dvojna padajoča integracija z A/D

Hitrost branja: 2-3x na sekundo

Delovna temperatura in vlažnost: 0 °C do 40 °C, <75 %

Skladiščna temperatura in vlag: -10 °C do 50 °C, relativna vlažnost <85 %

Napajanje: 1x 9 V (6F22) baterija

Varovalke: F 250 mA/300 V, Ø 5x20 mm,

F 10 A/300 V, Ø 5x20 mm

Izpraznjava baterija: indikacija s pomočjo simbola baterije na zaslunu

Indikacija prekoračitve obsega: prikaz številke „OL“ na LCD

Kategorija merjenja: CAT III (300 V)

Razred zaščite: IP20

Dimenzije: 28 x 138 x 70 mm

Teža: 141 g (vključno z baterijo)

Natančnost

Natančnost je določena za eno leto od kalibracije in pri temperaturi 18 °C do 28 °C pri relativni vlažnosti do 75 %.

Natančnost merjenja ima obliko: $\pm [(\%) \text{ obseg} + (\text{najnižja veljavna številka})]$.

Enosmerna napetost (DC)

Obseg	Ločljivost	Natančnost
200 mV	100 µV	$\pm(0,5 \% + 5)$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Vhodna impedanca: 1 MΩ

Max. vhodna napetost: 300 V DC

Izmenična napetost (AC)

Obseg	Ločljivost	Natančnost
200 V	100 mV	$\pm(1,2\% + 10)$
300 V	1 V	

Frekvenčni obseg: 40 Hz do 400 Hz

⚠ Maksimalna vhodna napetost: 300 V AC

Opomba: Gre za povprečno vrednost, ki ustreza kalibriranemu efektivnemu sinusnemu poteku.

Enosmerni tok (DC)

Obseg	Ločljivost	Natančnost
20 µA	0,01 µA	$\pm(1,2\% + 5)$
200 µA	0,1 µA	
2 000 µA	1 µA	$\pm(1\% + 5)$
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	$\pm(1,2\% + 5)$
10 A	10 mA	$\pm(2\% + 5)$

Zaščita pri preobremenitvi:

Obseg µA in mA varovalka F 250 mA/300 V

Obseg 10 A varovalka F 10 A/300 V

Izvajši vhodni tok:

Prikluček Ω^{mA} max. 200 mA

Prikluček 10 A max. 10 A

Pri merjenju toka, višjega kot 2 A; čas merjenja mora biti največ 10 sekund, drugo merjenje pa ponoviti šele po 15 minutah!

Odpornik

Obseg	Ločljivost	Natančnost
200 Ω	0,1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	$\pm(1,2\% + 5)$
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	

Napetost odprtrega tokokroga: max 1 V

Test diod in kontinuitete

Obseg	Opis	Opomba
→	Na zaslunu se prikaže približna napetost: diode v prepustni smeri.	Napetost brez obremenitve: 2,2 V
•))	Vgrajeno brenčalo signalizira, da je upor v tokokrogu manjši kot 20 Ω. Če je upor med 20 Ω in 150 Ω, brenčalo se lahko, vendar ne obvezno sproži. Če je upor višji kot 150 Ω, brenčalo se ne sproži.	Napetost brez obremenitve: 2,2 V

Merjenje enosmerne napetosti

- Rdečo merilno konico priključite v priključek, označen s Ω^{mA} , črno pa v priključek označen s „COM“.
- Krožno stikalco preklopite na funkcijo, označeno $\text{V}_{\text{--}}$. Izberite merilni obseg. Vir napajanja, priključen na tokokrog izklopite in izpraznite vse visokonapetostne kondenzatorje, preden

priklučite na mesto ali tokokrog, kjer boste enosmerno napetost merili.

⚠ V primeru, da napetostnega obsega ne poznate vnaprej, nastavite najvišji obseg in med merjenjem ga postopoma znižujte.

3. Vklopite napajanje naprave, ki jo boste merili. Na zaslunu se prikaže vrednost toka in polarnost, ki se nanaša na rdečo merilno konico.

⚠ Za preprečitev poškodb z električnim udarom ali poškodbe merilne naprave ne priključujte na vhode z napetostjo višjo kot 300 V.

Merjenje izmenične napetosti

1. Rdečo merilno konico priključite v priključek, označen s Ω^{mA} , črno pa v priključek označen s „COM“.

2. Krožno stikalco preklopite na funkcijo, označeno $\text{V}_{\text{~}}$. Izberite merilni razpon in merilni konici priključite na mesto ali tokokrog, kjer boste izmenično napetost merili.

⚠ V primeru, da napetostnega obsega ne poznate vnaprej, nastavite najvišji obseg in med merjenjem ga postopoma znižujte.

3. Vklopite napajanje naprave, ki jo boste merili. Na zaslunu se prikaže vrednost toka in polarnost, ki se nanaša na rdečo merilno konico.

⚠ Za preprečitev poškodb z električnim udarom ali poškodbe merilne naprave ne priključujte na vhode z napetostjo višjo kot.

Merjenje enosmerne napetosti

1. Rdečo merilno konico priključite v priključek, označen s Ω^{mA} , črno pa v priključek označen s „COM“. Če je merjeni tok v mejah od 200 mA do 10 A, priključite rdečo merilno konico v priključek „10 A“.

2. Krožno stikalco preklopite na funkcijo, označeno $\text{A}_{\text{--}}$.

3. Multimeter priključite v serijo tokokroga, v katerem želite izmeriti tok, vklopite napajanje merjene naprave.

4. Na zaslunu se prikaže vrednost izmerjenega toka in polarnost, ki se nanaša na rdečo merilno konico.

⚠ Nikoli ne merite toka, kjer napetost pri delovanju »na prazno« v odprtrem tokokrogu presega 300 V. Merjenje toka pri višji napetosti na prazno lahko povzroči poškodbe naprave (npr. varovalka pregori, električni udar ipd.), ter možnost poškodbi zaradi električnega udara!

Merjenje upora

1. Rdečo merilno konico priključite v priključek, označen s Ω^{mA} , črno pa v priključek označen s „COM“.

2. Krožno stikalco preklopite na funkcijo, označeno Ω . Izberite merilni obseg. Vir napajanja, priključen na tokokrog izklopite in izpraznite vse visokonapetostne kondenzatorje, preden

boste izvedli merjenje upora v tokokrogu. S tem preprečite poškodbe multimetra.

3. Merilne konice priključite na napravo ali tokokrog, kjer boste upor merili.
4. Na zaslонu se prikaže vrednost izmerjenega upora.

Opomba:

1. Pri merjenju uporov z vrednostjo višjo kot $1 M\Omega$ je treba nekaj sekund počakati, da se izmerjena vrednost stabilizira.
2. Pri nezaprtem tokokrogu se prikaže simbol „OL“, kot pri preseganju obsega. Pred merjenjem upora preverite, ali je merjen objekt izključen iz napajanja in vsi kondenzatorji so temeljito izpraznjeni.

Test diod

1. Rdečo merilno konico priključite v priključek, označen s „VmA“ črno pa v priključek označen s „COM“.
2. Krožno stikalo preklopite na funkcijo, označeno \rightarrow .
3. Rdečo merilno konico priključite na anodo diode in nato črno merilno konico priložite na katodo diode.
4. Na zaslonusu se pojavi vrednost napetosti za prepustno smer diode. V kolikor je dioda v zaprti smeri, se na zaslonusu prikaže napis „OL“.

Test kontinuitete

1. Rdečo merilno konico priključite v priključek, označen s „VmA“ črno pa v priključek označen s „COM“.
2. Krožno stikalo preklopite na funkcijo, označeno $\bullet||$.
3. Merilne konice priključite na merjeni tokokrog ali napravo. Če je upor nižji kot 20Ω , se sproži brenčalo.

Opomba: Pred merjenjem preverite, ali je merjen tokokrog izključen iz napajanja in vsi kondenzatorji so temeljito izpraznjeni.

Zamenjava baterije

Kadar se na zaslonusu prikaže indikator izpraznjene baterije $\ominus\oplus$, je baterijo treba zamenjati. Za zamenjavo baterije uporabite primeren izvijač.

Pred zamenjavo baterij se morajo merilne konice izključiti iz merjenega tokokroga ali naprave, krožno stikalo pa mora biti v položaju OFF.

Odvijte zadnji pokrov.

Baterijo zamenjajte z novo $1 \times 9 \text{ V}$ tip 6F22. Uporabljajte le alkalne baterije. Ne uporabljajte polnilnih baterij.

Upoštevajte polarnost vstavljenih baterij. Po zamenjavi baterij pokrov namestite nazaj in ga privijte.

Zamenjava varovalke

Če varovalka pregori, je vzrok za to večinoma načno upravljanje. Multimeter uporablja varovalke z naslednjimi parametri:

F 250 mA/300 V, $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$, F 10 A/300 V, $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$. Varovalka je pod pokrovom za baterije. Zamenjavo varovalke izvedite vedno varovalko z enakim tipom in parametri.

Pokrov za baterije namestite nazaj in skrbno zaprite. Za zamenjavo varovalke F 10 A L 300 V se obrnite na servisni center.

Pred zamenjavo varovalke se morajo merilne konice izključiti iz merjenega tokokroga ali naprave, vrtljivo stikalo pa mora biti v položaju OFF.

Δ

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali posmanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

 Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odgališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

Technično pomoč lahko poiščete pri svojem dobavitelju:

EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

**RS|HR|BA|ME |
Digitalni multimeter**

 Prije upotrebe multimetra MD-210, pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama. Tu se nalaze naročito važne upute u pogledu načela sigurnosti na radu prilikom korištenja uređaja. Takve upute su posebno označene. Pridržavanjem ovih uputa spriječit ćete moguće ozljede ili oštećenja uređaja. Multimetar je dizajniran sukladno normi IEC-61010, koja se primjenjuje na elektroničke mjerne uređaje kategorije (CAT III 300 V), razine onečišćenja 2. CAT III kategorija koristi se za merenje sklopova napajanih putem fiksнog napajanja, kao što su releji, strujne utičnice, razvodne ploče, strujna napajanja i kratka strujna grananja i rasvjetni sustavi u velikim zgradama.

 izmjenična struja (AC)

 Istosmjerna struja (DC)

 Stejnosmerný a střídavý proud (AC/DC)

 uzemljenje

 dvostruka izolacija

 slaba baterija

- dioda
- ▬ osigurač
- ⚠ upozorenje
- ⚠ opasnost ozljeda uslijed strujnog udara
- € proizvod je sukladan primjenjivim EU normama

⚠ Ovaj simbol znači: upozorenje, rizik ili opasnost. Pročitajte priručnik svugdje gdje se koristi ovaj simbol!
⚠ Ovaj simbol označava opasnost od ozljede zbog strujnog udara

⚠ POZOR

Naročito se pridržavajte sljedećih uputa:

- Prijе korištenja multimetra provjerite je li uređaj neoštećen. Ako naidete na očite znakove oštećenja na tijelu uređaja, nemojte obavljati nikakva mjerjenja! Na površini multimetra ne bi smjelo biti ogrebotina, niti bi se stranice smjele odvajati.
- Ne mjerite napone iznad 300 V, niti struje veće od 10 A!
- COM terminal mora uvijek biti priključen na referentno uzemljenje.
- Provjerite i ispitne vrhove. Izolacija na ispitnim sondama ne smije imati vidljive znakove oštećenja. Oštećena izolacija može dovesti do ozljeda zbog strujnog udara. Stoga ne koristite oštećene ispitne sonde.
- Ako uočite da multimetar pokazuje neuobičajene rezultate, prestanite ga koristiti. To može biti posljedica pregorjelog osigurača. Ako niste sigurni u razlog kvara, obratite se servisnom centru.
- Ne koristite i ne držite multimetar na visokoj temperaturi, na prašini ili u vlažnim prostorima. Također se ne preporučuje upotrebljavati uređaj na mjestima s mogućim snažnim magnetnim poljima ili s rizikom od eksplozije ili požara.
- Nemojte mjeriti napone i struje koji su veći od onih koji su navedeni na prednjoj ploči multimetra. Postoji opasnost od ozljede električnom strujom ili oštećenja multimetra!
- Prijе uporabe provjerite radi li multimetar kako valja. Provjerite mjerjenjem sklopa čije električne vrijednosti su vam poznate.
- Prijе prikupčanja multimetra na sklop koji namjeravate izmjeriti, isključite napajanje tog sklopa.
- Ako morate zamijeniti neki dio multimetra (npr. bateriju, osigurač), uvijek koristite zamjenske dijelove istog tipa i specifikacija. Dijelove mijenjajte samo kada je multimetar iskopčan i isključen.
- Ne preinacujte i ne mijenjajte interni sklop samog multimetra!
- Budite naročito oprezni prilikom mjerjenja napona iznad 30 V izmjeničnog rms, 42 V vršnog ili 60 V istosmjernog. Opasnost od ozljede zbog strujnog udara!

- Prilikom uporabe ispitnih vrhova, pripazite na to da ih držite za izolirani dio iza izboženja.
- Prijе otvaranja kućišta multimetra uvijek odvojite mjerne sonde od sklopa koji mjerite.
- Ne izvodite mjerjenja ako je poklopac multimetra skinut ili je labav.
- Zamjenite bateriju kada se na zaslunu pokaže simbol upozorenja ⚡. Ako to ne učinite, daljnja mjerjenja neće biti točna. Netočna mjerjenja mogu kasnije za postljedicu imati ozljede zbog strujnog udara!

⚠ POZOR

Multimetar MD-210 koristite samo na način kako je dolje opisano. U suprotnom se uređaj može oštetiti ili se korisnik može ozlijediti. Pridržavajte se sljedećih uputa:

Prijе mjerjenja otpora, dioda ili struje, iskopčajte strujni krug s napajanja i ispraznite visokonaponske kondenzatore.

Prijе mjerjenja provjerite je li kružni preklopnik za odabir mjer ног područja u ispravnom položaju. Ni u kojem slučaju ne smijete mijenjati postavke mjer ног područja (preklapanjem kružnog preklopnika za mjerne programe) tijekom mjerjenja. To može prouzročiti oštećenje uređaja.

Ako namjeravate mjeriti struju, provjerite osigurač multimetra i isključite napajanje strujnog kruga prije priključivanja multimetra.

Tijekom mjerjenja najprije priključite crni vodič (sondu), a tek nakon toga crveni vodič (sondu). Prilikom iskapčanja mjernih sondi, najprije iskopčajte crvenu sondu.

Upute za održavanje

⚠ Pozor

Nemojte pokušavati izmijeniti ili popraviti multimetar ni na koji način, ako niste kvalificirani za taj posao ili ako nemate potrebnu opremu za kalibriranje.

Da biste spriječili ozljede od strujnog udara pripazite da u multimetar ne prodre voda!

- Prijе otvaranja kućišta multimetra uvijek odvojite ispitne vrhove od sklopa koji mjerite.
- Redovito čistite kućišta multimetra vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Čišćenje obavljajte samo kada je multimetar iskopčan i isključen.
- Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje!
- Ako multimetar ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, isključite ga i izvadite baterije.
- Ne držite multimetar na vlažnim ili vrućim mjestima ili na mjestima s jakim magnetskim poljem!

Opis uređaja

Multimetar MD-210 je kompaktni uređaj s prikazom 3,5 znamenki. Namijenjen je mjerjenju istosmjernog i izmjeničnog napona, istosmjerne i izmjenične struje, otpora, temperature, ispitivanje dioda i zvučno

ispitivanje provodljivosti i sklopova. Multimetar nudi zaštitu od preopterećenja i dojavljuje korisniku kada je baterija pri kraju. Idealan je za korištenje u npr. radionicama, laboratorijima i kućanstvima.

Izgled multimetra s prednje strane

- 1 – Zaslonski prikaz (3,5 znamenke), tj. najveću vrijednost od 1999
- 2 – Prekidač funkcija i područja – omogućuje biranje funkcija i željenog mjernog područja, kao i uključivanje i isključivanje multimetra. Ako multimetar ne koristite, isključite ga. Tako će baterija trajati dulje.
- 3 – 10 A utičnica – za priključivanje utikača crvene (pozitivne) mjerne sonde za mjerjenje istosmjernih struja u području do 10 A.
- 4 – VmA – utičnica – za priključivanje utikača crvene (pozitivne) mjerne sonde za mjerjenje napona, otpora ili struje do 200 mA.
- 5 – COM utičnica – za priključivanje utikača crne (negativne) mjerne sonde.

Specifikacije

Zaslonski LCD, 1999 (3,5 znamenke) s automatskim označavanjem polariteta

Mjerna metoda: dvostruko silazna ugrađena A/D konverzija

Frekvencija očitanja: 2–3 puta u sekundi

Radna temperatura i vlaga: 0 °C do 40 °C, <75 % Temperatura i vlaga pri skladишtenju: -10 °C do 50 °C, relativna vlažnost <85 %

Napajanje: 1 baterija od 9 V (6F22)

Osigurači: F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm,

F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm

Slaba baterija: dojava putem simbola baterije na zaslonu

Oznake prekoračenja mjernog raspona: pokazuje „OL“ na LCD zaslonu

Kategorija mjerjenja: CAT III (300 V)

Kućište: IP20

Dimenzije 28 × 138 × 70 mm

Težina: 141 g (s baterijom)

Točnost

Navedena točnost je u trajanju od jedne godine nakon kalibracije uređaja i samo na temperaturama od 18 °C do 28 °C i vlažnosti zraka do 75 %.

Točnost mjerjenja navedena je kao: $\pm [(\% \text{ očitanja}) + (\text{najmanje važeće znamenke})]$.

Istosmjerni napon

Područje	Rezolucija	Točnost
200 mV	100 µV	$\pm(0,5 \% + 5)$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Uzlasna impedancija: 1 MΩ

△ Maksimalni ulazni napon: 300 V istosmjerna

Izmjenični napon

Područje	Rezolucija	Točnost
200 V	100 mV	$\pm(1,2 \% + 10)$
300 V	1 V	

Frekvencijsko područje: 40 Hz do 400 Hz

△ Maksimalni ulazni napon: 300 V izmjenično

Napomena: Vrijednost je prosjek koji odgovara kali-briranjem a efektivnom vrijednosti sinusoida.

Istosmjerna struja (DC)

Područje	Rezolucija	Točnost
20 µA	0,01 µA	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 µA	0,1 µA	
2 000 µA	1 µA	$\pm(1 \% + 5)$
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	$\pm(1,2 \% + 5)$
10 A	10 mA	$\pm(2 \% + 5)$

Zaštita od preopterećenja:

µA i mA područje: Osigurač F 250 mA/300 V

10 A područje: Osigurač F 10 A/300 V

Maksimalna ulazna struja:

VmA – utičnica: maks. 200 mA

10 A utičnica: maks. 10 A

Kod mjerjenja struje veće od 2 A: trajanje mjerjenja smije biti najviše 10 sekundi, a mjerjenje se smije ponoviti tek nakon 15 minuta!

Otpor

Područje	Rezolucija	Točnost
200 Ω	0,1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	

Napon otvorenog kruga: maks. 1 V

Ispitivanje dioda i provodnosti sklopa

Područje	Opis	Napomena
→	Približna vrijednost napona prikazat će se na zaslonu u smjeru toka struje.	Napon bez opterećenja: 2,2 V
•	Ugrađena zujalica označava da je otpor u sklopu manji od 20 Ω. Ako je otpor između 20 Ω i 150 Ω, zujalica će se možda oglasiti. Ako je otpor veći od 150 Ω, zujalica se neće oglasiti.	Napon bez opterećenja: 2,2 V

Mjerjenje istosmjernog napona

1. Priklučite utikač crvene mjerne sonde u utičnicu VmA, a utikač crne sonde u utičnicu COM.

2. Okrenite kružni prekidač u položaj s oznakom V—. Odaberite mjereno područje i postavite

ispitne vrhove tamo gdje želite izmjeriti istosmjerni napon.

⚠ Ako ne znate unaprijed naponsko područje, odaberite područje najvećeg napona i postupno ga smanjujte tijekom mjerjenja.

3. Uključite uređaj koji želite izmjeriti. Na zaslонu će se prikazati vrijednost napona i polaritet u odnosu na crveni mjerni vrh.

⚠ Ako prijedete područje od 300 V, odmah prekinite mjerjenje. U suprotnom postoji opasnost od oštećenja multimetra i ozljede zbog strujnog udara.

Mjerjenje izmjeničnog napona

1. Priklužite utikač crvene mjerne sonde u utičnicu a, utikač crne sonde u utičnicu COM.

2. Okrenite kružni prekidač u položaj s ozнаком . Odaberite mjerne područje i postavite ispitne vrhove tamo gdje želite izmjeriti izmjenični napon.

⚠ Ako ne znate unaprijed naponsko područje, odaberite područje najvećeg napona i postupno ga smanjujte tijekom mjerjenja.

3. Uključite uređaj koji želite izmjeriti. Na zaslонu će se prikazati vrijednost napona i polaritet u odnosu na crveni mjerni vrh.

⚠ Ako prijedete područje od 300 V, odmah prekinite mjerjenje. U suprotnom postoji opasnost od oštećenja multimetra i ozljede zbog strujnog udara.

Mjerjenje istosmjerne struje

1. Priklužite utikač crvene mjerne sonde u utičnicu a, utikač crne sonde u utičnicu COM. Ako mjerite struju između 200 mA i 10 A, prikljužite utikač crvene mjerne sonde u utičnicu 10 A.

2. Okrenite kružni prekidač u položaj s oznakom .

3. Priklužite multimetar serijski u sklop koji želite mjeriti i uključite napajanje mјerenog uređaja.

4. Na zaslонu će se prikazati vrijednost struje i polaritet u odnosu na crveni ispitni vrh.

⚠ Nikada ne koristite uređaj za mjerjenje struje na mestima na kojima neaktivni napon u otvorenom krugu prelazi 300 V.

Mjerjenje struje na visokom neaktivnom naponu može dovesti do oštećenja uređaja (pregaranje osigurača, električni izbor) ili ozljede zbog strujnog udara!

Mjerjenje otpora

1. Priklužite utikač crvene mjerne sonde u utičnicu a, utikač crne sonde u utičnicu COM.

2. Okrenite kružni prekidač u položaj s oznakom . Odaberite raspon mjerjenja. Isključite napajanje strujnog kruga i ispraznite sve visokonaponske kondenzatore prije mjerjenja otpora u sklopu. Time ćete spriječiti moguće oštećenje multimetra.

3. Priklužite mjerne vrhove na uređaj ili sklop na kojemu mjerite otpor.

4. Na zaslонu će se prikazati izmjerena vrijednost otpora.

Napomena:

1. Kod mjerjenja otpora većih od 1 MΩ, potrebno je pričekati nekoliko sekundi dok se izmjerena vrijednost stabilizira.

2. Ako je strujni krug otvoren, pojavit će se simbol „OL“, jednako kao kad se mjerne područje prijeđe. Prije mjerjenja otpora, pripazite na to da je objekt koji se mjeri isključen iz napajanja i da su mu svi kondenzatori posve ispraznjeni.

Ispitivanje diode

1. Priklužite utikač crvene mjerne sonde u utičnicu a, a utikač crne sonde u utičnicu COM.

2. Okrenite kružni prekidač u položaj s oznakom .

3. Postavite crveni ispitni vrh na anodu diode, a crni ispitni vrh na katodu diode.

4. Na zaslонu će se pokazati napon u mV za smjer toka struje. Na zaslонu će se pojavit „OL“ ako je polaritet obrnut.

Ispitivanje provodnosti sklopa

1. Priklužite utikač crvene mjerne sonde u utičnicu a, a utikač crne sonde u utičnicu COM.

2. Okrenite kružni prekidač u položaj s oznakom .

3. Priklužite ispitne vrhove na sklop ili uređaj koji mjerite. Ako je otpor manji od 20 Ω, oglasa se zujalica.

Napomena: Prije mjerjenja, pripazite na to da je objekt koji se mjeri isključen iz napajanja i da su mu svi kondenzatori posve ispraznjeni.

Zamjena baterija

Ako se na zaslono vidi simbol , bateriju treba zamijeniti. Za zamjenu baterije koristite prikladni odvijač.

Prije zamjene baterije, iskopajte ispitne vrhove sa sklopa ili uređaja koje mjerite i okrenite prekidač multimetra u položaj OFF (isključeno).

Odvijte stražnji poklopac.

Zamjenite bateriju od 9 V, tipa 6F22 novom baterijom. Upotrebljavajte isključivo alkalne baterije. Ne upotrebljavajte baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.

Pripazite na ispravan polaritet. Nakon zamjene baterije vratite poklopac na mjesto i ponovno ga pričvrstite.

Zamjena osigurača

Ako osigurač pregori, vjerojatni uzrok je nepravilno rukovanje. Multimetar koristi osigurače sljedećih svojstava:

F 250 mA/300 V, ø 5×20 mm, F 10 A/300 V, ø 5×20 mm.

Osigurač se nalazi ispod poklopca baterije. Za zamjenu osigurača uvijek koristite osigurače istog tipa i vrijednosti. Vratite poklopac baterije na mjesto i pričvrstite ga.

Za zamjenu osigurača F 10 A L 300 V obratite se servisnom centru.

Prije zamjene osigurača, iskopčajte ispitne vrhove sa sklopa ili uređaja koja mjerite i okrenite prekidač multimetra u položaj OFF (isključeno).



Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu osim ako nisu pod nadzorom ili ako ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djeci uvijek trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponiju otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

Tehničku podršku možete zatražiti od dobavljača:
EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

DE | Digitales Multimeter

Bevor Sie das Multimeter MD-210 benutzen, lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Wichtige Passagen in Bezug auf die Sicherheitsgrundsätze für den Umgang mit diesem Gerät sind in dieser Bedienungsanleitung extra hervorgehoben. Somit verhindern Sie einen möglichen Stromunfall oder eine Beschädigung des Geräts. Das Multimeter wurde im Einklang mit der Norm IEC-61010 entworfen, welche für elektronische Messgeräte gilt, die zur Kategorie (CAT III 300 V), Verschmutzungsgrad 2 gehören.

Die Kategorie CAT III ist zur Messung der Stromkreise von Geräten und Anlagen bestimmt, wo die Stromversorgung über Festinstallation erfolgt, wie z. B. Relais, Steckdosen, Verteilerpulte, Netzgeräte sowie kurze Zweigkreise und Beleuchtungssysteme in großen Gebäuden.

~ Wechselstrom (AC)

== Gleichstrom (DC)

~ Gleich- und Wechselstrom (AC/DC)

⊕ Erdung

□ Doppelisolierung

☒ Leere Batterie

→ Diode

≡ Sicherung

⚠ Hinweis

⚠ Unfallgefahr durch elektrischen Strom

€ Das Produkt erfüllt die betreffenden EU-Normen.

⚠ Dieses Symbol bedeutet: Warnung, Risiko, Gefahr. Lesen Sie sich diese Anleitung in allen Fällen durch, wo diese Symbole verwendet werden!

⚠ Durch dieses Symbol wird Unfallgefahr durch elektrischen Strom gekennzeichnet

⚠ HINWEIS

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise:

- Vor der Nutzung des Multimeters überprüfen Sie sorgfältig, ob das Gerät nicht beschädigt ist. Wenn am Gerätekörper offensichtliche Mängel zu erkennen sind, führen Sie keine Messungen durch! Überprüfen Sie, dass die Oberfläche des Multimeters nicht zerkratzt ist und dass die Seitenverbindungen in Ordnung sind.
- Messen Sie keine Spannungen über 300 V bzw. Stromstärken über 10 A!
- Die „COM“-Klemme ist immer an den Bezugsmessboden anzuschließen.
- Überprüfen Sie auch die Messspitzen. Die Isolierung an den Messsonden sollte keine offensichtlichen Beschädigungen aufweisen. Bei einer Beschädigung der Isolierung droht Unfallgefahr durch elektrischen Strom. Verwenden Sie aus diesem Grund keine beschädigten Messsonden.
- Verwenden Sie das Multimeter nicht, wenn die Messergebnisse abnormal sind. Die Ursache hierfür könnte nämlich eine Sicherungsstörung sein. Wenn Sie sich bezüglich der Fehlerursache nicht sicher sind, wenden Sie sich an die Servicezentrale.
- Verwenden und lagern Sie das Multimeter nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, Staub und Feuchtigkeit. Es ist nicht empfehlenswert, das Gerät in einer Umgebung zu verwenden, wo starke Magnetfelder auftreten können oder wo Explosions- bzw. Brandgefahr besteht.
- Messen Sie keine höheren Spannungen und Stromstärken, als auf dem Vorderpanel des Multimeters angegeben. Es besteht Unfallgefahr durch elektrischen Strom und das Multimeter könnte beschädigt werden!
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass das Multimeter korrekt funktioniert. Testen Sie den Kreislauf, wo Ihnen die elektrischen Größen bekannt sind.
- Bevor Sie das Multimeter an den Stromkreis anschließen, dessen Spannung Sie messen möchten, schalten Sie die Stromversorgung für den betreffenden Stromkreis ab.
- Wenn Sie Teile am Multimeter auswechseln (z. B. Batterie, Sicherung, etc.), verwenden Sie immer Ersatzteile vom gleichen Typ und Spezifikation. Nehmen Sie den Wechsel bei vom Stromversorgungsnetz getrennten sowie ausgeschalteten Multimeter vor.

- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Modifizierungen an den Innenkreisläufen des Multimeters vor!
- Lassen Sie besondere Vorsicht beim Messen von Spannungen über 30 V AC rms, 42 V Spitzenspannung oder 60 V DC walten. Es besteht Unfallgefahr durch elektrischen Strom!
- Beim Verwenden der Messspitzen vergewissern Sie sich, dass Sie diese hinter der Fingerschutzvorrichtung in der Hand halten.
- Bevor Sie die Multimeterabdeckung öffnen, trennen Sie die Messspitze vom getesteten Stromkreis.
- Nehmen Sie keine Messungen vor, wenn die Abdeckung des Multimeters entfernt wurde oder wenn es geöffnet ist.
- Wechseln Sie die Batterien aus, sobald das Symbol entladene Batterien „“ auf dem Display erscheint. Andernfalls können die nachfolgenden Messungen ungenau sein. Dies kann zu verzerrten oder falschen Messergebnissen sowie zum anschließenden Stromunfall kommen!

⚠ HINWEIS

Verwenden Sie das Multimeter MD-210 nur wie nachfolgend spezifiziert. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen oder Sie können Gesundheitsschäden erleiden. Achten Sie auf die nachfolgenden Hinweise:

Bevor Sie mit der Widerstands-, Dioden- oder Strommessung beginnen, trennen Sie die betreffenden Stromkreise von der Energiequelle und entladen die Hochspannungskondensatoren.

Vergewissern Sie sich vor der Messung, dass sich der runde Umschalter für den Messbereich in der richtigen Position befindet. Nehmen Sie auf keinen Fall Änderungen am Messbereich (durch leichte Drehung des runden Schalters für das Messprogramm) während der Messung vor. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.

Wenn Sie den Strom messen, überprüfen Sie die Sicherung des Multimeters und schalten Sie die Stromversorgung des Kreises aus, bevor Sie das Multimeter anschließen.

Wenn Sie die Messung vornehmen, schließen Sie zuerst den schwarzen Leiter (die Sonde) und danach den roten Leiter (die Sonde) an. Wenn Sie den Testleiter trennen, trennen Sie vorher den roten Leiter.

Wartungsanweisungen für das Multimeter

⚠ Hinweis

Unterlassen Sie jegliche Versuche, das Multimeter zu reparieren oder anderweitig zu verändern, sofern Sie für diese Tätigkeiten nicht qualifiziert sind und nicht über erforderliche Eichgeräte verfügen.

Achten Sie darauf, dass in den Multimeter-Innenbereich kein Wasser eindringt – auf diese Weise verhindern Sie Stromunfälle!

- Bevor Sie die Multimeterabdeckung öffnen, trennen Sie die Messspitze vom getesteten Stromkreis.
- Reinigen Sie das Multimeter regelmäßig mit einem feuchten Lappen und einem schonenden Reinigungsmittel (Wasser mit Spülmittel). Nehmen Sie die Reinigung nur bei vom Stromversorgungsnetz getrennten sowie ausgeschalteten Multimeter vor.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- und Scheuermittel!
- Wenn Sie das Multimeter längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus und nehmen Sie die Batterien heraus.
- Lagern Sie das Multimeter nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperatur bzw. in einer Umgebung mit starkem Magnetfeld.

Beschreibung des Geräts

Beim Multimeter MD-210 handelt es sich um ein kompaktes Gerät mit Zahlendisplay mit 3,5 Stellen. Es ist zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, des Widerstands sowie zum Testen von Dioden und für Geräuschtests bezüglich der Leitfähigkeit und von Stromkreisen bestimmt. Das Multimeter bietet Überlastungsschutz und informiert, wenn die Batterien schwach sind. Idealerweise ist das Multimeter in Werkstätten, Labors und Haushalten zu verwenden.

Vorderansicht des Multimeters

- 1 – Display – zeigt Zahlen mit 3,5 Stellen, maximaler Messwertanzeige 1999
- 2 – Funktions- und Bereichsumschalter – mit diesem lässt sich der gewünschte Bereich wählen oder das Multimeter ein- und ausschalten. Bei Nichtverwendung des Multimeters schalten Sie dieses aus (Position OFF). Dadurch wird die Batterie geschnont und hält länger.
- 3 – Buchse „10 A“ – schließen Sie das Ende des roten (positiven) Messleiters mit der Spitze an die Buchse an zur Strommessung im Bereich von 10 A DC.
- 4 – Buchse „ $\frac{VmA}{\Omega}$ “ – schließen Sie das Ende des roten (positiven) Messleiters mit der Spitze an die Buchse an zur Messung der Spannung, des Widerstands oder des Stroms bis 200 mA.
- 5 – „COM“-Buchse – schließen Sie das Ende des schwarzen (negativen) Leiters mit der Spitze an die Buchse an.

Technische Parameter

Display: LCD, 1999 (3,5 Stellen) mit automatischer Polaritätsanzeige

Messverfahren: doppelt aufsteigende Integration A/D über Wandler

Abtastgeschwindigkeit: 2–3x pro Sekunde
 Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit
 0 °C bis 40 °C, <75 %
 Lagertemperatur und -feuchtigkeit:
 -10 °C bis 50 °C, relative Feuchtigkeit <85 %
 Stromversorgung: 1x 9 V (6F22) Batterie
 Sicherungen: F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm,
 10 A/300 V, Ø 5×20 mm
 Schwache Batterie: Anzeige über das Batteriesymbol auf dem Display
 Anzeige, wenn der Bereich überschritten wurde:
 Anzeige der Ziffer „OL“ auf dem LCD

Messkategorie: CAT III (300 V)

Schutztarif: IP20

Maße 28 × 138 × 70 mm

Gewicht: 141 g (mit Batterie)

Genauigkeit

Die Genauigkeit ist für ein Jahr ab der Eichung des Geräts bei 18 °C bis 28 °C bei einer relativen Feuchtigkeit bis 75 % gegeben.

Die Messgenauigkeit ist in folgender Form gegeben:
 $\pm [(\% \text{ des Bereichs}) + (\text{niedrigste gültige Zahl})]$.

Gleichspannung (DC)

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 mV	100 µV	$\pm(0,5 \% + 5)$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Elektrischer Eingangsscheinwiderstand: 1 MΩ

⚠ Maximale Eingangsspannung: 300 V DC

Wechselspannung (AC)

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 V	100 µV	$\pm(1,2 \% + 10)$
300 V	1 V	

Frequenzbereich: 40 Hz bis 400 Hz

⚠ Maximale Eingangsspannung: 300 V AC

Anmerkung: Es handelt sich um einen Durchschnittswert, welcher dem geeichten effektiven Sinusverlauf entspricht.

Gleichstrom (DC)

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
20 µA	0,01 µA	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 µA	0,1 µA	
2 000 µA	1 µA	$\pm(1 \% + 5)$
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	$\pm(1,2 \% + 5)$
10 A	10 mA	$\pm(2 \% + 5)$

Überlastungsschutz:

µA- und mA-Bereich – Sicherung F 250 mA/300 V
 10 A-Bereich – Sicherung F 10 A/300 V

Maximaler Eingangsstrom:

Buchse max. 200 mA

Buchse 10 A max. 10 A

bei Strommessungen über 2 A; die Messdauer darf maximal 10 Sekunden betragen und die nächste Messung ist erst nach 15 Minuten zu wiederholen!

Widerstand

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 Ω	0,1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	$\pm(1,2 \% + 5)$

Spannung des offenen Stromkreises: max. 1 V

Dioden- und Kontinuitätstest der Stromkreise

Bereich	Beschreibung	Anmerkung
	Im Display wird die ungefähre Diodenspannung in der Flussrichtung angezeigt.	Spannung ohne Belastung: 2,2 V
	Durch den integrierten Summer wird signalisiert, dass der Widerstand im Kreislauf kleiner als 20 Ω ist. Wenn der Widerstand im Bereich zwischen 20 Ω und 150 Ω liegt, kann der Summer ertönen, muss aber nicht. Wenn der Widerstand größer als 150 Ω ist; ertönt der Summer nicht.	Spannung ohne Belastung: 2,2 V

Messung der Gleichspannung (DC)

1. Schließen Sie das Ende des roten Messleiters an die mit „“ gekennzeichnete Buchse sowie den schwarzen Leiter an die mit „COM“ gekennzeichnete Buchse an.

2. Schalten Sie mit dem runden Schalter auf die mit gekennzeichnete Funktion um. Wählen Sie den Messbereich und schließen Sie die Messspitzen an der Stelle oder den Messkreis an, wo die Gleichspannung gemessen werden soll.

⚠ Falls der Spannungsbereich vorher nicht bekannt ist, stellen Sie den höchsten Bereich ein und reduzieren Sie diesen schrittweise während der Messung.

3. Schalten Sie die Stromversorgung für das Gerät ein, wo die Messung erfolgen soll. Im Display werden der Spannungswert und die Polarität bezogen auf die rote Messspitze angezeigt.

⚠ Wird der Bereich von 300 V überschritten, beenden Sie sofort die Messung. Andernfalls könnte das Multimeter beschädigt werden und es besteht Unfallgefahr durch elektrischen Strom.

Messung der Wechselspannung

1. Schließen Sie das Ende des roten Messleiters an die mit „“ gekennzeichnete Buchse

- sowie den schwarzen Leiter an die mit „COM“ gekennzeichnete Buchse an.
- Schalten Sie mit dem runden Schalter auf die mit $V\sim$ gekennzeichnete Funktion um. Wählen Sie den Messbereich und schließen Sie die Messspitzen an der Stelle oder den Messkreis an, wo die Wechselspannung gemessen werden soll.

⚠ Falls der Spannungsbereich vorher nicht bekannt ist, stellen Sie den höchsten Bereich ein und reduzieren Sie diesen schrittweise während der Messung.

- Schalten Sie die Stromversorgung für das Gerät ein, wo die Messung erfolgen soll. Im Display werden der Spannungswert und die Polarität bezogen auf die rote Messspitze angezeigt.

⚠ Wird der Bereich von 300 V überschritten, beenden Sie sofort die Messung. Andernfalls könnte das Multimeter beschädigt werden und es besteht Unfallgefahr durch elektrischen Strom.

Gleichstrommessung

- Schließen Sie das Ende des roten Messleiters an die mit „ $\Omega\rightarrow A$ “ gekennzeichnete Buchse sowie den schwarzen Leiter an die mit „COM“ gekennzeichnete Buchse an. Wenn Strom im Bereich von 200 mA bis 10 A gemessen wird, schließen Sie das Ende des roten Messleiters an die mit „10 A“ gekennzeichnete Buchse an.
- Schalten Sie mit dem runden Schalter auf die mit $A\equiv$ gekennzeichnete Funktion um.
- Schließen Sie das Multimeter an die Messkreisserie an, wo der Strom gemessen werden soll, und schalten Sie die Stromversorgung für das Messgerät ein.
- Auf dem Display werden der Stromwert sowie die Polarität bezogen auf die rote Messspitze angezeigt.

⚠ Messen Sie mit dem Messgerät nie dort den Strom, wo die Leerlaufspannung im offenen Messkreis höher als 300 V ist.

Strommessungen bei höheren Leerlaufspannungen können zur Beschädigung des Geräts (die Sicherung brennt durch, elektrische Entladung) bzw. zu elektrischen Stromunfällen führen!

Widerstandsmessung

- Schließen Sie das Ende des roten Messleiters an die mit „ $\Omega\rightarrow A$ “ gekennzeichnete Buchse sowie den schwarzen Leiter an die mit „COM“ gekennzeichnete Buchse an.
- Schalten Sie mit dem runden Schalter auf die mit Ω gekennzeichnete Funktion um. Wählen Sie den Messbereich. Schalten Sie die an den Messkreis angeschlossene Stromversorgungsquelle aus und entladen Sie alle Hochspannungskondensatoren, bevor Sie die Widerstandsmessung im Messkreis vornehmen. Damit verhindern Sie eine mögliche Beschädigung des Multimeters.

- Schließen Sie die Messspitzen an das Gerät oder den Kreislauf an, wo der Widerstand gemessen werden soll.
- Auf dem Display wird der Widerstandsmesswert angezeigt.

Anmerkung:

- Beim Messen von Widerständen von mehr als $1 \text{ M}\Omega$ bitte mehrere Sekunden warten, bis sich der Messwert stabilisiert hat.
- Bei nicht geschlossenem Stromkreis wird genauso wie bei der Überschreitung des Bereichs das Symbol „OL“ angezeigt. Überzeugen Sie sich vor der Widerstandsmessung, dass das Messobjekt von der Stromversorgung getrennt ist und alle Kondensatoren komplett entladen sind.

Diodentest

- Schließen Sie das Ende des roten Messleiters an die mit „ VmA “ gekennzeichnete Buchse sowie den schwarzen Leiter an die mit „COM“ gekennzeichnete Buchse an.
- Schalten Sie mit dem runden Schalter auf die mit \rightarrow gekennzeichnete Funktion um.
- Schließen Sie die rote Messspitze an die Diode-Anode sowie die schwarze Messspitze an die Diode-Kathode an.
- Auf dem Display wird die Spannung in mV für die durchlässige Diodenrichtung angezeigt. Bei vertauschter Polarität wird „OL“ auf dem Display angezeigt.

Kontinuitätstest der Stromkreise

- Schließen Sie das Ende des roten Messleiters an die mit „ $\Omega\rightarrow A$ “ gekennzeichnete Buchse sowie den schwarzen Leiter an die mit „COM“ gekennzeichnete Buchse an.
- Schalten Sie mit dem runden Schalter auf die mit \rightarrow gekennzeichnete Funktion um.
- Schließen Sie die Messspitzen an den Prüfmesskreis oder das Gerät an. Ist der Widerstand kleiner als 20Ω , ertönt der Summer.

Anmerkung: Überzeugen Sie sich vor der Messung, dass der Messkreis von der Stromversorgung getrennt ist und alle Kondensatoren komplett entladen sind.

Batteriewechsel

Erscheint auf dem Display das Symbol „ $\ominus\oplus$ “, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Verwenden Sie einen geeigneten Schraubendreher für den Batteriewechsel.

Vorm Batteriewechsel sind die Messspitzen vom Messkreis oder der Anlage zu trennen und der runde Schalter muss sich in der Position OFF befinden. Schrauben Sie die Batterieabdeckung ab.

Wechselt Sie die Batterie gegen eine neue Batterie 1x 9 V typ 6F22 aus. Nur alkalische Batterien verwenden. Keine wieder aufladbaren Batterien verwenden.

Die Polarität der eingelegten Batterien einhalten. Nach dem Batteriewechsel die Abdeckung wieder aufsetzen und anschrauben.

Wechsel der Sicherung

Wenn die Sicherung durchbrennt, liegt dies meistens an einer fehlerhaften Bedienung. Im Multimeter werden Sicherungen mit folgenden Parametern verwendet:

F 250 mA/300 V, Ø 5x20 mm, F 10 A/300 V, Ø 5x20 mm.

Die Sicherung befindet sich unter der Batterieabdeckung. Wechseln Sie die Sicherung immer gegen eine vom gleichen Typ mit den gleichen Parametern aus. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und schließen Sie diese sorgfältig.

Für den Wechsel der Sicherung F 10 A/L 300 V wenden Sie sich bitte an die Servicezentrale.

Vorm Batteriewechsel sind die Messspitzen vom Messkreis oder der Anlage zu trennen und der runde Schalter muss sich in der Position OFF befinden.



Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich von Kindern), deren physische, Sinnes- oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die nicht über genügend Erfahrung und Kenntnisse zur sicheren Verwendung dieses Geräts verfügen, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder nicht angesichts der Verwendung dieses Geräts von einer Person angeleitet wurden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen. Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen. Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

Technische Unterstützung erhalten Sie beim Lieferanten:

EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

UA | Цифровий мультиметр

Перед тим, як почнете мультиметром MD-210 користуватись уважно прочитайте цю інструкцію по експлуатації. У ній пояснюються особливо важливі уривки, що стосуються безпеки роботи з цим пристроям. Так можете запобігти пошкодженню пристроя або ураженню електричним струмом.

Мультиметр був розроблений у відповідності зі стандартом IEC-61010 для електронних вимірювальних приладів, що підпадають під категорію (CAT III 300 В) для рівня забруднення 2.

Категорія CAT III призначена для вимірювання контурів від обладнання певно фіксованих на життєвому; таких як реле, розетки, розподільні щити, живильники та короткі відводи контурів, а також системи освітлення у великих будівлях.

	змінний струм (AC)
	постійний струм (DC)
	постійний і змінний струм (AC/DC)
	заземлення
	подвійна ізоляція
	розряджена бітреїка
	діода
	запобіжник
	попередження
	ризик ураження електричним струмом
	виrob відповідає відповідним стандартам ЄС

Цей символ означає: оповіщення, ризик небезпеки. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію у всіх випадках, де використовується цей знак!

Цей символ вказує на ризик ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зокрема, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

- Перед тим, як почнете використовувати мультиметр переконайтесь, що пристрій не пошкоджений. Якщо на пристрой виникли очевидні пошкодження, не виконуйте жодних вимірювань! Переконайтесь, що поверхня мультиметра не подряпана, а бічні з'єднання не розпадаються. Не вимірюйте напругу вище ніж 300 В або струм, який вище 10 A!
- Клема „COM“ завжди повинна бути підключена до вимірювання опорного заземлення.
- Перевірте вимірювачі щупи. Ізоляція на вимірювальних зондах не повинна бути видимо пошкоджена. У разі пошкодження ізоляції існує ризик ураження електричним струмом. Не використовуйте пошкоджені вимірювальні зонди!
- Не використовуйте мультиметр, якщо ви помітили ненормальні результати вимірювань. Вони можуть бути викликані перевою у запобіжника. Якщо ви не впевнені в причині несправності, зверніться до сервісного центру.
- Не використовуйте і не зберігайте мультиметр у високотемпературних, пильних і вологих умовах.
- Також не рекомендуємо використовувати пристрій у середовищі, де може бути сильне

- магнітне поле або де існує небезпека вибуху або пожежі.
- Не вимірюйте мультиметром більш високу напругу (і струм), ніж ту, яка вказана на передній панелі мультиметра. Існує ризик ураження електричним струмом та пошкодження мультиметра!
 - Перед використанням переконайтесь, чи мультиметр правильно працює. Перевірте контур, в якому знаєте електричні величини.
 - Перш ніж підключіть мультиметр до контура, у якому збираєтесь вимірюти струм, вимкніть живлення цього контура.
 - Якщо будете замінювати запчастини мультиметра (напр., батарейки, запобіжник), завжди використовуйте запасні частини такого ж типу та специфікації. Заміни проводьте коли мультиметр відключений або вимкнений.
 - Не змінайте і ніяк не переробляйте внутрішні контури мультиметра!
 - Будьте особливо обережними, коли вимірюєте напругу, що перевищує 30 В змінного струму RMS, 42 В пік струму або 60 В постійного струму. Існує ризик ураження електричним струмом!
 - При роботі з вимірювальними наконечниками, переконайтесь, чи тримате пальцями за рукояті.
 - Перед тим, як зняти кришку мультиметра, від'єднайте вимірювальні наконечники від тестованого контуру.
 - Мультиметром не користуйтесь, якщо кришка мультиметра знята або посплаблена.
 - Замініть батарейки, як тільки на дисплей зобразиться індикатор попередження про розрядження батарейки «». Інакше може виникнути ситуація, коли наступні вимірювання будуть неточними. Це може привести до спотворених та фальшивих результатів вимірювання та подальшого ураження електричним струмом!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте мультиметр MD-210 тільки так, як заданено нижче. В іншому випадку пристрій або ваше здоров'я можуть пошкодитись. Дотримуйтесь узказаних нижче інструкцій:

Перед тим, як вимірюти опір, діоди або струм, відключіть контури від джерел живлення і розрідіть високовольтні конденсатори.

Перед вимірюванням переконайтесь, що круговий перемикач діапазону вимірювання знаходиться в правильному положенні. За жодних обставин не робіть змін у діапазоні вимірювання (поворотом кругового перемикача вимірювальної програми) під час вимірювання! Це може пошкодити пристрій. Якщо вимірюєте струм, вимкніть живлення контура та перевірте запобіжник мультиметра .

При проведенні вимірювання, спочатку підключіть чорний провід (зонд), потім червоний провід (зонд). Коли виробувальні провідники відклопаєте, спочатку відклопіть червоний провідник.

Інструкції з обслуговування

мультиметра

Попередження

Не намагайтесь ремонтувати або модифікувати мультиметр, якщо ви не маєте на це кваліфікації, і якщо у вас немає необхідного калібрувального пристрою.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, будьте обережні, щоб вода не потрапляла всередину мультиметра!

- Перед тим, як відкрити кришку мультиметра, відклопіть вимірювальні наконечники від виробувального контура.
- Регулярно очищайте корпус мультиметра вологою ганчіркою і не агресивним миючим засобом. Виконуйте очищення тільки тоді, коли мультиметр відключений та вимкнений.
- Не використовуйте для очищення розчинники або абразивні матеріали!
- Якщо ви не використовуєте мультиметр протягом тривалого часу, вимкніть його та вийміть батарейки.
- Мультиметр не зберігайте у місцях з високою вологістю і температурою, також у середовищі де знаходиться сильне магнітне поле!

Опис пристроя

Мультиметр MD-210 – компактний пристрій з 3,5-цифровим дисплеєм. Він призначений для вимірювання постійної і змінної напруги, постійного струму, опору, тестування діодів і тести провідності звуку і контурів. Мультиметр забезпечує захист від перевантаження та повідомляє про стан низького заряду батарейок. Ідеальне використання мультиметра наприклад в майстернях, лабораторіях та в додашному господарстві.

Передня панель мультиметра

- 1 - Дисплей – показує 3,5 цифри, і максимальне зображення становить - 1999
- 2 - Перемикач функцій і діапазону – слугує для вибору потрібної функції діапазону або для увімкнення або вимкнення мультиметра. Якщо мультиметр не використовується, вимкніть його (положення OFF). Батарейки не будуть розряджатись і довший час будуть служити.
- 3 - Гніздо „10 A“ – вставте кінець червоного (позитивного) вимірювального кабелю з наконечником у гніздо для вимірювання струму в поточному діапазоні 10 A постійного струму.
- 4 - Гніздо „Ω“ – у гніздо для вимірювання напруги, опору або струму до 200 mA, вставте кінець

- чорвоного (позитивного) вимірювального провідника з наконечником.
- 5 – Гнізда „СОМ” – у гнізда вставте кінець чорного (негативного) випробувального свинцю з наконечником.

Технічні параметри

Дисплей: LCD , 1999 (3,5 цифри) з автоматичною індикацією полярності

Метод вимірювання: Подвійна інтеграція з двоканальним А/Д конвертером

Швидкість читання: 2–3 рази в секунду

Робоча температура і вологість: від 0 °C до 40 °C, <75 %

Температура та вологість зберігання: від -10 °C до 50 °C, відносна вологість <85 %

Живлення: 1x 9 В (6F22) батарейка

Запобіжники: F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm, F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm

Слабка батарейка: індикація за допомогою символу батарейки на дисплеї

Індикація перевищення діапазону: зображення чисел „OL” на LCD

Категорія вимірювання: CAT III (300 V)

Ступінь захисту: IP20

Розміри 28 x 138 x 70 mm

Вага: 141 g (включаючи батарейки)

Точність

Точність дається на один рік від калібрування приладу при температурі від 18 °C до 28 °C з відносною вологістю до 75 %.

Точність вимірювання задається у вигляді: $\pm [(\%) \text{ від діапазону}] + [\text{найнижчі дійсні цифри}]$.

Постійна напруга (DC)

Діапазон	Відмінність	Точність
200 мВ	100 µV	$\pm(0,5\% + 5)$
2 В	1 мВ	
20 В	10 мВ	$\pm(0,8\% + 5)$
200 В	100 мВ	
300 В	1 В	$\pm(1\% + 5)$

Вхідний імпеданс: 1 МΩ

⚠️ Макс. дозволена вхідна напруга: 300 В постійного струму

Змінна напруга (AC)

Діапазон	Відмінність	Точність
200 В	100 мВ	$\pm(1,2\% + 10)$
300 В	1 В	

Діапазон частот: від 40 Гц до 400 Гц

⚠️ Максимальна вхідна напруга: 300 В змінного струму

Примітка: Тут говориться про середнє каліброване ефективне синусоїдне проходження.

Постійний струм (DC)

Діапазон	Відмінність	Точність
20 µA	0,01 µA	$\pm(1,2\% + 5)$
200 µA	0,1 µA	
2 000 µA	1 µA	$\pm(1\% + 5)$
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	$\pm(1,2\% + 5)$
10 A	10 mA	$\pm(2\% + 5)$

Захист від перевантаження:

Діапазон µA і mA запобіжник F 250 mA/300 V

Діапазон 10 A запобіжник F 10 A/300 V

Максимальний вхідний струм:

Гнізда V_{mA} макс. 200 mA

Гнізда 10 A макс. 10 A

При вимірюванні струму більш 2 A; довжина вимірювання має бути не більше 10 см і наступне вимірювання повторіть тільки через 15 хвилин!

Опір

Діапазон	Відмінність	Точність
200 Ω	0,1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	$\pm(1,2\% + 5)$
2 MΩ	1 kΩ	

Напруга розімкнутого контура: макс 1 В

Перевірка діодів і безперервності контурів

Діапазон	Опис	Примітка
→	На дисплеї зобразиться приблизна напруга діода в прохідному напрямку.	Напруга без навантаження: 2,2 В
•))	Вбудований зуммер сигналізує, що опір в контурі менше 20 Ω. Якщо опір становить від 20 Ω до 150 Ω, звуковий сигнал може зазвучати але не обов'язково, що зазвучить. Якщо опір більше 150 Ω, зумер не зазвучить.	Напруга без навантаження: 2,2 В

Вимірювання напруги постійної напруги

- Підключіть червоний вимірювальний провідник до гнізда позначеного V_{mA} , а чорний провідник до гнізда, що позначене „СОМ”.
- Круговим перемикачем перемініть на функцію, котра позначена V_{mA} . Виберіть діапазон вимірювання та підключіть вимірювальні наконечники до місця або контуру, де будете вимірювати постійну напругу.

⚠️ Якщо заздалегідь невідомий діапазон напруги, встановіть найбільший діапазон і поступово при вимірюванні його знижуйте.

3. Увімкніть живлення пристрою, який потрібно вимірювати. На дисплей відображається значення напруги та полярності відносно червоного вимірювального наконечника.

⚠ Якщо діапазон 300 В перевищено, негайно припиніть вимірювання. В іншому випадку загрожує пошкодження мультиметра та враження електричним струмом.

Вимірювання змінної напруги

1. Підключіть червоний вимірювальний провідник до гнізда, позначеного VmA , а чорний провідник до гнізда позначеного „COM“.
2. Круговим перемикачем перемикніть на функцію, котра позначена $V\sim$. Виберіть діапазон вимірювання та під'єднайте вимірювальні наконечники до місця або контуру, де будете вимірювати змінну напругу.

⚠ Якщо заздалегідь невідомий діапазон напруги, встановіть найбільший діапазон і поступово при вимірюванні його знижуйте.

3. Увімкніть живлення пристрою, який потрібно вимірювати. На дисплей відображається значення напруги та полярності відносно червоного вимірювального наконечника.

⚠ Якщо діапазон 300 В перевищено, негайно припиніть вимірювання. В іншому випадку загрожує пошкодження мультиметра та враження електричним струмом.

Вимірювання постійного струму

1. Підключіть червоний вимірювальний провідник до гнізда позначеного VmA , а чорний провідник до гнізда позначеного „COM“. Якщо вимірюваний струм знаходиться в діапазоні від 200 мА до 10 А, вставте кінець червоного вимірювального наконечника у гніздо, що позначено „10 A“.
2. Круговим перемикачем перемикніть на функцію, котра позначена $A\text{--}$.
3. Мультиметр підключіть до серії контуру, де потрібно виміряти струм, увімкніть живлення вимірюваного пристрою.
4. На дисплей зобразиться вимірюне значення струму і полярність по відношенню до червоного вимірювального наконечника

⚠ Пристосом ніколи не вимірюйте струм там, де напруга без навантаження в розімкнутому контурі вища ніж 300 В.

Вимірювання струму при високих напругах холостого ходу може привести до пошкодження пристрою (спалення запобіжника, електричному разряду), також ураження електричним струмом!

Вимірювання опору

1. Підключіть червоний вимірювальний кабель до гнізда позначеного VmA , а чорний провідник в гніздо позначенням „COM“.

2. Круговим перемикачем перемикніть в положення означене Ω . Виберіть діапазон вимірювання. Перш ніж виміряти опір в контурі, вимкніть джерело живлення підключене до контура, і розрідіть всі високовольтні конденсатори. Це дозволить уникнути можливого пошкодження мультиметра.

3. Вимірювальні наконечники підключіть до пристрою або контуру, де будете вимірювати опір.
4. На дисплей зобразиться вимірюні параметри вимірюваного опору.

Примітка:

1. При вимірюванні опору величина більше 1 МОм необхідно почекати кілька секунд, щоб вимірюне значення стабілізувалося.
2. При не закритому контурі зобразиться символ „OL“, якщо перевищено діапазон. Перед тим, як виміряти опір, переконайтесь, що вимірюваний б'єт відключений від джерела живлення, і всі конденсатори повністю розряджені.

Тест діода

1. Підключіть кінцівку червоного вимірювального провідника до гнізда позначеного VmA , а чорний провідник до гнізда позначеного „COM“.
2. Круговим перемикачем перемикніть на функцію позначену $\text{D}\text{--}$.
3. Прикладіть червоний вимірювальний наконечник до анода діода, а чорний вимірювальний наконечник прикладіть до катода діода.
4. На дисплей відображається напруга в мВ для проходного напрямку діода. При зміні полярності на дисплей зобразиться „OL“.

Тест безперервності контурів

1. Підключіть кінцівку червоного вимірювального провідника до гнізда позначеного VmA , а чорний провідник до гнізда позначеного „COM“.
2. Круговим перемикачем перемикніть на функцію позначену $\bullet\text{--}$.
3. Підключіть вимірювальні наконечники до вибраних провідників контуру або пристрою. Якщо опір менше 20 Ω , пролунає звуковий сигнал.

Примітка: Перед вимірюванням переконайтесь, що вимірювальний контур відключений від джерела живлення, і всі конденсатори повністю розряджені.

Заміна батарейки

Коли на дисплей з'явиться символ $\text{E}\text{--}$, батарейку необхідно замінити. Для заміни батарейки використовуйте відповідну викрутку. Перед заміною батарейки вимірювальні наконечники повинні бути від'єднані від вимірювального контура або пристрою, а круговий перемикач буде у положенні OFF. Відгвинтіть задню кришку.

Замініть батарейку новою 1x9 В тип 6F22. Використовуйте тільки лужні батарейки. Не використовуйте зарядні батарейки.

Дотримуйтесь полярності вставленнях батарейок. Після заміни батареїки, насадіть кришку та її прикрутіть.

Заміна запобіжника

Якщо запобіжник розплавиться, це в основному запричинено неправильним обслуговуванням. Мультиметр використовує запобіжники з такими параметрами:

F 250 mA/300 V, Ø 5x20 mm, F 10 A/300 V, Ø 5x20 mm. Запобіжник розташований під кришкою батареїки. Завжди замінійте запобіжник тим же типом і параметрами. Насадіть кришку батареїки та обережно її закріпіть.

Щоб замінити запобіжник F 10 A/L 300 V, зверніться до сервісного центру.

Перед заміною запобіжника, вимірювальні наконечники повинні бути від'єднані від вимірювального контура або пристрою, а круговий перемикач повинен бути у положенні OFF.



Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітям), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користуванням споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно дивитися за дітьми, та забезпечити так, щоб вони з пристроям не гралися.



Не викидуйте електричні пристрої як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ на місцем проживання. Якщо електричний пристрій розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошикувати ваше здоров'я.

Технічну допомогу можливо отримати від постачальника:

EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

ROJMD | Multimetru digital

Înaintea folosirii multimetrului MD-210 citiți cu atenție acest manual de utilizare. În acesta sunt evidențiate pasajele importante, care privesc principiile de operare și siguranță cu acest aparat. Evitați astfel accidente posibile prin electrocutare sau deteriorarea aparatului.

Multimetru a fost proiectat în conformitate cu norma IEC-61010, care se referă la aparatele electronice de măsurare încadrate în categoria (CAT III 300 V), nivel de poluare 2.

Categoria CAT III este destinată măsurării circuitelor din echipament alimentat prin instalatie fixă, cum sunt relee, prize, panouri de distribuție, alimentatoare și circuite de ramificare scurte și sisteme de iluminat din clădiri mari.

- ~ curent alternativ (AC)
- curent continuu (DC)
- curent alternativ sau continuu (AC/CD)
- împărțire
- izolație dublă
- + baterie descărcată
- diodă
- siguranță
- ▲ atenționare
- △ pericol de electrocutare
- € produsul îndeplinește normele UE aplicabile

⚠ Acest simbol înseamnă: avertizare, risc de pericol. Studiați acest manual în toate cazurile unde este utilizat acest semn!

⚠ Acest simbol indică pericol de electrocutare.

⚠ ATENȚIONARE

Respectați în special următoarele instrucțiuni:

- Înainte de începerea utilizării multimetru controlați cu atenție dacă aparatul nu este deteriorat. În cazul constatării deteriorării vizibile pe corpul aparatului, nu efectuați niciun fel de măsurători! Verificați dacă suprafața multimeterului nu este zgâriată și dacă îmbinările laterale nu sunt desfăcute.
- Nu măsurăți tensiunea mai mare de 300 V, sau curentul mai mare de 10 A!
- Borna „COM“ trebuie conectată întotdeauna la solul de referință măsurat.
- Verificați, de asemenea, sondele de măsurare. Izolație pe sondele de măsurare să nu fie deteriorată vizibil. În cazul izolației deteriorare există pericol de electrocutare. Nu folosiți, de aceea, sondele de măsurare deteriorate.
- Nu folosiți multimeterul la constatarea unor rezultate de măsurare anormale. Acestea pot fi provocate de siguranță întreruptă. Dacă nu sunteți siguri de cauza defectiunii, contactați centru de service.
- Nu utilizați și nu depozitați multimeterul în mediu cu temperatură ridicată, praf și umiditate. Nu recomandăm utilizarea aparatului în mediul în care ar putea exista câmp magnetic puternic sau unde există pericol de explozie sau incendiu.
- Nu măsurăți cu multimetru tensiuni (și curenti) mai mari, decât cele indicate pe panoul frontal al multimeterului. Există pericol de electrocutare și deteriorare a multimeterului!

- Înaintea de utilizare verifică dacă multimetrul funcționează corect. Testați circuitul ale căruia mărimi electrice le cunoașteți.
- Înaintea conectării multimetrului la circuitul, a căruia tensiune intenționată să o măsurăți, opriți alimentarea acestui circuit.
- La înlocuirea pieselor multimetrului (de ex. bateria, siguranța) folosiți întotdeauna piese de schimb de același tip și specificație. Înlocuirea o efectuați cu multimetrul oprit și deconectat.
- Nu modificați în niciun fel circuitele interne ale multimetrului!
- Acordați atenție sporită la măsurarea tensiunii mai mari de 30 V AC rms, 42 V valorilor de vârf sau 60 V DC. Există pericol de electrocutare!
- Dacă folosiți sondele de măsurare, asigurați-vă că le apăcați cu mâna în locul indicat.
- Înaintea deschiderii capacului multimetrului deconectați sondele de măsurare de la circuitul testat.
- Nu efectuați măsurarea dacă capacul multimetrului este îndepărtat sau destrâns.
- Înlocuiți imediat bateria la apariția pe ecran a indicatorului de semnalizare a bateriei descărcate . În caz contrar se poate ajunge la situația, când măsurările efectuate ulterior vor fi eronate. Aceasta poate duce la rezultate false și deformate ale măsurării, având ca urmare accidente prin electrocutare!

ATENȚIONARE

Folosiți multimetrul MD-210 doar astfel, cum este specificat mai jos. În caz contrar ar putea fi periclitată integritatea aparatului ori sănătatea dumneavoastră. Respectați următoarele instrucțiuni:

Înainte de efectuarea măsurării rezistenței, diodelor sau curentului, deconectați circuitele de la sursele de energie și descărcați condensatorii de înaltă tensiune.

Înaintea măsurării asigurați-vă că selectorul circular al gamei este reglat în poziție corectă. În niciun caz nu efectuați niciun fel de modificări la gama de măsurare (prin rotirea selectorului circular al programelor de măsurare) în timpul măsurării! Aceasta ar putea provoca deteriorarea aparatului. Dacă veți măsura curentul, verificați siguranța multimetrului și deconectați alimentarea circuitului înainte de conectarea multimetrului.

Când efectuați măsurarea, conectați mai întâi conectorul negru (sonda), iar apoi conectorul roșu (sonda). Când deconectați conductoarele de testare, deconectați mai întâi conductorul roșu.

Indicații de întreținere a multimetrului

Atenționare

Nu încercați să reparați ori să modificați în orice fel multimetrul, dacă nu sunteți calificat pentru o

semenea activitate și dacă nu aveți la dispoziție aparatelor de calibrare necesare.

Pentru a preveni accidentarea prin electrocutare, evitați pătrunderea apei în interiorul multimetrului!

- Înaintea deschiderii capacului multimetrului, deconectați sondele de măsurare de la circuitul testat.
- Curătați regulat corpul multimetrului cu cârpă umedă și detergent fin. Curățarea o efectuați doar cu multimetrul oprit și deconectat.
- La curățare nu folosiți diluantă sau mijloace abrazive!
- Dacă nu folosiți multimetrul timp mai îndelungat, opriți-l și scoateți baterile.
- Nu lăsați multimetrul în locuri cu umiditate și temperatură ridicată sau mediu cu câmp magnetic puternic!

Descrierea aparatului

Multimetrul MD-210 este un aparat compact, cu un ecran de 3,5 cifre. Este destinat pentru măsurarea tensiunii continue și alternative, curentului continuu, rezistenței, testării diodelor și verificării sonore a conductibilității și circuitelor. Multimetrul oferă protecție la suprasarcină și indică nivelul scăzut al bateriei. Utilizarea ideală a multimetrului este de ex. în ateliere, laboratoare și gospodărie.

Imaginea frontală a multimetrului

- 1 – Ecran – Afisează 3,5 cifre și afișajul maxim este 1999
- 2 – Comutatorul gamelor de măsurare – servește la selecțarea gamei solicitate ori pornirea și oprirea multimetrului. Oprită multimetrul, dacă nu îl folosiți (poziția OFF). Bateria nu se va descărca și va rezista mult.
- 3 – Mufa „10 A“ – la mufă conectați fișa conducto- rului de măsurare roșu (pozitiv) cu sonda pentru măsurarea curentului în gama de curent 10 A DC.
- 4 – Mufa „Ω“ – la mufă conectați fișa conducto- rului de măsurare roșu (pozitiv) cu sonda pentru măsurarea tensiunii, rezistenței sau curentului până la 200 mA.
- 5 – Mufa „COM“ – la mufă conectați fișa conduc- torului de măsurare negru (negativ) cu sondă.

Parametri tehniči

Ecranul: LCD, 1999 (3,5 cifre) cu indicarea auto- mată a polarității

Metoda de măsurare: integrare dublă descendente cu convertor A/D

Viteza de citire: 2-3x pe secundă

Temperatura și umiditatea de funcționare: 0 °C la 40 °C <75 %

Temperatura și umiditatea de depozitare: -10 °C la 50 °C, umiditate relativă <85 %

Alimentarea: baterie 1x 9 V (6F22)

Siguranțe: F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm,

F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm

Baterie slabă: indicarea cu ajutorul simbolului bateriei pe ecran
 Indicarea depășirii gamei: afișarea inscripției „OL” pe LCD
 Categoriea de măsurare: CAT III (300 V)
 Grad de protecție: IP20
 Dimensiuni 28 x 138 x 70 mm
 Greutate: 141 g (baterie atașată)

Precizia

Precizia este specificată pe perioada unui an de la calibrarea aparatului de la 18 °C la 28 °C și umiditatea relativă până la 75 %.

Precizia măsurării este dată sub forma: $\pm [(\%) \text{ din gamă} + (\text{cifre minime valabile})]$.

Tensiune continuă (DC)

Gamă	Rezoluție	Precizie
200 mV	100 μ V	$\pm[0,5\% + 5]$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm[0,8\% + 5]$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm[1\% + 5]$

Impedanță intrare: 1 MΩ

⚠️ Tensiune intrare maximă: 300 V DC

Tensiune alternativă (AC)

Gamă	Rezoluție	Precizie
200 V	100 mV	$\pm[1,2\% + 10]$
300 V	1 V	

Gama de frecvențe: 40 Hz la 400 Hz

⚠️ Tensiune intrare maximă: 300 V AC

Mențiune: Este vorba de o valoare medie, corespunzătoare unei efective sinusoidale calibrate.

⚠️ Tensiune max. intrare: 300 V AC rms

Curent continuu (DC)

Gamă	Rezoluție	Precizie
20 μ A	0,01 μ A	$\pm[1,2\% + 5]$
200 μ A	0,1 μ A	
2 000 μ A	1 μ A	$\pm[1\% + 5]$
20 mA	10 μ A	
200 mA	100 μ A	$\pm[1,2\% + 5]$
10 A	10 mA	$\pm[2\% + 5]$

Protecție la suprasarcină:

Gama μ A și mA siguranță F 250 mA/300 V

Gama 10 A siguranță F 10 A/300 V

Curent intrare maxim:

Mufa $\frac{\text{VmA}}{\Omega}$ max. 200 mA

Mufa 10 A max. 10 A

La măsurarea curentului mai mare de 2 A; durata măsurării trebuie să fie de maxim 10 secunde, iar altă măsurare se poate repeta peste 15 minute!

Rezistență

Gamă	Rezoluție	Precizie
200 Ω	0,1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	$\pm(1,2\% + 5)$
2 MΩ	1 kΩ	

Tensiunea circuitului deschis: max 1 V

Testul diodelor și al continuității circuitelor

Gamă	Descriere	Mențiune
►	Pe ecran apare tensiunea aproximativă a diodei în sensul admis.	Tensiune fără sarcină: 2,2 V
•))	Buzerul încorporat semnalizează că rezistența în circuit este mai mică de 20 Ω. Când rezistența este între 20 Ω și 150 Ω, buzzerul poate să trebuiască să sună. Când rezistența este mai mare de 150 Ω, buzzerul nu sună.	Tensiune fără sarcină: 2,2 V

Măsurarea tensiunii continue

1. Conectați fișa conductorului roșu de măsurare în mufa marcată „ $\frac{\text{VmA}}{\Omega}$ “ iar conductorul negru în mufa marcată „COM“.

2. Cu selectorul circular comutați pe funcția marcată $V_{\text{--}}$. Selectați gama de măsurare și conectați sondele de măsurare la locul sau circuitul, unde veți măsura tensiunea continuă.

⚠️ Dacă nu cunoașteți dinainte gama de tensiune, selectați gama maximă și reduceți treptat în timpul măsurării.

3. Porniți alimentarea dispozitivului măsurat. Pe ecran se va afișa valoarea tensiunii și polaritatea vizând sonda de măsurare roșie.

⚠️ În cazul depășirii gamei 300 V încheiați imediat măsurarea. În caz contrar, există riscul deteriorării multimetrului și electrocutării.

Măsurarea tensiunii alternative

1. Conectați fișa conductorului roșu de măsurare în mufa marcată „ $\frac{\text{VmA}}{\Omega}$ “ iar conductorul negru în mufa marcată „COM“.

2. Cu selectorul circular comutați pe funcția marcată $V_{\text{~}}$. Selectați gama de măsurare și conectați sondele de măsurare la locul sau circuitul, unde veți măsura tensiunea alternativă.

⚠️ Dacă nu cunoașteți dinainte gama de tensiune, selectați gama maximă și reduceți treptat în timpul măsurării.

3. Porniți alimentarea dispozitivului măsurat. Pe ecran se va afișa valoarea tensiunii și polaritatea vizând sonda de măsurare roșie.

⚠ În cazul depășirii gamei 300 V încheiați imediat măsurarea. În caz contrar, există riscul deteriorării multimetru și electrocucării.

Măsurarea curentului continuu

1. Conectați fișa conductorului roșu de măsurare în mufa marcată „” iar conductorul negru în mufa marcată „COM”. Dacă curentul măsurat este în intervalul 200 mA la 10 A conectați fișa sondei de măsurare roșii în mufa marcată „10 A”.
2. Cu selectorul circular comutați pe funcția marcată .
3. Conectați multimetru la seria circuitelor în care doriti să măsurați curentul, porniți alimentarea dispozitivului măsurat.
4. Pe ecran se va afișa valoarea curentului măsurat și polaritatea vizând sonda de măsurare roșie.

⚠ În niciun caz nu măsurați cu acest aparat curentul acolo, unde tensiunea în gol în circuitul deschis este mai mare de 300 V. Măsurarea curentului în cazul tensiunii în gol mai mari poate să ducă la deteriorarea aparatului (arderea siguranței, soc electric) eventual la electrocucăre!

Măsurarea rezistenței

1. Conectați fișa conductorului roșu de măsurare în mufa marcată „” iar conductorul negru în mufa marcată „COM”.
2. Cu selectorul circular comutați pe funcția marcată Ω . Selectați gama de măsurare. Opriti sursa de alimentare conectată la circuit și descărcați toți condensatorii de înălță tensiune înainte de măsurarea rezistenței în circuit. Prin aceasta evitați deteriorarea posibilă a multimetruului.
3. Conectați sondele de măsurare la dispozitiv ori circuitul în care veți măsura rezistență.
4. Pe ecran apare valoarea rezistenței măsurate.

Mențiune:

1. *În cazul măsurării rezistenței cu valoarea mai mare de 1 MΩ, trebuie să așteptați câteva secunde, până se stabilizează valoarea măsurată.*
2. *La circuitul deschis apare inscripția "OL" ca la depășirea gamei. Înaintea măsurării rezistenței, asigurați-vă că obiectul măsurat este deconectat de la alimentare și toți condensatorii sunt complet descărcați.*

Testul diodelor

1. Conectați fișa conductorului roșu de măsurare în mufa marcată „” iar conductorul negru în mufa marcată „COM”.
2. Cu selectorul circular comutați pe funcția marcată .

3. Ataşați sonda de măsurare roșie la anodul diodei iar sonda de măsurare neagră la catodul diodei.
4. Pe ecran apare tensiunea în mV pentru sensul admis al diodei. În cazul inversării polarității pe ecran apare "OL".

Testul continuității circuitelor

1. Conectați fișa conductorului roșu de măsurare în mufa marcată „” iar conductorul negru în mufa marcată „COM”.
2. Cu selectorul circular comutați pe funcția marcată .
3. Conectați sondele de măsurare la circuitul măsurat ori dispozitiv. Dacă rezistența este mai mică de 20 Ω, va suna buzerul.

Mențiune: Înaintea măsurării rezistenței asigurați-vă că obiectul măsurat este deconectat de la alimentare și toți condensatorii sunt complet descărcați.

Înlăcuirea bateriei

Dacă pe ecran apare simbolul este necesară înlocuirea bateriei. Pentru înlocuirea bateriei folosiți o șurubelnită potrivită.

Înainte de înlocuire trebuie deconectate sondele de măsurare de la circuitul măsurat ori dispozitiv și comutatorul circular în poziția OFF.

Desurubați capacul din spate.

Înlăciți bateria cu alta nouă de 1x 9 V tip 6F22. Folosiți doar baterii alcătine. Nu folosiți baterii reîncărcabile.

Respectați polaritatea bateriilor introduce. După înlocuirea bateriei reasamblați și înșurubați capacul.

Înlăcuirea siguranței

Dacă se ajunge la topirea siguranței, aceasta se datorăză preponderent manipulării eronate. Multimetru utilizează sigurante cu următorii parametri: F 250 mA/300 V, ø 5×20 mm, F 10 A/300 V, ø 5×20 mm.

Siguranță se află sub capacul bateriei. Înlăcuirea siguranței o efectuați întotdeauna cu același tip și parametri. Ataşați capacul bateriilor și închideți cu grijă.

Pentru înlocuirea siguranței F 10 A L 300 V contactați centrul de service.

Înainte de înlocuirea siguranței trebuie deconectate sondele de măsurare de la circuitul măsurat ori dispozitiv și comutatorul circular în poziția OFF.



Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuflante împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de receptie și a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de receptie contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi într-o apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

Suportul tehnic se poate obține la furnizor:
EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Přerov, Czech Republic

LT | Skaitmeninis multimetras

Prieš pradėdami naudoti MD-210 multimetram atidžiai perskaitykite šį vadovą. Jame pateikiamas itin svarbi informacija dėl darbo saugos principų, taikytinų naudojant šį prietaisą. Skyriau tokia informacija yra pažymėta. Perskaicius vadovą sumažės galimo sveikatos sutrikdymo dėl elektros srovės ar prietaiso sugadinimo pavojus.

Multimetras sukurtais laikantis standarto IEC-61010, taikomo elektroniniams 2 taršos laipsnio matavimo prietaisams, priskiriameiems CAT III 300 V kategorijai. CAT III kategorijos prietaisai skirti grandinėms su stacionariu maitinimo šaltiniu, pvz., relijų lizdams, komutaciinėms spintoms, maitinimo šaltiniams, trumpoms atsišakojančioms grandinėms, apšvietimo sistemoms dideliuose pastatuose, matuoti.

- kintamoji srovė (KS)
- nuolatinė srovė (NS)
- kintamoji srovė ir nuolatinė srovė (KS/NS)
- žeminimas
- dviguba izoliacija
- išsekusi baterija
- diodas
- saugiklis
- ⚠ jspėjimas
- ⚠ elektros srovės sukeliamų sužalojimų pavojus
- € gaminys atinkina taikomus ES standartus

Šis simbolis reiškia: „dėmesio, pavojus“. Visuomet, kai aptinkamas šis simbolis, žr. vadovą!

Šis simbolis nurodo, kad galite patirti sužalojimą dėl elektros srovės.

⚠ DĒMESIO!

Būtinai laikykitės šių nurodymų:

- Prieš pradėdami naudoti multimetram, įsitikinkite, kad prietaisas nepažeista. Jei pastebite akivaizdžių pažeidimo pozymių ant prietaiso korpuso, juo nematuokite! Patirkinkite, ar multimetru paviršius nesubraižytas, šoninės jungties tvirtai laikosi.

- Nematuoikite aukštinesnės nei 300 V įtampos ar stipresnės nei 10 A srovės!
- Jungtis COM visuomet turi būti prijungta prie žeminimo sistemos.
- Taip pat patirkinkite matavimo antgalius. Ant matavimo antgalų turi nebūti matytu pažeidimų. Dėl pažeistos izoliacijos atsiraže elektrros srovės nuotekis gali sužaloti. Nenaudokite pažeistų matavimo antgalų.
- Jei pastebite, kad multimetras rodo keistus rodmenis, jo nebaudokite. Taip gali nutikti dėl sugedusio saugiklio. Jei nesate tikri dėl gedimo priežasties, kreipkitės į priežiūros centrą.
- Nenaudokite ir nelaikykite multimetro aplinkoje, kurioje karšta, daug dulkių ar labai drėgna. Prietaiso taip pat nerekomenduojama naudoti aplinkoje, kurioje gali būti stiprus magnetinis laukas arba sprogimo ar gaisro pavojus.
- Nematuokite įtampas, kuri yra didesnė nei nurodytoji ant multimetro prieškinio skydelio. Elektros srovės sukeliamu sužalojimo arba multimetro gedimo pavojus!
- Prieš naudodami patirkinkite, ar multimetas veikia tinkamai. Išbandykite matuodami grandinę, kurios elektros vertes žinote.
- Prieš prijungdami multimetra prie grandinės, kurią matuosite, išjunkite grandinės maitinimą.
- Jei reikia pakeisti multimetro dalį (pvz., bateriją, saugiklį), naudokite tokio pat tipo ir specifikacijų dalis. Dalis keiskite tik tuomet, kai multimetas atjungtas ir išjungtas.
- Nekeiskite ir kitaip netrikdykite multimetro vidinių grandinių!
- Būkite itin atidūs matuodami didesnę nei 30 V KS rms, 42 V pikinę arba 60 V NS įtampą. Elektros srovės sukeliamu sužalojimo pavojus!
- Naudodami matavimo antgalius nepamirškite jų suimiti už pirstams skirtų užtvarelių.
- Prieš atidarydami multimetru korpusą, atjunkite matavimo antgalius nuo tikrinamos grandinės.
- Nematuokite, jei multimetro korpusas nuimtas ar pažeistas.
- Ekrane atsiradus senkančios baterijos simbolui pakeiskite bateriją. Antrajai matavimai gali būti netikslii. Netikslii matavimai gali lemti elektros srovės sukeliamus sužalojimus!

⚠ DĒMESIO

MD-210 multimetram naudokite tik toliau nurodytais tikslais. Antrajai prietaisais gali sugesti, o jūs – susizaloti. Laikykites šių nurodymų:

Prieš matuodami varžą, diodus ar srovę, atjunkite grandines nuo maitinimo šaltinio ir iškraukite aukštos įtampos kondensatorius.

Prieš matuodami įsitikinkite, kad apskritas matavimo diapazono jungiklis yra tinkamoje padėtyje. Jokių būdu nekeiskite matavimo diapazono (nejudinkite apskritu jungikliu) matuodami. Taip galite sugadinti prietaisą.

Jei matuosite srovės stiprių, patikrinkite multimetero saugiklį ir išjunkite grandinės maitinimo šaltinių prieš prijungdami multimeterą.

Matuodami pirmiausia prijunkite juodą laidininką (antgalį), paskui raudoną. Atjungdami tikrinamus laidininkus pirma atjunkite raudoną antgalį.

Techninės priežiūros instrukcijos

⚠ Dėmesio

Jei nesate kvalifikuoti ar neturite reikiamas kalibravimo įrangos, jokiu būdu nebandykite taisyti ar modifikuoti multimeterą.

Saugokite, kad į multimetero vidų nepatektų vandens, antraip galite patirti elektros smūgį!

- Prieš atidarydami multimetero korpusą, atjunkite matavimo antgalius nuo tikrinamos grandinės.
- Reguliariai valykite multimetero korpusą drėgnumu audinių ir švelnių valiklių. Valykite tik tuomet, kai multimeteras atjungtas ir išjungtas.
- Valydami nenaudokite braižančių medžiagų ar tirpiklių!
- Jei ilgą laiką nenaudosite multimetero, ji išjunkite ir išsimkite baterijas.
- Nelaikykite multimetero ten, kur labai drėgna, karšta arba yra stiprus magnetinis laukas!

Prietaiso aprašas

MD-210 multimeteras yra kompaktiškas prietaisas su 3,5 skaitmenų ekrano. Jis skirtas nuolatinei ir kintamajai srovei, įtampai, varžai, temperatūrai matuoti, diodams tikrinti ir garsiniams grandinių ir laidininkų vienitumso tikrinimui atlikti. Multimeteras užtikrina apsaugą nuo perkrovos ir informuoja apie senkančią bateriją. Jis idealiai tinkta naudoti dirbtuvėje, laboratorijoje ar namuose.

Multmetro vaizdas iš prieško

- Ekranas – rodo 3,5 skaitmenis, didžiausia rodoma vertė 1999.
- Funkcijos ir intervalo jungiklis – leidžia pasirinkti funkcijas ir norimą intervalą, įjungia arba išjungia multimeterą. Jei nenaudojate multimeterą, išjunkite ji. Tuomet ilgiu tarnaus baterija.
- 10 A lizdas – raudonam (teigiamam) matavimo antgalui prijungti ir srovei matuoti 10 A NS srovės intervale.
- $\frac{V}{mA}$ lizdas – raudonam (teigiamam) matavimo antgalui prijungti ir įtampai, varžai ar srovei iki 200 mA matuoti.
- COM lizdas – raudonam (teigiamam) matavimo antgalui prijungti.

Specifikacijos

Ekranas: skystųjų kristalų, 1999 (3,5 skaitmens), su automatišku poliškumo indikacija

Matavimo būdas: dvigubo nuolydžio integracija su KS-NS keitikliu

Nuskaitymo dažnis: 2–3 k. per sekundę

Darbinė temperatūra ir drėgmė: Nuo 0 °C iki 40 °C, <75 %

Laikymo temperatūra: nuo -10 iki 50 °C, santykinė drėgmė <85 %

Maitinimo šaltinis: 1x 9 V (6F22) baterija

Saugikliai: F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm,

F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm

Įspėjimas apie senkančią bateriją: ekrane rodomas baterijos simbolis

Viršijamo matavimo intervalo indikacija: skystujų kristalų ekrane rodomas simbolis OL

Matavimo kategorija: CAT III (300 V)

Korpelas: IP20

Matmenys: 28 × 138 × 70 mm

Svoris: 141 g (su baterija)

Tikslumas

Nurodytas tikslumas užtikrinamas vienus metus nuo prieitaiso kalibravimo, naudojant 18–28 °C temperatūrą ir iki 75 % santykinėje drėgmėje.

Matavimo tikslumas nurodomas kaip: ± [(rodmens %) + (mažiausias tinkamas skaitmuo)].

NS įtampa

Intervalas	Raiška	Tikslumas
200 mV	100 µV	±(0,5 % + 5)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	±(0,8 % + 5)
200 V	100 mV	
300 V	1 V	±(1 % + 5)

Ivesties varža: 1 MΩ

⚠ Didžiausia ivesties įtampa: 300 V NS

KS įtampa

Intervalas	Raiška	Tikslumas
200 V	100 mV	
300 V	1 V	±(1,2 % + 10)

Dažnio intervalas: nuo 40 iki 400 Hz

⚠ Didžiausia ivesties įtampa: 300 V KS

Pastaba. Vertė yra vidutinė vertė, atitinkanti sukalibruotą momentinę sinusoidės vertę.

Nuolatinė srovė (NS)

Intervalas	Raiška	Tikslumas
20 µA	0,01 µA	±(1,2 % + 5)
200 µA	0,1 µA	
2 000 µA	1 µA	±(1 % + 5)
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	±(1,2 % + 5)
10 A	10 mA	±(2 % + 5)

Apsauga nuo perkrovos:

µA ir mA intervalas: F 250 mA/300 V saugiklis

10 A intervalas: F 10 A/300 V saugiklis

Didžiausia jėjimo srovė srovė:

VmA lizdas: daugiausia 200 mA

10 A lizdas: daugiausia 10 A

Kai matavimo srovės didesnės nei 2 A: matavimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 10 sekundžių, matavimą galima kartoti tik po 15 minučių!

Varža

Intervalas	Raiška	Tikslumas
200 Ω	0.1 Ω	$\pm(1.2\% + 5)$
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	

Atviros grandinės įtampa: daugiausia 1 V

Diodų ir grandinės vientisumos tikrinimas

Intervalas	Apaščia	Pastaba
→	Ekrane bus rodoma apytikrė diodo įtampa srovės tekėjimo kryptimi.	Įtampa be apkrovos: 2,2 V
•))	Integruotasis garsinis signalas išspėja, kad grandinės varža yra mažesnė nei 20 Ω. Jei varža yra 20–150 Ω, garsinis signalas gali skambėti arba neskambėti. Jei varža didesnė nei 150 Ω, garsinis signalas neskambės.	Įtampa be apkrovos: 2,2 V

Nuolatinės srovės įtampos matavimas

- Ikiškite raudono matavimo laidininko kištuką į V_{mA} lizdą, o juodo laidininko kištuką – į COM lizdą.
- Pasukite apskritą jungiklį iki funkcijos, pažymėtos V_{\sim} . Pasirinkite matavimo intervalą ir prijunkite matavimo antgalius prie grandinės ar taško NS įtampos matavimo vietų.

⚠ Jei iš anksto nežinote įtampos diapazono, nustatykite didžiausią įmanomą ir matuodami palaiapsniui mažinkite.

3. Ijunkite prietaisą, kurį norite matuoti. Ekrane bus rodoma įtampa ir poliškumas.

⚠ Jei įtampa viršija 300 V intervalą, nedelsdami nutraukite matavimą. Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį ir sugadinti multimetrą.

Kintamosios srovės įtampos matavimas

- Ikiškite raudono matavimo laidininko kištuką į V_{mA} lizdą, o juodo laidininko – į COM lizdą.
- Pasukite apskritą jungiklį iki funkcijos, pažymėtos V_{\sim} . Pasirinkite matavimo intervalą ir prijunkite matavimo antgalius prie grandinės ar taško KS įtampos matavimo vietų.

⚠ Jei iš anksto nežinote įtampos diapazono, nustatykite didžiausią įmanomą ir matuodami palaiapsniui mažinkite.

3. Ijunkite prietaisą, kurį norite matuoti. Ekrane bus rodoma įtampa ir poliškumas.

⚠ Jei įtampa viršija 300 V intervalą, nedelsdami nutraukite matavimą. Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį ir sugadinti multimetrą.

Nuolatinės srovės matavimas

- Ikiškite raudono matavimo laidininko kištuką į V_{mA} lizdą, o juodo laidininko – į COM lizdą. Jei matuojama įtampa yra tarp 200 mA ir 10 A, raudoną matavimo laidininką prijunkite prie 10 A lizdo.
- Pasukite apskritą jungiklį iki funkcijos, pažymėtos A_{\sim} .
- Multimetras nuosekliai prijunkite prie grandinės, kurią norite matuoti, ir ijunkite matuojamo prietaiso maitinimą.
- Ekrane, atsižvelgiant į matavimo antgalius, bus rodoma matuojama srovė ir poliškumas.

⚠ Niekuomet nenaudokite prietaiso srovei matuoti, kai atviros grandinės įtampa be apkrovos yra didesnė nei 300 V.

Jei matuosite srovę, kai įtampa didesnė, galite pažeisti prietaisą (perdegis saugiklis, ikyvks elektros iškrova) ar susižaloti dėl elektros srovės!

Varžos matavimas

- Ikiškite raudono matavimo laidininko kištuką į V_{mA} lizdą, o juodo laidininko – į COM lizdą.
- Pasukite apskritą jungiklį iki funkcijos, pažymėtos Ω . Pasirinkite matavimo intervalą. Prieš matuodami grandinės varžą išjunkite grandinės maitinimą, iškraukite visus aukštos įtampos kondensatorius. Taip apsaugosite multimetram nuo pažeidimų.
- Prijunkite matavimo antgalius prie prietaiso ar grandinės, kur matuosite varžą.

Ekrane bus rodoma išmatuotoji varžos vertė.

Pastaba:

- Matuojant varžą, didesnę nei 1 MΩ, reikia palaukti kelias sekundes, kol išmatuotoji vertė stabilizuosis.
- Jei grandinė yra atvira, ekrane atsiras simbolis OL (kaip ir viršijus matavimo diapazoną). Prieš matuodami varžą, išsitinkite, kad matuojamas objektas yra atjungtas nuo maitinimo šaltiniu, o visi kondensatoriai visiškai iškrauti.

Diodų tikrinimas

- Ikiškite raudono matavimo laidininko kištuką į V_{mA} lizdą, o juodo laidininko kištuką – į COM lizdą.
- Pasukite apskritą jungiklį iki funkcijos, pažymėtos \rightarrow .
- Raudoną antgalį prijunkite prie diodo anodo, juodą – prie katodo.
- Ekrane bus mV rodoma įtampa srovės tekėjimo kryptimi. Sumaišius poliškumą, ekrane atsiras simbolis OL.

Grandinės vientisuomo tikrinimas

- Įkiškite raudono matavimo laidininko kištuką į lizdą, o juodo laidininko kištuką – į COM lizdą.
- Pasukite apskritą jungiklį iki funkcijos, pažymėtos »))».
- Prijunkite matavimo antgalius prie matuojamos grandinės ar prietaiso. Jei varža mažesnė nei 20 Ω, pasigirs garsinis signalas.

Pastaba. Prieš matuodami įsitikinkite, kad matuoja-ma grandinė yra atjungta nuo maitinimo šaltinio, o visi jos kondensatoriai visiškai iškrauti.

Baterijų keitimasis

Jei ekranā rodomas simbolis , bateriją reikia pakeisti. Keisdami baterijas naudokite tinkamą atsuktuvą.

Prieš keisdami baterijas atjunkite matavimo antgalius nuo matuojamos grandinės ar prietaiso, pasukite jungiklį į padėtį OFF (išjungta).

Atsukite galinį gaubtą.

Pakeiskite 9 V 6F22 bateriją nauja baterija. Naudokite tik šarminges baterijas. Nenaudokite jukraunamujų baterijų.

Atsižvelkite į tinkamą baterijų poliškumą. Paketę bateriją uždėkite gaubtą ir priveržkite varžtą.

Saugiklio keitimasis

Saugiklis dažniausiai perdega dėl netinkamo nau-dojimo. Multimetre galima montuoti šiu parametry saugiklius:

F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm, F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm.

Saugiklis yra po baterijų dangtelio. Perdegusj saugiklį visuomet keiskite tokio pat tipo ir parametry saugikliui. Uždékite bateriją gaubtą ir priveržkite.

Norėdami pakeisti F 10 A L 300 V saugiklį, susisiekite su techninės priežiūros centru.

Prieš keisdami saugiklį atjunkite matavimo antgalius nuo matuojamos grandinės ar prietaiso, pasukite jungiklį į padėtį OFF.



Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutimų arba protinę negalią, taip pat neturintiems patirties ir žinių, reikalingų, kad prietaisą būtų galima naudoti saugiai, nebent už tokią asmenų saugumą atsakingas asmuo juos priziūri arba nurodo, kaip naudotis prietaisu. Vaikai visada turi būti priziūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

Nemeskite kartu su būtinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamams atlie-koms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios su-teiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasi-mo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntuinius vandenis, o paskui į maisto grandinę, ir tokui būdu pakenkti žmonių sveikatai.

Techninę pagalbą galite gauti iš tiekėjo:

EMOS spol. s.r.o., Lipnická 2844, Prerov, Czech Republic

LV | Digitālais multimetrs

Pirms sākat lietot MD-210 multimetrū, rūpigi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tajā ir ūpaši svarīgi fragmenti attiecībā uz darba drošības principiem, lietojot ierīci. Šī informācija ir izcelta. Instrukcijas pārziņāšana ļauj novērst iespējamo traumu, ko var izraisīt elektriskā strāva, vai ierīces bojājums. Multimetrū ir izstrādāts saskaņā ar standartu IEC 61010, kas attiecas uz elektroniskajām mērīcēm, III kategorija (CAT III 300 V). 2. piesārņojuma pakāpe. CAT III kategorija ir paredzēta, lai izmērītu kēdes, kurus darbina ar fiksētu izejas strāvas padevi, pie-mēram, relejus, kontaktligzdās, sadales paneļus, barošanas blokus, tās sazarošanas kēdes, kā arī apgaismes sistēmas lielās ēkās.

maiņstrāva (AC)

līdzstrāva (DC)

maiņstrāva un līdzstrāva (AC/DC)

zemējums

divkārša izolācija

izlādejūšas baterijas

diode

drozinātājs

brīdinājums

risks gūt elektriskās strāvas radītus savainoju-mus

Izstrādājums atbilst piemērojamajiem ES stan-dartiem

Šis simbols nozīmē: brīdinājums, apdraudējuma risks. Visos gadījumos, kad ir izmantots šis simbols, izlasiet lietošanas instrukciju!

Šis simbols norāda, ka pastāv risks gūt elektris-kās strāvas radītās traumas.

△ UZMANĪBU!

Noteikti ievērojet turpmākos norādījumus:

- Pirms multimetra lietošanas pārliecinieties, ka ierīce nav bojāta. Ja ierīces korpusā ir acīmre-dzamas bojājuma pazīmes, neveiciet nekādus mērījumus! Pārbaudiet, vai multimetras virsmai nav skrāpējumu un vai sānu savienojumi nav atvienojušies.
- Nemēriet spriegumu, kas ir augstāks nekā 300 V, vai strāvu, kas ir augstāka nekā 10 A!
- Spailei „COM“ ir vienmēr jābūt pievienotai galvenajam zemējumam.
- Pārbaudiet arī mērīšanas uzgalus. Mērīšanas zonu izolācijai nedrīkst būt redzamas bojājumu pazīmes. Bojāta izolācija var izraisīt elektriskās

strāvas radītu traumu. Tādēļ nelietojet bojātas mērišanas zondes.

- Ja konstatējat, ka multimetrs veic neparedzētus mērījumus, pārtrauciet to lietot. Cēlonis var būt bojāts drošinātājs. Ja neesat pārliecīnāts par bojājuma cēloni, sazinieties ar pakalpojumu centru.
- Nelietojet un neglabājiet multimetru vidē ar augstu temperatūru, putekliem vai mitrumu. Nav ieteicams izmantot ierīci arī vidē ar iespējamiem spēcīgajiem magnetiskajiem laukiem vai eksplozijas un ugunsgrēka risku.
- Nemēriet spriegumu un strāvu, kas pārsniedz uz multimetra priekšējā paneļa norādīto. Elektriskās strāvas radītais traumas risks vai risks sabojāt multimetru!
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai multimetrs darbojas pareizi. Pārbaudiet kēdi ar pazistamām elektroenerģijas vērtībām.
- Pirms multimetra savienošanas ar kēdi, kuru plānojat mērit, izslēdziet kēdi strāvas padevi.
- Ja ir jānomaina multimetra daļas (piemēram, baterijas, drošinātāju), vienmēr izmantojiet viena veida un specifikācijas rezerves daļas. Mainiet daļas tikai tad, kad multimetrs ir atvienots un izslēgti.
- Nemanīriet vai citādi neiejaucieties multimetra iekšējā shēmā!
- Esiet īpaši uzmanīgi, ja mērišanas spriegums ir augstāks nekā 30 V AC vidējais kvadrātiskais spriegums, maksimāli 42 vai 60 V DC. Risks gūt elektriskās strāvas radītus savainojumus!
- Izmantojiet mērišanas uzgālus, satveriet un turiet tos aiz pirkstu aizsargbarjeras.
- Pirms multimetra korpusa atvēršanas atvienojiet mērišanas uzgālus no pārbaudāmās kēdes.
- Neveiciet mērījumus, ja multimetra korpuss ir nonemts vai valīgs.
- Nomainiet bateriju, tīklīdz ekrānā tiek parādīts izlādējušos bateriju brīdinājuma indikators . Pretējā gadījumā turpmākie mērījumi var būt neprecīzi. Nepareizi mērījumi var izraisīt elektriskās strāvas radītās traumas!

⚠️ UZMANĪBU!

Izmantojiet multimetru MD-210 tikai turpmāk norādītajā veidā. Pretējā gadījumā ierice var tikt bojāta vai arī lietotājs var gūt traumas. Ievērojet turpmākos norādījumus.

Pirms pretestības, diodes vai strāvas mērišanas atvienojiet strāvas kēdes no strāvas padeves un iztukšojet augstspreiguma kondensatorus.

Pirms mērišanas pārliecīnieties, ka mērišanas diapazona rīnķeida slēdzis ir pareizā pozīcijā. Nekādā gadījumā nedrīkst veikt izmaiņas mērišanas diapazonā (pārvietojot rīnķeida slēdzi mērišanas programmām) mērišanas laikā. Tādējādi var tikt bojāta ierīce.

Ja plānojat mērit strāvu, pārbaudiet multimetra drošinātāju un izslēdziet strāvas padevi kēdei pirms multimetra pievienošanas.

Veicot mērišanu, vispirms pievienojet melno elektrisko vadītāju (zondi) un pēc tam – sarkanu vadītāju (zondi). Atvienojot pārbaudes elektriskos vadītājus, vispirms atvienojiet sarkanu.

Apkopes instrukcija

⚠️ Uzmanību!

Nemēģiniet nekādā veidā labot vai modificēt multimetru, ja neesat kvalificēti to darīt vai jums nav pieejams nepieciešamais kalibrēšanas aprīkojums. Lai nepieļautu elektriskās strāvas radītās traumas, nodrošiniet, lai ūdens neiekļūtu multimetra iekšpusē!

- Pirms multimetra korpusa atvēršanas atvienojiet mērišanas uzgālus no pārbaudāmās kēdes.
- Regulāri tīriet multimetra korpusu ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli. Veiciet tīrišanu tikai tad, ja multimetrs ir atvienots un izslēgts.
- Nelietojet ierīci ar šķidinātājus un abrazīvus līdzekļus!
- Ja nelietojet multimetru ilgāku laiku periodu, izslēdziet to un izņemiet baterijas.
- Neuzglabājiet multimetru vietās ar lielu mitrumu un augstu temperatūru un vietās ar spēcīgu magnētisko lauku!

Ierīces apraksts

Multimetrs MD-210 ir kompakta ierīce ar 3,5 ciparu displeju. Tas ir paredzēts, lai izmērītu līdzspriegumu un maiņspriegumu, līdzstrāvu un maiņstrāvu, pretestību, temperatūru, pārbaudītu diodes un veiktu vadītspējas un kēžu audio testēšanu. Multimetrs nodrošina aizsardzību pret pārslodzi un informē lietotāju, ja baterijas enerģijas līmenis ir zems. Tas ir lielsi piemērots lietošanai, piemēram, darbnīcas, laboratorijās un mājsaimniecībās.

Multimetra priekšējais skats

- 1 – Ekrāns – attēlo 3,5 ciparus, maksimālā vērtība „1999”
- 2 – Funkciju un diapazona slēdzis – lauj izvēlēties funkcijas un vēlamo diapazonu, kā arī ieslēgt vai izslēgt multimetru. Ja neizmantojat multimetru, izslēdziet to. Tad baterijas kalpos ilgāk.
- 3 – 10 A līdzda – sarkanajam (pozitivajam) mērišanas vadītājam ar mērišanas uzgali, kas ir paredzēts strāvas mērišanai 10 A DC diapazonā.
- 4 – līdzda – sarkanajam (pozitivajam) mērišanas vadītājam ar mērišanas uzgali, kas ir paredzēts sprieguma, pretestības vai strāvas līdz 200 mA mērišanai.
- 5 – „COM” līdzda – sarkanajam (pozitivajam) mērišanas vadītājam ar mērišanas uzgali.

Specifikācija

Ekrāns: LCD, 1999 (3,5 cipari) ar automātisku polaritātes indikāciju
 Mērišanas metode: divkārša integrācija caur analogciparu pārveidotāju
 Nolasīšanas frekvence: 2–3 × sekundē
 Darba temperatūra un mitrums: 0 līdz 40 °C, <75 %
 Uzglabāšanas temperatūra un mitrums: -10 līdz 50 °C, relatīvais mitrums <85 %
 Strāvas padeve: 1x 9 V (6F22) baterija
 Drošinātājs: F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm,
 F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm
 Izlādējušās baterijas: ekrānā ir redzams indikators ar baterijas simbolu
 Pārsniegta diapazona indikācija: LCD ekrānā ir redzams uzraksts „OL”
 Mērišanas kategorija: CAT III (300 V)

Korpuss: IP20

Izmēri: 28 × 138 × 70 mm

Svars: 141 g (ar baterijām)

Precizitāte

Norādīta precizitāte ir noteikta uz vienu gadu pēc ierīces kalibrēšanas 18 līdz 28 °C temperatūrā ar relatīvu mitrumu līdz 75 %.

Mērijumu precizitāte ir norādīta kā: $\pm [(\% \text{ no rādījuma}) + (\text{zemākie derīgie cipari})]$.

Līdzstrāvas (DC) spriegums

Diapazons	Izšķirtspēja	Precizitāte
200 mV	100 µV	$\pm[0,5 \% + 5]$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm[0,8 \% + 5]$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm[1 \% + 5]$

Ieejas pretestība: 1 MΩ

⚠️ Maksimālais ievades spriegums: 300 V līdzstrāva

Mainīstrāvas (AC) spriegums

Diapazons	Izšķirtspēja	Precizitāte
200 V	100 mV	$\pm(1,2 \% + 10)$
300 V	1 V	

Frekvences diapazons: no 40 līdz 400 Hz

⚠️ Maksimālais ieejas spriegums: 300 V AC

Piezīme. Tā ir vidējā vērtība, kas atbilst sinusa viļņa kalibrētai efektivai vērtībai.

Līdzstrāvas (DC)

Diapazons	Izšķirtspēja	Precizitāte
20 µA	0,01 µA	$\pm[1,2 \% + 5]$
200 µA	0,1 µA	
2 000 µA	1 µA	$\pm[1 \% + 5]$
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	$\pm[1,2 \% + 5]$
10 A	10 mA	$\pm[2 \% + 5]$

Pārslodzes aizsardzība:

µA un mA diapazons: F 250 mA/300 V drošinātājs

10 A diapazons: F 10 A/300 V drošinātājs

Maksimālā ieejas strāva:

VmA ligzda: maks. 200 mA

„10 A” ligzda: maks. 10 A

Ja mērāmā strāva pārsniedz 2 A, mērišanas ilgumam ir jābūt maksimāli desmit sekundes un mērijumu var atkārtot vēlreiz tikai pēc 15 minūtēm!

Pretestība

Diapazons	Izšķirtspēja	Precizitāte
200 Ω	0,1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	

Atvērtās kēdes spriegums: maks. 1 V

Diodes un kēdes nepārtrauktības tests

Diapazons	Apraksts	Piezīme
→	Ekrānā tiks parādīts aptuvenais diodes spriegums strāvas plūsmas virzienā.	Spriegums bez slodzes: 2,2 V
↔))	Iebūvētais skāņa signāls norāda, ka kēdes pretestība ir zemāka nekā 20 Ω. Ja pretestība ir 20 līdz 150 Ω, skāņa signāls var atskanēt un var neatskanēt. Ja pretestība pārsniegs 150 Ω, skāņa signāls neatskanēs.	Spriegums bez slodzes: 2,2 V

Līdzsprieguma mērišana

- Pievienojet sarkanā mērišanas vadītāja spraudni VmA ligzdai un melno vadītāju „COM” ligzda.
- Pagrieziet rīnķveida slēdzi pret funkciju, kas ir apzīmēta ar V~. Izvēlieties mērišanas diapazonu un novietojiet mērišanas uzgaļus vietā vai pie kēdes, kur vēlaties izmērit līdzstrāvas spriegumu.

⚠️ Ja iepriekš nezināt sprieguma diapazonu, iesatiet lielāko iespējamo diapazonu un pakāpeniski samaziniet to mērišanas laikā.

3. Ieslēdziet ierīci, kuru gatavojetes mērīt. Ekrānā tiks parādīta sprieguma vērtība un polaritāte attiecībā pret sarkanu mērišanas uzgaļu.

⚠️ Ja pārsniedzat 300 V diapazonu, nekavējoties pārtrauciet mērišanu. Pretējā gadījumā pastāv risks sabojāt multimetru vai gūt elektriskās strāvas radītas traumas.

Mainīstrāvas sprieguma mērišana

1. Pievienojet sarkanā mērišanas vadītāja spraudni VmA ligzdai un melno vadītāju „COM” ligzda.

2. Pagrieziet rīnķveida slēdzi pret funkciju, kas ir apzīmēta ar V~. Izvēlieties mērišanas diapazonu un novietojiet mērišanas uzgaļus vietā

vai pie kēdes, kur vēlaties izmērīt maiņstrāvas spriegumu.

⚠ Ja iepriekš nezināt sprieguma diapazonu, ies-tatiet lielāko iespējamo diapazonu un pakāpeniski samaziniet to mērišanas laikā.

3. Ieslēdziet ierīci, kuru gatavojuties mērīt. Ekrānā tiks parādīta sprieguma vērtība un polaritāte attiecībā pret sarkanā mērišanas uzgali.

⚠ Ja pārsniedzat 300 V diapazonu, nekavējoties pārtrauciet mērišanu. Pretējā gadījumā pastāv risks sabojāt multimetu vai gūt elektriskās strāvas radītas traumas.

Līdzstrāvas mērišana

1. Pievienojet sarkanā mērišanas vadītāja spraudni $\frac{V}{mA}$ ligzdai un melno vadītāju „COM” ligzdai. Ja izmērītais spriegums ir stāp 200 mA un 10 A, pievienojet sarkanā mērišanas vadītāja spraudni „10 A” ligzdai.

2. Pagrieziet rīnkleida slēdzi pret funkciju, kas ir apzīmēta ar $A\text{-}\square$.

3. Savienojet multimetu sērijeveidā ar kēdi, kuru vēlaties izmērīt, un ieslēdziet strāvas padevi mērīmajai ierīcei.

4. Ekrānā tiks parādīta izmērītā strāvas vērtība un polaritāte attiecībā pret sarkanā mērišanas uzgali.

⚠ Nekad neizmantojiet ierīci, lai izmērītu strāvu vietas, kur tukšgaitas atvērtās kēdes spriegums ir lielāks nekā 300 V.

Strāvas mērišana pie augstāka tukšgaitas sprieguma var izraisīt ierīces bojājumus (drošinātāju izdegšanu, elektīras izlādi) vai elektriskās strāvas radītas traumas!

Pretestības mērišana

1. Pievienojet sarkanā mērišanas vadītāja spraudni $\frac{V}{mA}$ ligzdai un melno vadītāju „COM” ligzdai.

2. Pagrieziet rīnkleida slēdzi pret funkciju, kas ir apzīmēta ar Ω . Izvēlieties mērišanas diapazonu. Pirms kēdes pretestības mērišanas izslēdziet strāvas padevi un izlādejiet visus augstsprieguma kondensatorus. Tādējādi netiek pieļauti potenciāli multimetra bojājumi.

3. Pievienojet mērišanas uzgalijs ierīcei vai kēdei, kurā mērīsiet pretestību.

4. Ekrānā tiks parādīta izmērītā pretestības vērtība.

Piezīme:

1. Mērot pretestību, kas pārsniedz 1 M Ω , ir jā-nogauda dažas sekundes, līdz izmērītā vērtība tiek stabilizēta.

2. Ja kēde ir atvērta, tiks parādīts simbols „OL”, tāpat kā tad, kad tiek pārsniegts mērišanas diapazons. Pirms pretestības mērišanas pārbaudiet, vai priekšmets, ko vēlaties mērīt, ir atvienots no strāvas padeves un vai visi tā kondensatori ir pilnībā izlādēti.

Diodes pārbaude

1. Pievienojet sarkanā mērišanas vadītāja spraudni $\frac{V}{mA}$ ligzdai un melno vadītāju „COM” ligzdai.

2. Pagrieziet rīnkleida slēdzi pret funkciju, kas ir apzīmēta ar \blacktriangleleft .

3. Novietojiet sarkano mērišanas uzgali uz diodes anoda un melno mērišanas uzgali uz diodes katoda.

4. Ekrānā tiks parādīta sprieguma vērtība (mV) strāvas plūsmas virzienā. Ekrānā tiks parādīts „OL”, ja polaritāte ir apgrīzta.

Kēdes nepārtrauktības tests

1. Pievienojet sarkanā mērišanas vadītāja spraudni $\frac{V}{mA}$ ligzdai un melno vadītāju „COM” ligzdai.

2. Pagrieziet rīnkleida slēdzi pret funkciju, kas ir apzīmēta ar $\bullet\bullet$.

3. Pievienojet mērišanas uzgaļus kēdei vai ierīcei, kas tiek mērīta. Ja pretestība būs zemāka nekā 20Ω , dzirdēsiest signālu.

Piezīme: Pirms mērījumu veikšanas pārbaudiet, vai kēde, ko vēlaties mērīt, ir atvienota no strāvas padeves un vai visi tās kondensatori ir pilnībā izlādēti.

Bateriju nomaiņa

Ja displejā tiek parādīts simbols , ir jānomainā baterija. Lai nomainītu bateriju, izmantojiet piemērotu skrūvēriju.

Pirms baterijas nomaiņas atvienojet mērišanas uzgalus no mērāmās kēdes vai ierīces un pagrieziet slēdzi pozīcijā „OFF” (izslēgts).

Atskrūvējiet aizmugurejošo vāciņu.

Nomainīt 9 V 6F22 bateriju ar jaunu. Izmantojiet tikai sārma baterijas. Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamas baterijas.

Pārliecinieties, ka ir ievērota pareizā polaritāte.

Pēc baterijas nomaiņas uzlieciet vāciņu un pie-skruvējiet to.

Drošinātāja nomaiņa

Ja drošinātājs izdeg, to visdrīzāk ir izraisījusi nepareiza lietošana. Multimetrs izmantoto drošinātāju parametri:

F 250 mA/300 V, $\varnothing 5 \times 20$ mm, F 10 A/300 V, $\varnothing 20 \times 20$ mm.

Drošinātājs atrodas zem bateriju nodalījuma vāciņa. Vienmēr nomainīt drošinātāju ar tāda paša veida drošinātāju ar tādiem pašiem parametriem. Uzlieciet atpakuļ un cieši aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Lai nomainītu F 10 A L 300 V drošinātāju, sazinieties ar servisa centru.

Pirms drošinātāja nomaiņas atvienojet mērišanas uzgalus no mērāmās kēdes vai ierīces un pagrieziet slēdzi pozīcijā „OFF” (izslēgts).

⚠

Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (tostarp bērniem), kuru fiziskā, uztveres vai garīgā nespēja vai pieredzes un zināšanu trūkums nelauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai

norādījumus par ierices lietošanu tām nesniedz par viņu drošību atbildīgā persona. Bērni vienmēr ir jāuzrauga un viņi nedrīkst spēlēties ar izstrādājumu.

 Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierices tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdenīs un tālāk ari barības kēdē, kur tās var ieteikt mīlvēka veselību.

Jūs varat pieprasīt no piegādātāja tehnisko palīdzību:
EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

EE | Digitaalne multimeeter

 Enne multimeetri MD-210 kasutamist lugege see kasatusuhend põhjalikult läbi. See sisaldab seadme kasutamiseks eriti olulisi tööhõutuse põhimõtteid. Selline teave on tekisti sees esile tööstetud. Kasatusuhendi lugemine aitab ära hoida potentsiaalseid elektrivoolust tingitud vigastusi või seadme kahjustumist.

Multimeeter on konstrueeritud kooskõlas standardiga IEC-61010 elektriiliste mõõtseadmete kategooria (CAT III 300 V) kohta, mille saastemäär on 2.

CAT III kategooria on mõeldud fikseeritud väljundvõimsusega varustatud vooluahelate, näiteks releede, pistikupesade, lülituskilpide, toiteallikate, lühikeste hargnevate vooluahelate ja valgussüstemicide jaoks suurtes hoonetes.

 vahelduvvool (AC)

 alalisvool (DC)

 alalis- ja vahelduvvool (AC/DC)

 maandus

 kahekordne isolatsioon

 tühjenev aku

 diood

 kaitse

 hoiatus

 elektrilöögiga vigastuse oht

 C € toode vastab kehtivatele ELi standarditele

 See sümbol tähdab: hoiatus, oht. Lugege kasatusuhendit köigil juhtidel, kui seda sümbolit kasutatakse!

 See sümbol näitab elektrivoolust põhjustatud vigastuse ohtu

⚠ TÄHELEPANU!

Järgige eelkōige järgmisi juhiseid:

- Enne multimeetri kasutamise alustamist veenduge, et seade pole kahjustatud. Mõõtseadme

kasutamine tuleb lõpetada juhul, kui avastate seadmel ilmselgeid kahjustusi! Veenduge, et multimeeteril ei oleks kriimustusi ning kulgimised ühendusosad ei oleks lahti.

- Ärge mõõtke pinget, mis on kõrgem kui 300 V, või voolu, mis on kõrgem kui 10 A!
- Massiklemm peab olema alati ühendatud võrdluspinnaga.
- Kontrollige ka mõõteotsi. Mõõtesondide isolatsiooni ei tohi olla nähtavaid kahjustusi. Kahjustatud kaitselahutus võib põhjustada elektrivoolust tingitud kahjustusi. Seetõttu ärge kasutage kahjustatud mõõtesonde.
- Kui leiate, et multimeeter mõõdab valesti, lõpetage selle kasutamine. Need võivad olla tingitud sulanud kaitsmest. Juhul kui te pole tõrke põhjuses kindel, siis võtke ühendust teeninduskeskusega.
- Ärge kasutage ega hoidke multimeetrit kõrge temperatuuriga, tolmuses või niiskes keskkonnas. Samuti ei ole soovitatav kasutada seadet keskkonnas, kus on potentsiaalsed tugevad magnetväljad või plahvatust- ja tuleoht.
- Ärge mõõtke pinget ja voolu, mis on kõrgemad kui multimeetri esipaneelil näidatud. Elektrivoolust tingitud vigastuse või multimeetri kahjustumise oht!
- Enne kasutamist kontrollige, kas multimeeter töötab korralikult. Testige teadaolevate elektrooniliste väärustega vooluahelat.
- Enne multimeetri ühendamist vooluahelaga, mida katavateks mõöta, lülitage vooluahela toide välja.
- Kui peate asendama multimeetri komponendi (nt aku, kaitse), kasutage alati sama tüüpi ja spetsifikatsioonia varuosi. Seadme osi võib vahetada vaid siis, kui multimeeter on lahti ühendatud ning välja lülitatud.
- Ärge muutke ega muul moel mõjutage multimeetri sisemist vooluahelat!
- Olge eriti ettevaatlik, kui mõõdate pingeid, mis on kõrgemad kui 30 V vahelduvvoolu ruutkeskmine, 42 V tipp või 60 V alalisvoolu. Elektrivoolust tingitud vigastuse oht!
- Mõõteotsade kasutamisel veenduge, et hoiate neid sõrme kaitsetökké tagant.
- Enne multimeetri korpusse avamist eemaldaage mõõteotsad testitud vooluahelast.
- Ärge tehke mõõtmisi, kui multimeetri korpus on eemaldatud või lahti.
- Vahetage aku välja, kui ekraanile ilmub aku tühjenemise hoiatusnäidik . Vastasel juhul ei pruugi hiljem kasutusele võetud meetmed toimida. Ebatäpsed mõõtetulemused võivad põhjustada elektrivoolust põhjustatud vigastuste ohtu!

⚠ TÄHELEPANU!

Kasutage multimeetrit MD-210 ainult allpool kirjelatud viisil. Vastasel juhul võib seade kahjustuda või kasutaja võib saada vigastada. Järgige neid juhiseid. Enne takistuse, diodide või voolu mõõtmist ühendage vooluahelad toiteallikast lahti ja laadige kõrgepinge kondensaatorid tühjaks.

Enne mõõtmist veenduge, et mõõtevahemiku ümmarguse valikulülit on õiges asendis. Mõõtmisvahemiku ei tohi mingil juhul mõõtmise ajal muuta (mõõtmisprogrammid ümmarguse lülitiliigutamisega). See võib seadet kahjustada.

Kui plaanite mõõta voolu, kontrollige multimeetri kaitsemeid ja lülitage vooluahela toiteplooki enne multimeetri ühendamist välja.

Kui mõõdate, ühendage kõigepealt must elektrijuht (sond) ja seejärel punane elektrijuht (sond). Juhtmete lahtiühendamisel ühendage esmalt lahti punane elektrijuhe.

Hooldusjuhend

⚠ Tähelepanu!

Ärge püüduks multimeetrit mingil moel parandada ega muuta, kui te ei ole selle ülesande täitmiseks kvalifitseeritud või teil pole juridepääsu vajalikke kalibreerimisseadmete.

Elektrivoolu pöhjustatud vigastuste välimiseks veenduge, et vesi ei siseneks multimeetri sise-musse!

- Enne multimeetri korpu avamist eemaldage mõõteotsad testitud vooluahelast.
- Puhastage multimeetri korput regulaarselt niiske lapi ja pärme pesuvahendiga. Puhastage multimeetrit vaid siis, kui multimeeter on lahti ühendatud ning välja lülitud.
- Ärge kasutage puhestamiseks lahusteid ega abrasiivseidaineid!
- Kui te ei kasuta multimeetrit pikema aja jooksul, lülitage see välja ja eemaldage patareid.
- Ärge hoidke multimeetrit väga niisketes ja kõrge temperatuuriga või tugeva magnetväljaga kohtades!

Seadme kirjeldus

Multimeeter MD-210 on 3,5-kohalise ekraaniga kompaktne seade. See on mõeldud alalis- ja vahelduvpinge, alalis- ja vahelduvvoolu, takistuse, temperatuuri, testdiode mõõtmiseks ja juhtivuse ning vooluahelate audiokatsetamiseks. Multimeeter tagab kaitse ülekoormuse eest ja teavitab kasutajat, kui aku on tühi. See on ideaalne kasutamiseks nt töötubades, laborites ja kodumajapidamistes.

Multimeetri eestvaade

1 – Ekraan – kuvab 3,5 numbrit, st maksimaalset väärustust 1999

2 – Funktsioonide ja vahemiku lülit – võimaldab valida funktsioone ja soovitud vahemikku ning

lülitada multimeetrit sisse või välja. Kui te multimeetrit ei kasuta, lülitage see välja. Seejärel kestab aku kauem.

3 – 10 A pistik – kasutatakse punase (positiivse) osaga mõõtejuhi pistiku ühendamiseks voolu mõõtmiseks 10 A alalisvoolu vahemikus.

4 – $\Omega \rightarrow$ pesa – kasutatakse punase (positiivse) osaga mõõtejuhi pistiku ühendamiseks pinge, takistuse või voolu mõõtmiseks kuni 200 mA.

5 – massiklemm – kasutatakse musta (negatiivse) osaga mõõtejuhi pistiku ühendamiseks.

Tehnilised andmed

Ekraan: LCD, 1999 (3,5 numbrit) automaatse polaarsuse indikaatoriga

Mõõtmismeetod: kondensaatori laadimisel-tühjendamisel põhinev integreeriv muundur

Näidi sagedus: 2–3x sekundis

Töötemperatuur ja -niiskus: 0 °C kuni 40 °C, <75 % Säilitustemperatuur ja -niiskus: -10 °C kuni 50 °C, suhteline niiskus <85 %

Toide: 1x 9 V (F622) aku

Kaitsemed: F 250 mA/300 V, ø 5×20 mm, F 10 A/300 V, ø 5×20 mm

Tühi aku: näit aku sümboliga ekraanil

Ületatud vahemiku näit: LCD-ekraanil kuvatakse „OL“

Mõõtekategooria: CAT III (300 V)

Kaitseaste: IP20

Mõõdud 28 × 138 × 70 mm

Kaal: 141 g (aku kaasas)

Täpsus

Nimetatud täpsus on määratletud üheks aastaks pärast kalibreerimist alates seadme kalibreerimisest 18 °C kuni 28 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures kuni 75 %.

Mõõtmise täpsus on märgitud järgmiselt: $\pm [(\% \text{ näidust}) + (\text{kõige madalamad numbrikohad})]$.

Alalisvool

Vahemik	Eristus	Täpsus
200 mV	100 μ V	$\pm(0,5 \% + 5)$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Sisendnävitakistus: 1 M Ω

⚠ Maksimaalne sisendpinge: 300 V alalisvool

Vahelduvvool

Vahemik	Eristus	Täpsus
200 V	100 mV	$\pm(1,2 \% + 10)$
300 V	1 V	

Sagedusvahemik: 40 Hz – 400 Hz

⚠ Maksimaalne sisendpinge: 300 V vahelduvvoolu

Märkus. Väärtus on keskmise, mis on kalibreeritud vastavalt siinuslaine efektiivsele väärtusele

Alalisvool (DC)

Vahemik	Eristus	Täpsus
20 μ A	0,01 μ A	$\pm(1,2\%+5)$
200 μ A	0,1 μ A	
2 000 μ A	1 μ A	$\pm(1\%+5)$
20 mA	10 μ A	
200 mA	100 μ A	$\pm(1,2\%+5)$
10 A	10 mA	$\pm(2\%+5)$

Ülekoormuskaitse:

μ A ja mA vahemik: F 250 mA/300 V kaitse

10 A vahemik: F 10 A/300 V kaitse

Maksimaalne sisendvool:

V_mA
Ω ↔ pesa: max 200 mA

10 A pesa: max 10 A

Voolule mõõtmisel, mis on suuremad kui 2 A: mõõtmise kestus peab olema max 10 sekundit ja mõõtmist võib uesti korraga ainult 15 minuti pärast!

Takistus

Vahemik	Eristus	Täpsus
200 Ω	0,1 Ω	
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	

Avaahela pinge: max 1 V

Diodi ja voolu pidevuse testimine

Vahemik	Kirjeldus	Märkus.
→	Ekraanil kuvatakse dioodi ligikaudne pingे väärthus voolusuunas.	Pinge ilma koormuseta: 2,2 V
•))	Sisseehitatud sumisti näitab, et vooluahela takistus on väiksem kui 20 Ω. Kui takistus on vahemikus 20 kuni 150 Ω, võib sumisti kostuda, kuid ei pruugi. Kui takistus on suurem kui 150 Ω, siis sumisti ei kostu.	Pinge ilma koormuseta: 2,2 V

Alalispinge mõõtmine

- Ühdage punase mõõtejuhi pistik pistikupessa V_mA
Ω ↔ ja must elektrijuht massiklemmi pesa.
- Keerake ümmargune lülitü funktsioonile märgistusega V_{--} . Valige mõõtevahemik ja asetage mõõtmisosad kohale või vooluahelale, kus soovite alalispinge mõõta.
- Lülitage sisse seade, mida soovite mõõta.

△ Kui te ei tea eelnevalt pinge vahemikku, määrase suurim võimalik vahemik ja vähendage seda järk-järgult mõõtmise ajal.

- Lülitage sisse seade, mida soovite mõõta. Ekraanil kuvatakse pinge väärthus ja polaarsus punase mõõteotsa suhtes.

△ Kui te ületate vahemikku 300 V, lõpetage kohe mõõtmine. Vastasel juhul võrite kahjustada multi meetrit ja end elektrivooluga vigastada.

Vahelduvpinge mõõtmine

- Ühdage punase mõõtejuhi pistik pistikupessa V_mA
Ω ↔ ja must elektrijuht massiklemmi.
- Keerake ümmargune lülitü funktsioonile märgistusega $V\sim$. Valige mõõtevahemik ja asetage mõõtmisosad kohale või vooluahelale, kus soovite vahelduvpinget mõõta.

△ Kui te ei tea eelnevalt pinge vahemikku, määrase suurim võimalik vahemik ja vähendage seda järk-järgult mõõtmise ajal.

- Lülitage sisse seade, mida soovite mõõta. Ekraanil kuvatakse pinge väärthus ja polaarsus punase mõõteotsa suhtes.

△ Kui te ületate vahemikku 300 V, lõpetage kohe mõõtmine. Vastasel juhul võrite kahjustada multi meetrit ja end elektrivooluga vigastada.

Alalisvoolu tugevuse mõõtmine

- Ühdage punase mõõtejuhi pistik pistikupessa V_mA
Ω ↔ ja must elektrijuht massiklemmi. Kui mõõdetud pinge on vahemikus 200 mA kuni 10 A, ühdage punase mõõtejuhi pistik 10 A pesasse.
- Keerake ümmargune lülitü funktsioonile märgistusega A_{--} .
- Ühdage multimeeter jadaühenduse kaudum-vooluahelaga, mida soovite mõõta, ja lülitage mõõdetud seadme toiteallikas sisse.
- Ekraanil kuvatakse mõõdetud vool ja polaarsus punase mõõteotsa suhtes.

△ Ärge kunagi kasutage seadet voolu mõõtmiseks kohades, kus tühikäigu pinge on avatud vooluahelas suurem kui 300 V.

Voolu mõõtmine kõrgema tühikäigu pinge korral võib seadet kahjustada (sulavaksite, elektriline tühjakslaadimine) või tekitada elektrilöögist põhjustatud vigastuse!

Takistuse mõõtmine

- Ühdage punase mõõtejuhi pistik pistikupessa V_mA
Ω ↔ ja must elektrijuht massiklemmi.
 - Keerake ümmargune lülitü funktsioonile märgistusega Ω . Valige mõõtevahemik. Lülitage vooluahela toiteallikas välja ja laadige köik kõrgepinge kondensaatorid enne voolu mõõtmist tühjaks. See takistab multimeetri võimaliku kahjustamist.
 - Ühdage mõõteotsad seadme vooluahelaga, kus soovite takistust mõõta.
 - Ekraanil kuvatakse mõõdetud takistuse väärthus.
- Märkus:
- Kui mõõdetakse takistusi, mis on suuremad kui 1 MΩ, on vaja paar sekundit oodata, kuni mõõdetud väärthus stabiliseerub.
 - Kui vooluahel on avatud, ilmub ekraanile sümbool „OL“, mis on sama, mis mõõtevahemiku

ületamisel. Enne takistuse mõõtmist veenduge, et mõõdetud objekt on toiteallikast lahti ühen-datud ja kõik selle kondensaatorid on täielikult tühjaks laaditud.

Diodi testimine

1. Ühendage punase mõõtejuhi pistik pistikupessaga ja muut elektrijuht massiklemmi.
2. Keerake ümmargune lülitி funktksionile mär-gistusega .
3. Asetage punane mõõteots diodi anoodile ja seejärel must mõõteots diodi katoodile.
4. Ekraanil kuvatakse voolusuuna pinget ühikuga mV. Kui polaarsus on vastupidine, ilmub ek-raanile „OL“.

Vooluhela pidevustest

1. Ühendage punase mõõtejuhi pistik pistikupessaga ja muut elektrijuht massiklemmi.
2. Keerake ümmargune lülitić funktksionile mär-gistusega .
3. Ühendage mõõteotsad testitud vooluhela vői seadmega. Kui takistus on väiksem kui 20Ω , kuulete sumüstist.

Märks. Enne mõõtmiste tegemist veenduge, et mõõdetud vooluhel on toiteallikast lahti ühen-datud ja kõik selle kondensaatorid on täielikult tühjaks laaditud.

Patareide vahetamine

Kui ekraanil on sümbool , tuleb aku välja vahetada. Aku vahetamiseks kasutage sobivat kruvikeerajat. Enne aku vahetamist eemaldage mõõteotsad mõõ-detud vooluhelast vői seadmest ja keerake lülitி asendisesse OFF (VÄLJAS).

Keerake tagumine kaas maha.

Asendage 9 V tüüpi 6F22 aku uuega. Kasutage ainult leelispatareiisi. Ärge kasutage taaslaetavaid akusid. Jäljige kindlasti polaarsust. Pärast aku vahetamist asetage kate tagasi ja keerake see uesti kinni.

Kaitsme asendamine

Kui kaitse põleb läbi, on see töenäoliselt tingitud valest käsitsimisest. Multimeeter kasutab nende parameetritega kaitsmeid:

F 250 mA/300 V, Ø 5x20 mm, F 10 A/300 V, Ø 5x20 mm.

Kaitse asub akupesa kaane all. Asendage kaitmsmed alati sama tüüpi ja sarnade parameetrtega kaitsmega. Asetage akukate tagasi ja sulgege see.

F 10 A L 300 V kaitstsme asendamiseks võtke ühen-dust teeninduskeskusega.

Enne kaitstsme vahetamist eemaldage mõõteotsad mõõdetud vooluhelast vői seadmest ja keerake lülitி asendisesse OFF (VÄLJAS).



Seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellegi on füüsилised, meeleeorganite vői vaimsed puuded isikud vői kellegi puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, et seadet ohutult kasutada, välja arva-

tud juhul kui see toimub järelevale all vői nende turvalisuse eest vastutav isik on neid ohutustest tingimustest instruuerinud. Lapsi tuleb alati jälgida ning nad ei tohi seadmega mängida.

Ärge visake ära koos olmejäätmeteega. Kasu-tage spetsialseid sorteeritud jäätmete kogu-mispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saatte kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügmäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda pöhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjuda nii inimeste tervist.

Tehnilist abi saate küsida tarnijalt:

EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

BG | Цифров мултиметър

Преди да започнете да използвате мултиметъра MD-210, прочетете внимателно настоящото ръководство. То съдържа особено важна информация относно принципите за осигуряване на безопасност при работа с уреда. Тези части от текста са подчертани. Това ще предотврати евентуални наранявания, причинени от електрически ток, или увреждане на устройството.

Цифровият мултиметър е проектиран в съответствие със стандарт IEC-61010 относно електронните измервателни инструменти, попадащи в категория CAT III 300 V, нива на замърсяване 2. Уредите от категория CAT III са предназначени за измерване на вериги, захранвани с фиксирано напрежение, например релея, контакти, разпределителни табла, захранващи блокове, вериги с къси разклонения и осветителни системи в големи сгради.

променлив ток (AC)

постоянен ток (DC)

постоянен и променлив ток (AC/DC)

заземяване

двойна изолация

разредена батерия

диод

стопяем предпазител

предупреждение

опасност от електрически удар

изделието отговаря на действащите стандарти в ЕС

Този символ означава: предупреждение, опасност. Задължително прочетете указанятията в ръководството, когато срещнете този символ!

Този символ означава, че съществува опасност от травми, причинени от електричество.

⚠ ВНИМАНИЕ

Обърнете особено внимание на следните инструкции:

- Внимателно проверете дали мултиметърът не е повреден, преди да започнете да го използвате. Ако забележите видима повреда на устройството, не извършвайте измервания! Проверете дали по повърхността на мултиметъра няма надрасквания и дали съединенията отстрани не са разделени.
- Не измервайте напрежение над 300 V или ток над 10 A!
- Клема COM трябва винаги да е свързана към нулевата точка (маса).
- Проверявайте измервателните пробници. По изолацията на пробниците не трябва да има видими признаки за повреда. Повредената изолация може да доведе до наранявания от токов удар. Поради това не използвайте повредени измервателни пробници!
- Ако установите, че мултиметърът не измерва правилно, спрете да го използвате. Причината може да е изгаряне на стоплеметър предпазител. Ако не сте сигури каква е причината за дефекта, свържете се със сервизния център.
- Не използвайте и не съхранявайте мултиметъра на места с висока температура, много прах и влага. Също така не е препоръчително да се използва устройството в среда, в която има силно магнитно поле или където има риск от експлозия или пожар.
- Не измервайте по-високи напрежения и токове от посочените върху предния панел на мултиметъра. Има опасност от наранявания в резултат на токов удар или опасност от повреждане на мултиметъра!
- Проверете дали мултиметърът работи правилно, преди да го използвате. Проверката извършете с електрическа верига с известни параметри.
- Преди да свържете мултиметъра към изследваната верига изключете нейното захранване.
- Ако се налага да смените част на мултиметъра (например батерия или предпазител), използвайте само резервни части от същия тип и със същите характеристики. Сменяйте частите само когато мултиметърът е изключен и разкачен!
- Не променяйте и не модифицирайте вътрешните електрически вериги на мултиметъра!
- Особено внимавайте при измерване на променливи напрежения с ефективна стойност над 30 V, върхова стойност над 42 V или постоянни напрежения над 60 V. Има опасност от наранявания, причинени от електричество!
- При работа с измервателните пробници не ги хващайте отвъд предпазната преграда.

- Разединявайте измервателните пробници от изследваната верига преди да започнете да разглобявате мултиметъра.
- Не извършвайте измервания, ако кутията на мултиметъра е отворена или разхлабена.
- Сменяйте батерията веднага след като на екрана се появи символът . В противен случай следващите измервания може да са неточни. Неправилното измерване може да доведе до наранявания от токов удар!

⚠ ВНИМАНИЕ

При работа с мултиметър MD-210 спазвайте приведените по-долу указания. В противен случай може да се нараните или да повредите уреда. Обърнете внимание на следните инструкции:

Преди измерване на съпротивление или ток и проверка на диоди изключете електрическото захранване на изследваната верига и разпределете високоволтовите кондензатори.

Преди измерване проверявайте дали кръглият превключвател за обхват на измерване е в нужното положение. В никакъв случай не променяйте измервателния обхват (чрез въртящия се превключвател) по време на измерване. Това може да повреди уреда.

Ако желаете да измервате ток, проверете предпазителя на мултиметъра и изключете електро-захранването на веригата преди да свържете мултиметъра.

Докато измервате, първо свържете черния проводник (сонда) и след това червения проводник (сонда). При разкачване на измервателните проводници първо откачете червения.

Инструкции за поддръжка

⚠ Внимание

Не се опитвайте да ремонтирате мултиметъра или да го променяйте по какъвто и да е начин, ако нямate квалификация за такава дейност или не разполагате с подходящи устройства за калибиране. За предпазване от електрически удар следете във вътрешността на уреда да не попада вода!

- Разединявайте измервателните пробници от изследваната верига преди да започнете да разглобявате мултиметъра.
- Редовно почиствайте корпуса с влажна кърпа и слаб миещ препарат. Извършвайте почистване само когато мултиметърът е изключен и разкачен.
- Не използвайте разтворители или абразивни препарати за почистване!
- Ако няма да използвате мултиметъра дълго време, изключете го и извадете батерията.
- Не съхранявайте мултиметъра на места с висока влажност, висока температура или със силно магнитно поле!

Описание на устройството

Мултиметърът MD-210 е компактен измервателен уред с 3,5-разрядна индикация. Той е предназначен за измерване на постоянни и променливо напрежение, постоянен и променлив ток, електрически съпротивление и температура, както и за проверка на диоди и на непрекъснатостта на електрически вериги (със звукова сигнализация). Мултиметърът има защита от претоварване и сигнализира на потребителят, когато батерията се разреди. Той е много подходящ за използване в работилници, лаборатории и в домакинството.

Изглед отпред на мултиметъра

- 1 – Екран – индикация с 3,5 разряда, т.е. максимална показвана стойност 1999
- 2 – Превключвател за обхватите и режимите – служи за избиране на функции и обхвати, както и за включване/изключване на мултиметъра. Когато не използвате мултиметъра, превключвателят трябва да е в изключено положение (OFF). Това удължава срока на използване на батерията.
- 3 – Клема 10 A – използва се за включване на щекера на червения (положителен) измервателен пробник при измерване на токове в обхват 10 A.
- 4 – Клема $\frac{VmA}{\Omega \leftrightarrow}$ – използва се за включване на щекера на червения (положителен) измервателен пробник при измерване на напрежение, съпротивление или ток до 200 mA.
- 5 – Клема COM – използва се за включване на щекера на черния (отрицателен) измервателен пробник.

Технически характеристики

Екран: течнокристален (LCD), 1999 (3,5 разряда) с автоматична индикация за полярността
Метод на измерване: интегриране по двета склона на сигнала чрез АЦП

Честота на отчитане: 2–3 пъти в секунда
Околна температура и влажност по време на работа: от 0 °C до 40 °C, <75 %

Температура на съхранение и влажност: -10 °C до 50 °C, относителна влажност <85 %

Захранване: 1 бр. батерия 9 V тип 6F22

Стопяеми предпазители: F 250 mA/300 V, $\emptyset 5 \times 20$ mm; F 10 A/300 V, $\emptyset 5 \times 20$ mm

Изтощена батерия: индикация чрез извеждане на екрана на специален символ

Индикация за превишена обхват на измерване: изписва „OL“ на екрана

Измервателна категория: CAT III (300 V)

Степен на защита: IP20

Размери: 28 mm × 138 mm × 70 mm

Маса: 141 g (с батерията)

Точност

Посочената точност е валидна за период от една година след калибрирането при температура от 18 °C до 28 °C и относителна влажност до 75 %. Точността на измерване се характеризира по следния начин: $\pm [(\% \text{ от показанието}) + (\text{единици от най-младшият разряд})]$.

Постоянно напрежение

Обхват	Разделителна способност	Точност
200 mV	100 µV	$\pm(0,5 \% + 5)$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	100 mV	
300 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Входен импеданс: 1 MΩ

△ Максимално напрежение на входа: 300 V=

Променливо напрежение

Обхват	Разделителна способност	Точност
200 V	100 mV	$\pm(1,2 \% + 10)$
300 V	1 V	

Честотен диапазон: 40 Hz до 400 Hz

△ Максимално напрежение на входа: 300 V=

Забележка: Индикацията показва средна стойност, калибрирана за ефективната стойност на синусоидално напрежение

Постоярен ток (DC)

Обхват	Разделителна способност	Точност
20 µA	0,01 µA	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 µA	0,1 µA	
2 000 µA	1 µA	$\pm(1 \% + 5)$
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	$\pm(1,2 \% + 5)$
10 A	10 mA	$\pm(2 \% + 5)$

Зашита от претоварване:

обхват µA и mA: стопляем предпазител F 250 mA/300 V

обхват 10 A: стопляем предпазител F 10 A/300 V

Максимален входен ток:

Клема $\frac{VmA}{\Omega \leftrightarrow}$: макс. 200 mA

Клема 10 A: макс. 10 A

При измерване на ток, по-голям от 2 A: продължителността на измерването не трябва да превиши 10 секунди и измерванията може да се повтарят през 15 минути!

Съпротивление

Обхват	Разделителна способност	Точност
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,2\% + 5)$
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	

Напрежение в отворена верига: макс. 1 V

Проверка на диоди и на непрекъснатостта на вериги

Обхват	Описание	Забележка
►	Екранът показва приблизително пада на напрежение върху диода в посоката на протичащияток.	Напрежение без товар: 2,2 V
•))	Вграденият зумер сигнализира, когато съпротивлението на веригата е по-малко от 20 Ω. Ако съпротивлението е между 20 Ω и 150 Ω, зумерът може да не се включи в някои случаи. Ако съпротивлението е по-голямо от 150 Ω, зумерът не се включва.	Напрежение без товар: 2,2 V

Измерване на постоянно напрежение

- Свържете щекера на червения измервателен пробник към клема V_{mA} , а щекера на черния пробник – към клема COM.
- Завъртете превключвателя в областта на функцията с означение $V_{\text{--}}$. Изберете измервателен обхват и включете измервателните пробници към точките на изследваната верига, между които искате да измерите постоянното напрежение.

⚠ Ако не знаете предварително приблизителната стойност на напрежението, изберете най-големия възможен обхват и при необходимост след това постепенно преминавайте на по-малки обхвати.

- Включете захранването на изследваната верига или устройство. Екранът показва стойността на напрежението и полярността му спрямо червения измервателен пробник.

⚠ Ако се окаже, че напрежението е по-високо от 300 V, незабавно прекратете измерването. В противен случай може да повредите мултиметъра и да получите токов удар.

Измерване на променливо напрежение

- Свържете щекера на червения измервателен пробник към клема V_{mA} , а щекера на черния пробник – към клема COM.

- Завъртете превключвателя в областта на функцията с означение $V\sim$. Изберете измервателен обхват и включете измервателните пробници към точките на изследваната верига, между които искате да измерите променливото напрежение.

⚠ Ако не знаете предварително приблизителната стойност на напрежението, изберете най-големия възможен обхват и при необходимост след това постепенно преминавайте на по-малки обхвати.

- Включете захранването на изследваната верига или устройство. Екранът показва стойността на напрежението и полярността му спрямо червения измервателен пробник.

⚠ Ако се окаже, че напрежението е по-високо от 300 V, незабавно прекратете измерването. В противен случай може да повредите мултиметъра и да получите токов удар.

Измерване на постоянен ток

- Свържете щекера на червения измервателен пробник към клема Ω_{mA} , а щекера на черния пробник – към клема COM. Ако измерваният ток е между 200 mA и 10 A, свържете щекера на червения измервателен пробник към клема 10 A.
- Завъртете превключвателя в областта на функцията с означение $A_{\text{--}}$.
- Свържете мултиметъра последователно в изследваната верига и включете захранването на веригата/устройството.
- Екранът показва големината на тока и посоката му спрямо червения измервателен пробник.

⚠ В никакъв случай не използвайте мултиметъра за измерване на ток, ако при прекъсната верига напрежението превишава 300 V.

Опитите за измерване на ток при високо напрежение на празен ход могат да причинят повреди на уреда (изгаряне на предпазител, електрически разряд) или травми от електрически удар!

Измерване на съпротивление

- Свържете щекера на червения измервателен пробник към клема Ω_{mA} , а щекера на черния пробник – към клема COM.
- Завъртете превключвателя в областта на функцията с означение Ω . Изберете обхват на измерване. Изключете захранването на изследваната верига и разпределете всички високовoltови кондензатори в ней преди да започнете измерването на съпротивление. Така предпазвате мултиметъра от възможна повреда.
- Свържете измервателните пробници към веригата, чието съпротивление желаете да измерите.
- Измерената стойност на съпротивлението се показва на екрана.

Забележка:

1. При измерване на съпротивление, по-високо от 1 М Ω , е необходимо да изчакате няколко секунди, за да се стабилизира измерената стойност.
2. Ако веригата е отворена или измерваната стойност е извън обхвата, на екрана се изписва „OL“. Преди измерване на съпротивление изключете електрическото захранване на изследваната верига и разредете докрай всички кондензатори.

Проверка на диоди

1. Свържете щекера на червения измервателен пробник към клема V_{DD} , а щекера на черния пробник – към клема COM.
2. Завъртете превключвателя в положение \rightarrow .
3. Свържете червения измервателен накрайник към анода на диода, а черния измервателен накрайник – към катода на диода.
4. Екранът показва пада на напрежение върху диода в mV в посоката на протичане на тока. На екрана се изписва „OL“, ако полярността е обратна.

Проверка за непрекъснатост на верига

1. Свържете щекера на червения измервателен пробник към клема V_{DD} , а щекера на черния пробник – към клема COM.
2. Завъртете превключвателя в положение $\bullet\circlearrowright$.
3. Свържете измервателните пробници към изследваната верига/устройство. Ако съпротивлението е по-малко от приблизително 20 Ω, зумерете се включва.

Забележка: Преди измерването изключете електрическото захранване на изследваната верига и разредете докрай всички кондензатори.

Смяна на батерии

Ако дисплеят показва символ $\square\triangle$, има нужда от смяна на батерията. За смяна на батерията е необходима подходяща отвертка.

Преди смяна на батерията изключете захранването на изследваната верига/устройство и установявайте превключвателя на мултиметъра в изключено положение (OFF).

Развийте винтовете на капачката на гърба на уреда.

Сменете батерията 9 V тип 6F22 с нова. Използвайте само алкални батерии. Не използвайте презраждащи се батерии.

Задължително спазвайте посочената полярност.

След смяната на батерията поставете капачката и завийте винтовете.

Смяна на предпазител

Принципната за изгаряне на предпазител обикновено е неправилна работа с уреда. В мултиметъра се използват стоплемия предпазители със следните параметри:

F 250 mA/300 V, Ø 5×20 mm; F 10 A/300 V, Ø 5×20 mm.

Стоплемият предпазител е разположен под капачката на отделението за батерията. Сменяйте стоплемия предпазител само с такъв от същия тип и със същите параметри. Поставете на място капачката на отделението за батерията и я затворете. За смяна на стоплемия предпазител F 10 A L 300 V се обрънете към сервис.

Преди смяна на предпазител изключете захранването на изследваната верига/устройство и установявайте превключвателя на мултиметъра в изключено положение (OFF).



Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или без достатъчно опит и знания, които поради това са неспособни да го използват по безопасен начин, освен когато са контролирани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата не бива да остават без наблюдение и в никакъв случай не трябва да си играят с уреда.

Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в пунктковете за събиране на сортирани отпадъци. Акумулаторна информация относно пунктковете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подложчините води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

Техническо съдействие от доставчика може да поискате на адрес

EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844, Prerov, Czech Republic

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jarmčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
3. EMOS Sl, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS Sl, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrenj garancijski list z originalnim računom.

EMOS Sl, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Digitalni multimeter _____

TIP: _____ MD-210 _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS Sl, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: reklamacije@emos-si.si